

HENRY SCHEIN® **GUARANTEE • 3 YEARS**
Made in Italy/Fabrizado en Italia/Fabriqu  en Italie/Hergestellt in Italien/Prodotto in Italia/Gemaakt in Italie

INSTRUCTION FOR USE:

Shake the container 2 or 3 times.
Mixing ratio: 1/3 of water measure to 1 levelled powder measure.
Colder water retards setting, warmer water speeds setting. Variations in water hardness may result in deviations from these values. After taking the impression, carefully rinse it in order to eliminate any traces of saliva, drain the excess water and pour immediately; if this is not possible store the impression in a hermetically sealed bag at room temperature (23°C/73°F). Under these conditions, the gypsum pouring can be deferred up to 48 hours after taking the impression. Recommended plasters: Type 3, Type 4.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar el contenido 2 6 3 veces.
Dosificaci3n: 1/3 de medidor de agua por una medida rasa de polvo. El agua fr a retarda el fraguado y la caliente lo acelera; al igual que la dureza del agua tambi n influye. Despu s de haber realizado la impresi3n, enjuagarla cuidadosamente para eliminar cualquier resto de saliva, secar el exceso de agua y guardar inmediatamente en un recipiente herm ticamente cerrado si no es posible conservar la impresi3n a temperatura ambiente (23°C/73°F). Si se respetan estas condiciones el vaciado puede retardarse hasta 48 horas despu s de la toma de la impresi3n. Yesos recomendados: tipo 3, tipo 4.

MODE D'EMPLOI

Retourner le r cipient 2 ou 3 fois.
Dosage: 1/3 de mesure d'eau pour 1 cuill re aras e de poudre. L'utilisation d'eau froide ralentit la prise, l'eau chaude l'acc l re. La duret  de l'eau peut  galement influencer sur la prise du mat riel. Apr s avoir fait l'empreinte, rincez la et d sinfectez la soigneusement (selon les instructions du fabricant) pour  liminer toutes traces de salive,  vacuez l'exc s d'eau et coulez imm diatement l'empreinte; si ce n'est pas possible, d posez la dans un sachet ferm  herm tiquement   temp rature ambiante (23°C/73°F). La coul e peut  tre diff r e jusqu'  48 heures. Pl tres recommand s: Type 3, Type 4.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch die Packung 2-3 Mal um 180° drehen.
Dosierung: 1/3 Wassermessl ffel pro 1 glatt abgestrichenem Pulvermessl ffel. Kaltwasser verz3gert bzw. Warmwasser beschleunigt die Aush rtung. Der H rtegrad des verwendeten Anmischwassers kann ebenfalls zu Abweichungen der aufgef hrten Zeitangaben f hren. Nach der Abdrucknahme gr ndlich sp len und desinfizieren, um eventuelle Speichel-R ckst nde zu beseitigen,  bersch ssiges Wasser eliminieren und sofort ausgie en. Falls dies nicht m3glich ist, Abdruck in einem luftdichten Beutel verschlie en, bei Zimmertemperatur (23°C/73°F) aufbewahren. Unter diesen Bedingungen kann der Abdruck bis zu 48 Stunden nach der Abdrucknahme ausgegossen werden. Empfohlene Gipse: Typ 3, Typ 4.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare 2 o 3 volte il contenitore.
Dosaggio: 1/3 di misurino d'acqua per un misurino raso di polvere. L'acqua fredda ritarda l'indurimento, l'acqua calda lo accelera. Variazioni nella durezza dell'acqua modificano i tempi suddetti. Dopo la presa dell'impronta, risciacquare accuratamente per eliminare eventuali tracce di saliva, togliere l'eccesso d'acqua e colare quindi immediatamente. Qualora non fosse possibile, conservare l'impronta in una busta ermeticamente sigillata a temperatura ambiente (23°C/73°F), in queste condizioni la colata del gesso pu3 essere differita fino a 48 ore dalla presa dell'impronta. Gessi raccomandati: Tipo 3, Tipo 4.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Schud de container 2 a 3 keer voor gebruik.
Mengverhouding: neem 1/3 deel water voor 1 afgestroken lepel poeder. Koud water zorgt voor langere uithardingstijd, warm water voor kortere uithardingstijd. Let op: verschil in waterhardheid zorgt tevens voor een verschil in uithardingstijd. Na het maken van de afdruk deze voorzichtig afspelen, afschudden en desinfecteren volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Afdruk uitgieten kan direct of maximaal na 48 uur door op kamertemperatuur (23°C) in afgesloten zak te bewaren. Aanbevolen wordt gips type 3 of 4.

Distributed by:
Distribuido por: Vertrieb durch:
Distribu  par: Distribuito da:

HENRY SCHEIN INC.
Melville, NY 11747 USA



Henry Schein U.K. Holdings Ltd.
Gillingham ME8 0SB U.K.
www.henryscheinbrand.com

HENRY SCHEIN®

900-3951

ORTHO ALGINATE

• *Dust Free, Extra Fast Setting*

ALGINATO SIN POLVO
PARA IMPRESIONES

• *Fraguado extra r pido*

ALGINATE SANS POUSSIERE
POUR EMPREINTES

• *Prise extra rapide*

HS-ALGINAT, STAUBFREI

• *Extra schnell abbindend*

ALGINATO SENZA POLVERE
PER IMPRONTE

• *Presa extra rapida*

ALGINAAT, STOFVRIJ

• *Extra snel hardend*



Contents:
Contenido:
Contenu:
Inhalt:
Contenuto:
Inhoud:

500g

According to ISO 1563 - ADA Spec. 18



30"



1' 15"



25"

23°C - 73°F

TOTAL 1' 40"



2x

14g
(2 spoons)



30ml
(2 levels)



MEDIUM SIZE
IMPRESSION



+H65890039511J

Made in Italy
Fabricado en Italia/Fabriqu  en Italie
Hergestellt in Italien/Prodotto in Italia/Gemaakt in Italie