

 HENRY SCHEIN®

9002473

Seperating Liquid Resins

**After boiling-out the plaster
modell the insulating agent of
polymers on the handwarm, not
any more steaming surface can
be applied.**

Una vez endurecido el modelo de escayola y aplicado el agente separador no se debe realizar más cocción sobre la superficie.

Après avoir traité le modèle en plâtre dans une solution bouillante, l'isolant en polymère peut être appliqué sur la surface tiède, mais plus fumante.

Nach dem Ausbrühen des Gipsmodells erfolgt der Auftrag des HS-Kunststofftrennmittels auf die handwarme, aber nicht mehr dampfende, Oberfläche.

Dopo aver fatto bollire il modello in gesso, applicare l'isolante sulla superficie tiepida. Se necessario, applicare un secondo strato dopo l'asciugatura.

If needed a second layer can be set after the drying of the first. In the case of polymerisation by hot air, insulating is to be applied abundantly. After the bottle's opening, the shelf life is limited to one year. Do not store at more than 23°C. Recommendation: Do not immerse the brush directly into the bottle.

Si necesita una segunda capa, ésta puede ser aplicada después de dejar secar la primera. Una vez abierta la botella, la caducidad es de un año. No guardar a temperaturas superiores a 23°C. Recomendación: No introduzca el pincel directamente en la botella.

Si nécessaire, une seconde couche peut être apposée après séchage de la première couche. En cas de polymérisation par air chaud, l'isolant doit être appliqué généreusement. Durée de conservation : un an après ouverture. Ne pas conserver à plus de 23° C. Recommandation: ne pas plonger la brosse directement dans la bouteille.

Bei Bedarf kann eine zweite Schicht nach dem Trocknen der ersten aufgetragen werden. Bei Heißluftpolymerisation besonders reichlich isolieren. Haltbarkeit bis 1 Jahr nach Öffnen. Lagern bei max. 23°C. Empfehlung: Pinsel nicht direkt in die Flasche eintauchen.

In caso di polimerizzazione con aria calda si consiglia di applicare il prodotto in abbondanza. La confezione, una volta aperta, va utilizzata entro un anno. Conservare ad una temperatura non superiore a 23°C. Si consiglia di non immergere direttamente il pennello nel contenitore.

Distributed by:
Distribué par :

Distribuido por:
Vertrieb durch:

HENRY SCHEIN INC.
Melville, NY 11747 USA

Henry Schein U.K. Holdings Ltd.
Gillingham ME8 0SB U.K.

1000 ml

