

## FLUORIDE-CONTAINING DENTAL DESENSITISING VARNISH

 ES Laca dental desensibilizante con fluoruros

 FR Vernis fluoré désensibilisant

 DE HS-Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung

 IT Vernice desensibilizzante contenente fluoruro

 NL Fluoride houdende lak voor tanddesensibilisering

 PT Verniz dessensibilizante dentário fluoretado

 CS Lak s obsahem fluoridu na snížení citlivosti zubů

 PL Lakier fluorkowy do desensytyzacji zębów

### Instructions for use

**Product description:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish is a fluoride-containing dental desensitizing varnish for surface application to enamel and dentine. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish adheres to moist surfaces and is tolerant to moisture and saliva. It is an ethanolic suspension of colophony with artificial flavouring and xylitol sweetening. 1 ml of Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish contains 50 mg of sodium fluoride equivalent to 22.6 mg of fluoride.

**Indications:**

HS Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish is intended for use in:

- Treatment of hypersensitive teeth
- Sealing the dental tubules, e.g. for cavity preparation or on sensitive root surfaces

**Methods of use:**

Recommended dosage

– Treatment of patients with primary dentition approx. 0.25 ml of Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
– Treatment of patients with adolescent or permanent dentition approx. 0.40 ml of Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish should be applied as a thin film on the tooth surface. Thick film peels off easily and does not provide therapeutic advantages. By experience, the required amount for a complete set of teeth ranges between 0.25 ml and 0.40 ml.

**Application:**

- Thoroughly clean tartar from treatment areas
- To improve results, eliminate any excessive moisture/saliva from area to be treated
- Uniformly apply Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish as a thin film, covering the entire target surface
- Moisten area of application (either by gentle rinsing or natural salivary flow) to ensure proper setting of Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
- Instruct patient to avoid solids, alcohol, brushing and flossing for 4 hours after application

**Information/precautionary measures:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish contains colophony. Do not use in cases where there is known hypersensitivities (allergies) to this ingredient. Colophony may inhibit polymerisation and adhesion of composites. Due to its nature Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish has a sticky consistency. Material remaining on the screw thread of the tube may cause the cap to stick. Wipe off any contaminating residues with an ethanol-containing cloth. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish is contraindicated in patients with ulcerative gingivitis or stomatitis. It is not intended for systemic treatment. Oedematous swellings have been reported on rare occasions especially following application to extensive surfaces. Dyspnoea in asthmatic children has been reported for comparable preparations in extremely rare cases. Patients with sensitive digestive systems may experience nausea, usually after extensive treatment. In case of hypersensitivity, remove varnish with a soft toothbrush, floss, and then rinse with warm water. No application of other fluoride preparations should be carried out on day of treatment. Suspend treatment with fluoride tablets for several days after treatment. Do not swallow the varnish.

**Storage:**

Store at temperatures between 4°-23°C. Do not use Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish after expiry date. Our preparations are developed for use in dentistry. As far as the application of the products delivered by us are concerned, our verbal and/or written information is given to the best of our knowledge and without obligation. Our information and/or advice does not relieve you from examining the materials delivered by us as for their suitability to the intended purposes of application. As the application of our preparations is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our preparations in accordance with the existing standards and corresponding to the conditions as stipulated in our general terms of sale and delivery.

### Instrucciones de uso

**Descripción del producto:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish es una laca dental desensibilizante que contiene fluoruros para el tratamiento superficial del esmalte y la dentina. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish se adhiere a superficies húmedas y es tolerante a la humedad restante y la saliva. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish es una suspensión etanólica de colofonia con aroma artificial y edulcorante de xilitol. 1 ml de Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish contiene 50 mg de fluoruro de sodio equivalente a 22,6 mg de fluoruro.

**Indicaciones:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish está indicado para:

- el tratamiento de dientes hipersensibles
- el sellado de túbulos dentarios para preparaciones de cavidad o en superficies radiculares sensibles

**Métodos de uso:**

Dosis recomendada

- Tratamiento en pacientes con dientes de leche Usar aprox. 0,25 ml de Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
- Tratamiento de pacientes con dentadura mixta o fija aprox. 0,40 ml Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
Aplicar una película fina de Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish en la película más gruesa se desprende más fácil y no mejora las ventajas terapéuticas. Por experiencia, la cantidad requerida está entre 0,25 ml y 0,40 ml para un set completo de dientes.

**Aplicación:**

- Limpiese bien el tártaro de las áreas a tratar.
- Para mejores resultados, elimínese completamente la humedad/saliva excedentes de la superficie a tratar.
- Apliquese uniformemente Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish de modo que la superficie quede completamente cubierta con una película fina.
- Humedecer las superficies a tratar (o bien con enjuague suave o flujo de saliva natural) para asegurar un fraguado de Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish.
- Instrúyase al paciente de evitar comida dura, alcohol, cepillado o seda dental durante las próximas 4 horas después de la aplicación.

**Información/medidas precautorias:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish contiene colofonia. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra este ingrediente. Colofonia puede influir la polimerización y la adhesión de los composites. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish tiene debido a su modo de aplicación, una consistencia pegajosa. Al usar el tubo, los residuos de material en la rosca, pueden causar que se pegue a la tapa. Limpiar eventualmente las impurezas con un paño que contenga etanol. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish está contraindicado para pacientes con gingivitis ulcerante o estomatitis. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish no es para el tratamiento sistemático. Inflamación edematosa ha sido reportada en pocas ocasiones especialmente siguiente a la aplicación en superficies extensas. En preparados comparables se ha reportado pocas veces sobre disnea en conexión con niños asmáticos. Pacientes que tienen sistemas digestivos sensibles pueden experimentar náuseas, normalmente después de un tratamiento extensivo. En caso de hipersensibilidad: Elimínese el barniz con un cepillo de dientes blando y seda dental, posteriormente lavar con agua caliente. No realizar el tratamiento con otros preparados de fluoruros en el día de la aplicación. Suspenda la toma de comprimidos de fluoruro por unos días después del tratamiento con Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish. No tragar la laca.

**Conservación:**

Consérvese a temperaturas entre 4°-23°C. No utilizar Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish después de la fecha de caducidad. Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontológico. En lo que se refiere a la aplicación de nuestros productos, se han dado nuestras indicaciones verbales y/o escritas y consejos sin compromiso según nuestro leal saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les eximen de comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud para la aplicación intencionada. Dado que la aplicación de nuestros preparados se efectúa fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la calidad de nuestros preparados según las normas correspondientes y de acuerdo con el estándar establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.

### Mode d'emploi

**Description du produit :**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish est un vernis fluoré pour le traitement superficiel de l'émail et de la dentine. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish adhère à des surfaces humides et tolère l'humidité et la salive restantes. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish est une suspension à l'éthanol composée de colophonium avec un arôme artificiel et de l'édulcorant xylitol. 1 ml de Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish contient 50 mg de fluorures de sodium ce qui correspond à 22,6 mg de fluorures.

**Indications :**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish est indiqué pour :

- Le traitement de dents hypersensibles
- Le scellement des tubulis dentinaires dans les cavités préparées ou sur les surfaces radiculaires sensibles

**Domaines d'application :**

Dosage recommandé

- Pour le traitement de patients avec la dentition primaire env. 0,25 ml de Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
- Pour le traitement de patients avec une dentition mixte ou la dentition définitive env. 0,40 ml de Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish

Appliquer une fine couche de Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish sur les tissus dentaires. Une couche épaisse se décolle facilement et n'offre pas des avantages thérapeutiques. L'expérience montre que la quantité nécessaire pour une denture complète est de 0,25 ml à 0,40 ml.

**Application :**

- Nettoyer les surfaces à traiter soigneusement et éliminer le tartre
- Sécher complètement les surfaces à traiter pour obtenir un meilleur résultat
- Appliquer Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish régulièrement sur toute la surface en fine couche
- Humidifier les surfaces à traiter (soit par un rinçage léger, soit par la saline naturelle) pour assurer la prise Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
- Informez les patients qu'il faut renoncer à des aliments solides, à l'alcool, au nettoyage des dents et à l'utilisation de la soie dentaire dans les 4 heures qui suivent le traitement

**Indications/précautions :**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish contient du colophonium. Dans le cas d'hypersensibilités (allergies) connues à l'un des composants de Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish ne pas utiliser le produit. Le colophonium peut influencer la polymérisation et l'adhésion de composites. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish a une consistance collante, ce qui répond à son indication. Les restes de matériau sur la vis filetée du tube peuvent occasionner l'obstruction du bouchon. Ne pas utiliser Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish sur les patients présentant une inflammation ulcérate de la gencive ou de la muqueuse buccale. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish n'est pas indiqué pour le traitement systématique. Dans peu de cas, des enflures œdémateuses ont été observées, particulièrement lors du traitement de plus grandes surfaces. Lors de l'utilisation de produits comparables, dans très peu de cas une dyspnée chez les enfants asthmatiques a été observée. Après un traitement intensif, des nausées peuvent se présenter chez les patients avec un système digestif sensible. En cas d'hypersensibilités : enlever le vernis à l'aide d'une brosette souple ou de la soie dentaire, ensuite rincer avec de l'eau chaude. Ne pas effectuer d'autres traitements avec des produits fluorés le même jour. Ne pas prendre de comprimés de fluorure pendant quelques jours après le traitement. Ne pas avaler le vernis.

**Stockage :**

Conserver à une température entre 4°C et 23°C. Ne plus utiliser Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish au-delà la date de péremption. Nos préparations ont été développées pour utilisation en dentisterie. Quant à l'utilisation des produits que nous livrons, les indications données verbalement et/ou par écrit ont été données en bonne connaissance de cause et sans engagement de notre part. Nos indications et/ou nos conseils ne vous déchargent pas de tester les préparations que nous livrons en ce qui concerne leur utilisation adaptée pour l'application envisagée. Puisque l'utilisation de nos préparations s'effectue en dehors de notre contrôle, elle se fait exclusivement sous votre propre responsabilité. Nous garantissons bien entendu la qualité de nos produits selon les normes existantes ainsi que selon les standards correspondants à nos conditions générales de vente et de livraison.

### Gebrauchsanweisung

**Produktbeschreibung:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish ist ein fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung für die Behandlung von Schmelz- und Dentinoberflächen. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish haftet an feuchten Oberflächen und toleriert Reste von Feuchtigkeit und Speichel. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish ist eine ethanolsche Suspension aus Kolophonium mit künstlichem Aroma und der süßenden Wirkung von Xylitol. 1 ml Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish beinhaltet 50 mg Natriumfluorid entsprechend 22,6 mg Fluorid.

**Indikationen:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish ist bestimmt für:

- die Behandlung von hypersensiblen Zähnen
- die Versiegelung der Dentintubuli bei Kavitätenpräparationen oder empfindlichen Wurzeloberflächen

**Art der Anwendung:**

Empfohlene Dosis

- Behandlung von Patienten mit Milchgebiss ca. 0,25 ml Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
- Behandlung von Patienten mit Wechselgebiss oder bleibendem Gebiss ca. 0,40 ml Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
Einen dünnen Film Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish auf die Zahnhartsubstanz auftragen. Ein zu dick aufgetragener Film löst sich leicht ab und bietet keine therapeutischen Vorteile. Erfahrungsgemäß liegt der benötigte Bedarf für ein komplettes Gebiss zwischen 0,25 ml und 0,40 ml.

**Anwendung:**

- Behandlungsfläche gründlich von Zahnstein reinigen.
- Für ein besseres Ergebnis, überschüssige Feuchtigkeit/ Speichel komplett von der zu behandelnden Fläche entfernen.
- Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish gleichmäßig auftragen, so dass die komplette Oberfläche mit einem dünnen Film bedeckt ist.
- Anwendungsbereich befeuchten (entweder durch leichte Spülung oder durch natürlichen Speichelfluss), um eine Abbindung von Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish zu gewährleisten.
- Patienten müssen darauf hingewiesen werden, 4 Stunden nach der Behandlung feste Nahrung, Alkohol, das Reinigen der Zähne sowie das Benutzen von Zahnseide zu vermeiden.

**Hinweise/Vorsichtsmaßnahmen:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish enthält Kolophonium. Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen diesen Inhaltsstoff von Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish ist auf die Anwendung zu verzichten. Kolophonium kann die Polymerisation und die Haftung von Compositen beeinträchtigen. Seinem Anwendungszweck entsprechend hat Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish eine klebrige Konsistenz. Bei Verwendung der Tube können Materialreste auf dem Schraubgewinde zur Verklebung des Deckels führen. Ggf. Verunreinigungen mit einem ethanolhaltigen Tuch abwischen. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish ist nicht anzuwenden bei Patienten mit ulzerierenden Zahnfleisch- oder Mundschleimhautentzündungen. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish ist nicht für systemische Behandlung bestimmt. Selten wurde über ödematöse Schwellungen, besonders nach Anwendung auf größeren Oberflächen, berichtet. Bei vergleichbaren Präparaten wurde sehr selten über Atemnot bei Kindern mit Asthma berichtet. Bei Patienten mit empfindlichem Verdauungssystem kann nach umfangreicher Behandlung Übelkeit auftreten. Bei Überempfindlichkeit: Lack mit weicher Zahnbürste und Zahnseide entfernen, anschließend mit warmem Wasser spülen. Am Tag der Behandlung keine weiteren Anwendungen mit fluoridhaltigen Präparaten vornehmen. Die Einnahme von Fluoridtabletten nach Behandlung mit Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish einige Tage aussetzen. Lack nicht verschlucken.

**Lagerung:**

Lagerung bei 4°-23°C. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Unsere Präparate werden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt. Soweit es die Anwendung der von uns gelieferten Präparate betrifft, sind unsere wörtlichen und/oder schriftlichen Hinweise bzw. unsere Beratung nach bestem Wissen abgegeben und unverbindlich. Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns gelieferten Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke zu prüfen. Da die Anwendung unserer Präparate ohne unsere Kontrolle erfolgt, liegt sie ausschließlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Präparate entsprechend bestehender Normen sowie entsprechend des in unseren allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen festgelegten Standards.

### Istruzioni per l’uso

**Descrizione del prodotto:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish è una vernice desensibilizzante per uso dentale contenente fluoruro per l'applicazione sulla superficie di smalto e dentina. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish aderisce alle superfici umide e tollera la presenza di umidità e saliva. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish è una sospensione in etanolo di colofonia con aromi artificiali e Xylitolo. 1 ml di Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish contiene 50 mg di fluoruro di sodio equivalente a 22,6 mg di fluoruro.

**Indicazioni:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish è indicato per:

- Il trattamento dell'ipersensibilità dentinale
- sigillo dei tubuli dentinali, per es. per preparazioni di cavità o superfici radicolari sensibili

**Modalità d’uso:**

Dosaggio raccomandato

- Nel trattamento di pazienti in dentizione primaria usare circa 0,25 ml di Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
- Trattamento di pazienti adolescenti o con dentizione permanente utilizzare circa 0,40 ml di Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish viene applicato con uno strato sottile sui tessuti duri. Strati spessi si sfaldano più facilmente e non assicurano effetti terapeutici migliori. La quantità necessaria per una dentatura completa varia tra 0,25 ml e 0,40 ml.

**Applicazione:**

- Eliminare accuratamente il tartaro dalle superfici da trattare.
- Per un risultato migliore rimuovere completamente l'umidità/la saliva dalle superfici da trattare.
- Applicare Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish omogeneamente cosicché le superfici sono completamente coperte con uno strato sottile.
- Lasciare che l'area si inumidisca (sciaccando leggermente o permettendo al flusso salivare naturale di inumidire la zona), per assicurare il corretto indurimento di Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish.
- Comunicare al paziente di evitare cibi duri, alcol, spazzolamento o uso del filo interdentale per le 4 ore successive all'applicazione.

**Ulteriori informazioni/misure di precauzione:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish contiene colofonia. Non utilizzare Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish in caso di ipersensibilità (allergie) note a questi componenti. La colofonia può inibire la polimerizzazione e l'adesione dei compositi. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish ha una consistenza ideale per il suo utilizzo. È possibile che rimangano residui di materiale sulla filettatura interna del contenitore che impediscano al tappo di avvitarsi correttamente. Eventuali residui possono essere puliti con un panno contenente etanolo. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish è controindicato in pazienti con gengivite ulcerativa o stomatiti. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish non è indicato per il trattamento a livello sistemico. In rari casi sono stati registrati gonfiori edematosi, soprattutto a seguito di applicazione su superficie estese. In casi estremamente rari, con preparazioni similari è stata registrata dispnea associata a bambini asmatici. Pazienti con digestione sensibile possono avere nausea, di solito dopo uso prolungato. In caso di reazioni avverse, rimuovere la vernice con uno spazzolino morbido e filo interdentale e sciacquare quindi con acqua tiepida. Non eseguire alcun trattamento con preparazioni al fluoruro nel giorno dell'applicazione. Sospendere il trattamento con pastiglie di fluoruro per diversi giorni dopo il trattamento con Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish. Non inghiottire la vernice.

**Conservazione:**

Conservare a temperatura compresa tra 4° C e 23° C. Non utilizzare Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish oltre la data di scadenza. I nostri preparati sono stati sviluppati per essere utilizzati in odontoiatria. Per quanto riguarda l'applicazione dei prodotti da noi forniti, le informazioni verbali e/o scritte sono fornite secondo le nostre competenze e senza obblighi. Le informazioni e/o i suggerimenti forniti non esonerano dall'esaminare la documentazione relativa alla loro idoneità per gli scopi desiderati. Dato che l'utilizzo dei nostri prodotti non è sotto il nostro controllo, l'utilizzatore è pienamente responsabile del loro uso. Naturalmente, noi garantiamo la qualità dei nostri prodotti secondo gli standard esistenti e la loro corrispondenza alle condizioni indicate nei termini di vendita e di fornitura.

## Gebruiksaanwijzing

**Produktomschrijving:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish is een fluoridehoudende dentale lak voor tanddesensibilisering voor de behandeling van glazuur- en dentine-oppervlak. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish hecht aan een vochtig oppervlak en tolereert resten van vochtigheid en speeksel. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish is een ethanolische samenstelling van colofonium met kunstmatige aroma's en als zoutstof xylitol. 1 ml Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish bevat 50 mg natriumfluoride wat overeenkomt met 22,6 mg fluoride.

**Indicatie:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish is bedoeld voor gebruik voor:

- behandeling van gevoelige tanden
- verzegelen van dentine tubuli bij de caviteitspreparatie en gevoelige worteloppervlakken

**Toepassing:**

Aanbevolen hoeveelhed

- bij behandeling van patiënten met een melkgebit gebruik ongeveer 0,25 ml Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
- bij behandeling van patiënten met wisselgebit of permanente dentitie ongeveer 0,40 ml Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish

Een dunne laag Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish op de harde tandsubstantie aanbrengen. Een dikke laag komt gemakkelijk los en biedt geen therapeutische voordelen. Uit ervaring is gebleken dat er voor een volledig gebit ongeveer 0,25 ml tot 0,40 ml nodig is.

**Applicatie:**

- Tandsteen grondig van de te behandelen oppervlakken verwijderen.
- Verwijder overtollig speeksel van het te bewerken gebied voor een beter resultaat.
- Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish gelijkmatig aanbrengen zodat het gehele oppervlak met een dun laagje bedekt is.
- Het behandelde oppervlak bevochtigen (hetzij door licht te spoelen of door de natuurlijke speekselvloed) om Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish goed te laten hechten.
- Wijs de patiënt erop dat hard voedsel, alcohol, tandenpoetsen, flossen, tandenstoken etc. gedurende 4 uur na appliceren vermeden moet worden.

**Extra informatie/voorzorgsmaatregelen:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish bevat colofonium. Bij bekende overgevoeligheden (allergieën) voor de inhoudsstoffen in Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish moet van het gebruik afgezien worden. Colofonium kan de polymerisatie en de hechting van composieten verhinderen. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish heeft speciaal voor zijn doeleinde een plakkerige consistentie. Bij gebruik van het tube kunnen materiaalresten ervoor zorgen dat de hop aan de schroefdraad kan blijven plakken. Verwijder daarom alle eventuele resten met een ethanol bevattend doekje. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish niet gebruiken bij patiënten die aften op het tandvles hebben of mondslijmvliesontstekingen. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish is niet bedoeld voor systematische behandeling. Na het behandelen van bijzonder grote oppervlakken is slechts enkele malen melding gemaakt van oedeem. Bij het gebruik van vergelijkbare preparaten wordt maar zelden over ademnood bij astma patiënten melding gemaakt. Na uitgebreide behandeling kunnen patiënten met een gevoelig spijsverteringsstysteem gevoeligheid ervaren. In geval van negatieve reacties de lak verwijderen met een zachte tandenborstel en flosdraad. Daarna spoelen met warm water. Op de dag van behandeling geen behandeling met andere fluoride preparaten toepassen. Stel het gebruik van fluoride preparaten gedurende enkele dagen uit na gebruik van Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish. Niet doorslikken.

**Opslag:**

Opslaan tussen 4°C en 23°C. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Onze preparaten worden ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde. Voor het gebruik van door ons geleverde preparaten geldt dat onze mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen naar beste weten worden gegeven, maar dat deze niet bindend zijn. Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslan u niet van de plicht de door ons geleverde preparaten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te keuren. Aangezien het gebruik van onze preparaten gebeurt buiten onze controle is deze uitsluitend voor uw eigen verantwoording. Uiteraard garanderen wij de kwaliteit van onze preparaten in overeenstemming met de bestaande normen als ook in overeenstemming met de voorwaatsche als vastgelegd in onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden.

## Instruções de utilização

**Descrição do produto:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish é um verniz dentário contendo fluoretos para aplicação na superfície do esmalte e dentina. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish adere à superfícies úmidas e é tolerante à umidade e à saliva. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish é uma suspensão etanólica de colofônia com aroma artificial e adoçante xilitol. 1 ml de Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish contém 50 mg de fluoreto de sódio equivalente a 22,6 mg de fluoretos.

**Indicações:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish é indicado para:

- tratamento de dentes hipersensíveis
- selagem de túbulos dentinários, p. ex. cavidades preparadas ou superfícies radiculares sensíveis

**Modo de utilização:**

Dosagem recomendada

- Tratamento de pacientes com dentição decidua: Use aproximadamente 0,25 ml de Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish

- Tratamento de pacientes com dentição mista ou permanente use aprox. 0,40 ml Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish deve ser aplicado em uma fina camada nos tecidos duros dentários. Camadas mais espessas vão descamar mais facilmente, além de não garantirem melhores resultados terapêuticos. A experiência mostra que a quantidade necessária varia entre 0,25 ml e 0,40 ml para a dentição completa.

**Aplicação:**

- Destartarize cuidadosamente as áreas a tratar
- Para melhores resultados, elimine a umidade/saliva excessiva da área a tratar
- Aplique Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish uniformemente, numa camada fina cobrindo toda a superfície a ser tratada
- Umedecer a área (enxaguando ligeiramente ou deixando fluir a saliva) para assegurar o endurecimento de Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
- Instrua o paciente para evitar alimentos sólidos, álcool, escovagem ou fio dental durante as próximas 4 horas após aplicação

**Informação/medidas de precaução:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish contém colofônia. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida a este componente. A colofônia pode inibir a polimerização e a adesão dos compósitos. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish tem uma consistência pegajosa, compatível com a função do material. Ao utilizar o tubo, os restos do material na rosca podem fazer com que a tampa fique aderida ao mesmo. Limpar eventuais sujidades com um pano umedecido com etanol. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish está contra-indicado em pacientes com gengivite ulcerativa, estomatites. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish não deve ser utilizado como tratamento sistêmico. Inchaço edematoso foi reportado em raras ocasiões, especialmente após aplicação em superfícies extensas. Dispneia em crianças asmáticas foi reportada em casos raros com preparados similares. Pacientes com sistema digestivo sensível podem apresentar náuseas, habitualmente após tratamento extensivo. Em caso de reação adversa remova o verniz com uma escova macia e fio dental e lave com água morna. Não fazer tratamentos com outros preparados contendo fluoretos no dia da aplicação. Suspenda tratamentos com comprimidos de fluoretos durante vários dias, após o tratamento com Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish. Não engolir.

**Armazenamento:**

Armazenar a temperaturas entre 4°C-23°C. Não utilizar após expirar o prazo de validade. Os nossos preparados são desenvolvidos para uso no setor odontológico. No que se refere à aplicação dos preparados por nós fornecidos, as nossas instruções e recomendações verbais e/ou escritas estão desprovidas de qualquer compromisso, estando de acordo com os nossos conhecimentos. As nossas instruções e/ou conselhos não isentam o utilizador de examinar os preparados por nós fornecidos no que se refere à adequação às aplicações pretendidas. Dado que a aplicação dos nossos produtos não é efetuada sob o nosso controle, esta é da exclusiva responsabilidade do utilizador. Naturalmente, asseguramos a qualidade dos nossos preparados em conformidade com as normas existentes e de acordo com as condições gerais de venda e entrega.

## Návod k použití

**Popis produktu:**

Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish je lak s obsahem fluoridu na snížení citlivosti zubů určený k nanášení na povrch skloviny a dentinu. Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish drží i na vlhkém povrchu a je tolerantní vůči vlhkosti a slinám. Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish je kalafunová emulze na bázi etanolu doplněná o aroma a ochucená xylitolem. 1 ml Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish obsahuje 50 mg fluoridu sodného, což odpovídá 22,6 mg fluoridu.

**Indikace:**

Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish je určen k:

- ošetření hypersenzitivních zubů
- pečetění dentinových kanálků, např. po preparacích kavit nebo citlivých kořenových oblastí

**Způsob použití:**

Doporučené dávkování

- Ošetření pacientů s mléčným chrupem: Použijte cca 0,25 ml Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish.

- Ošetření pacientů se smíšeným nebo stálým chrupem cca 0,40 ml Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish.

Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish se nanáší jako tenký film na tvrdé zubní tkáň. Silné vrstvy se snadno odlupují a nemají větší terapeutický účinek. Doporučené množství na všechny zuby se pohybuje mezi 0,25 ml a 0,40 ml.
**Nanášení:**

- Ze všech ploch určených k ošetření důkladně odstraňte zubní kámen.
- Lepších výsledků dosáhnete, odstraníte-li z ploch určených k ošetření veškerou přebytnou vlhkost/sliny.
- Rovnoměrně naneste Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish jako tenký film pokrývající celý cílový povrch.
- Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish potřebuje k dobrému vytvrzení vlhkost (povrch jemně navlhčete nebo nechte působit sliny).
- Upozorněte pacienta, aby 4 hodiny po nanesení nejedl tvrdé potraviny, nepil alkohol a nečistil zuby kartáčkem ani zubní nití.

**Upozornění/pokyny:**

Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish obsahuje kalafunu. Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish by se neměl používat v případě známé hypersenzitivity (alergie) na jeho složky. Kalafuna může negativně ovlivnit polymeraci nebo adhezi kompozitních materiálů. V souladu se svým účelem má Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish lepidlo konzistenci. Materiál, který ulpí na závitu šroubku, může způsobit přilepení krytky. Veškerý nežádoucí materiál proto oťete kusem látky namočeným v etanolu. Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish je kontraindikován u pacientů s ulcerózní gingivitidou nebo stomatitidou. Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish není určen pro celkové ošetření. Ve vzácných případech byly zaznamenány otoky, zejména po ošetření rozsáhlých ploch. Ve velmi vzácných případech byla u dětí trpících astmatem při použití podobných přípravků zaznamenána dušnost. Pacienti s citlivým trávicím traktem mohou, obvykle po ošetření rozsáhlejších ploch, trpět nevolností. V případě nežádoucích účinků lak odstraňte měkkým zubním kartáčkem a zubní nití, poté opláchněte teplou vodou. V den nanesení laku již nepoužívejte jiné přípravky obsahující fluorid. Po několik dalších dní po ošetření Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish přerušete užívání fluoridových tablet. Henry Schein Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish nepolykuje.

**Skladování:**

Skladujte při teplotě 4°-23°C. Nepoužívejte po vypršení data expirace. Naše preparáty jsou vyvinuté pro použití v zubním lékařství. Příslušné informace o použití - ústní/psané jsou podány podle našich nejlepších znalostí, nicméně nezávazně. Na naše informace/návod se nemůžete odvolávat v případě použití za jiným účelem, než je uvedeno v návodu. Uživatel našich preparátů je plně zodpovědný za jejich správnou aplikaci. Zaručujeme kvalitu našich preparátů v souladu se stávajícími standardy a našimi obecnými dodacími a prodejními podmínkami.

## Instrukcja użycia

**Opis produktu:**

Lakier fluorkowy Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish jest przeznaczony do desensytyzacji powierzchni szkliwa i zębiny. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish wiąże się z wilgotnymi powierzchniami, a obecność resztkowej wilgoci czy śliny nie wpływa na jego skuteczność. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish jest etanolową zawiesiną kalafonii z dodatkiem sztucznego aromatu oraz substancji słodzącej – ksylitolu. 1 ml zawiesiny Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish zawiera 50 mg fluorku sodu, co odpowiada 22,6 mg fluoru.

**Wskazania:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish jest przeznaczony do:

- leczenia nadwrażliwości zębów
- zamykania i uszczelniania kanalików zębinowych podczas preparacji ubytku oraz w przypadkach nadwrażliwości odsłoniętych powierzchni korzenia zęba

**Dawkowanie:**

Zalecane dawki

- Pacjenci z użębieniem mlecznym ok. 0,25 ml lakieru Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish
- Pacjenci z użębieniem mieszanym lub stałym ok. 0,40 ml lakieru Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish

Na twarde tkanki zęba nanieść cienką warstwę lakieru Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish. Grubsza warstwa zawiesiny ulega szybkiemu złuszczeniu i nie zapewnia lepszego efektu terapeutycznego. Doświadczalnie ustalono, iż ilość preparatu potrzebna do pokrycia pełnego uzębienia wynosi między 0,25 ml a 0,40 ml.

**Aplikacja:**

- Leczoną powierzchnię dokładnie oczyścić z kamienia nazębnego.
- Najlepsze wyniki zapewnią całkowite usunięcie nadmiaru wilgoci/śliny z leczonych powierzchni.
- Równomiernie rozprowadzić Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish, pokrywając całą powierzchnię cienką warstwą lakieru.
- Aby zapewnić prawidłowe przyleganie lakieru Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish zwilżyć leczoną powierzchnię (poprzez delikatne płukanie lub umożliwienie swobodnego przepływu śliny).
- Należy poinformować pacjenta, iż w okresie 4 godzin od zabiegu nie powinien spożywać pokarmow stałych, alkoholu, szczotkować zębów oraz używać nici dentystrycznej.

**Informacje/środki ostrożności:**

Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish zawiera kalafonię. Przy rozpoznanej nadwrażliwości (alergiach) na te składniki Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish należy zrezygnować z aplikacji preparatu. Kalafonia może mieć wpływ na przebieg procesu polimeryzji i przylegania kompozytów. Zgodnie z przeznaczeniem materiau, Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish ma lepką konsystencję. Resztki materiału pozostające na gwincie mogą powodować przyklejanie się nakrętki. Należy usunąć wszelkie pozostałości za pomocą ściereczki nasączonej etanolem. Lakieru Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish nie należy stosować u pacjentów z owrżdzeniami dziąseł lub zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej. Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish nie jest przeznaczony do systematycznego stosowania. W rzadkich przypadkach obserwowano obrzęki po pokryciu preparatem dużych powierzchni. W grupie dzieci z astmą bardzo rzadko obserwowano występowanie duszności po zastosowaniu podobnych preparatów. Wśród pacjentów z wrażliwym układem pokarmowych mogą wystąpić nudności po pokryciu preparatem dużych powierzchni. W razie wystąpienia objawów nadwrażliwości należy usunąć lakier przy pomocy miękkiej szczoteczki do zębów oraz nici dentystrycznej, a następnie spłukać ciepłą wodą. W dniu leczenia nie stosować innych preparatów zawierających związki fluoru. Po leczeniu preparatem Henry Schein Fluoride-Containing Dental Desensitising Varnish należy na kilka dni przerwać stosowanie leków zawierających związki fluoru. Nie polykać lakieru.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze 4°C-23°C. Nie stosować po upływie terminu ważności. Oferowane przez nas preparaty opracowano do stosowania w stomatologii. Udzielamy ustnych i pisemnych porad dotyczących stosowania dostarczonych przez nas preparatów wedle naszej najlepszej wiedzy, nie możemy jednak ponosić za nie odpowiedzialności. Udzielane przez nas informacje i/lub porady nie zwalniają Państwa z obowiązku sprawdzenia przydatności dostarczonych przez nas preparatów do zamierzonych celów. Ponieważ stosowanie naszych produktów przebiega bez naszej kontroli, odpowiedzialność za ich prawidłowe użycie leży całkowicie po Państwa stronie. Oczywiście gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów spełniających obecnie obowiązujące normy oraz standardy opisane w ogólnych warunkach dostarczenia i sprzedaży produktów.

## PL

**REF 988-3139 - Cherry**

**REF 988-3140 - Mint**

**REF 988-3141 - Tropical Fruit**





# 10 ml e

**5% NaF**

4°C 39°F

23°C 73°F








**HENRY SCHEIN INC.**  
135 DURYEA ROAD  
Melville, NY 11747 USA

**HENRY SCHEIN SERVICES GMBH**  
MONZASTRASSE 2A  
D-63225 LANGEN, GERMANY  
WWW.HENRYSCH EINBRAND.COM

Rev.2017/06 HS 6000 1267 0517 99