

INSTRUCTIONS FOR USE

Product description:

Etching gel is a 37% phosphoric acid etching gel with optimum thixotropic flow properties. It is used to etch tooth substances during the enamel-etch and total-etch techniques. If the safety instructions and directions on use are taken into account the product has no side-effects, according to the current state of knowledge. Underfilling materials can be etched by the gel in the event of longer application times.

- Only for dental purposes.
- Do not use after the end of the expiry date.
- Close the refill syringe immediately after use.
- Application syringes and application cannulas may only be used once.

Directions for use:

Filling the empty syringe applicators:

An empty syringe applicator is attached to the supply syringe with an adaptor (turn clockwise 180°). The small syringe is filled by carefully and slowly pressing the large syringe plunger. The small syringe plunger may also be pulled at the same time. Make sure that the small syringe is not overfilled or the plunger pushed out of the syringe! Then the small syringe applicator is unscrewed from the adaptor and the 60g syringe is closed and sealed again. A cannula is applied to the syringe applicator.

The etching gel can now be conveniently applied by carefully pressing the syringe stamp. The filled application syringe and the application cannula used are for single patient use only, the syringe must not be refilled. When using accessory application syringes, the expiry date and the LOT number of the storage syringe must be manually transferred to the label of the filled application syringe.

Preparation:

The edges of the areas of the tooth substance to be etched have to be clearly marked.

1.) The use of a dental dam is recommended! Any contact with soft tissue (skin, oral mucosa, eyes etc.) is to be avoided. If etching gel touches soft tissue, rinse the area immediately with plenty of water and where necessary contact a doctor.

2.) Before preparation, clean the tooth using a rubber cup with fluoride and fat-free polishing paste.

3.) Carefully remove cleaning residue with water, clean the surface of the tooth with oil-free pressurised air and then dry.

4.) Prepare the cavity properly, bevel the enamel margins to achieve permanent filling edges. Rinse the cavity well with water and dry with oil-free pressurised air. Avoid overdrying!

5.) Protect the dental pulp in the deep cavities (e.g. cover with a thin layer of a suitable underfilling material). The cavity should be dry and free of contamination while the overdrying of the dentine should be avoided.

Etching process:

6.) Apply the etching gel on the enamel edges of the cavity and, where necessary, to the dentine.

Recommended application time:

15 - 30 sec. on enamel

10 - 15 sec. on dentine

50 - 80 sec. on milk teeth and teeth with high fluoride content

7.) Rinse for at least 20 sec. with water.

8.) Dry with oil and water-free compressed air. The etched surface is not allowed to be touched until the treatment is continued, or be contaminated by saliva. If, however, there is contamination after etching and drying, the etching has to be repeated (approx. 10 sec.).

The etched enamel should look chalky white!

After the etching you can continue with the application of adhesives according to the manufacturer's directions for use.

Safety instruction:

H 314: Causes severe skin burns and eye damage. **Contains: Orthophosphoric acid.** Wear protective gloves/eye protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor. Store in a closed container. Dispose of contents/container to

El gel de grabado se puede aplicar cómodamente presionando cuidadosamente el sello de la jeringa. La jeringa de aplicación llena y la cánula de aplicación utilizada son para uso de un solo paciente, la jeringa no debe ser rellenada. Cuando se utilizan jeringas de aplicación accesorias, la fecha de caducidad y el número de LOT de la jeringa de almacenamiento deben transferirse manualmente a la etiqueta de la jeringa de aplicación llena.

According to the EU Medical Devices Regulation, users / patients are obliged to report serious events with a medical device to the manufacturer and to the competent authority of the country in which they occurred.

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción del producto:

Etching Gel es un gel de grabado de ácido fosfórico al 37% con propiedades de fluido tixotrópico óptimas. Se usa para grabar sustancias dentales durante las técnicas de grabado adamantino y grabado total. Si se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso, el producto no tiene efectos adversos, de acuerdo con el estado actual de los conocimientos. Si se excede el tiempo de aplicación, el gel puede grabar los materiales de relleno.

- Solo para fines odontológicos.
- No usar después de la fecha de caducidad.
- Cierre la jeringa de repuesto inmediatamente después de usarla.
- Las jeringas y cánulas de aplicación sólo se pueden utilizar una vez.

Indicaciones de uso:

Carga de una jeringa de aplicación vacía: Conectar una jeringa de aplicación vacía a la jeringa de suministro con un adaptador (girar en

Proceso de grabado:

6.) Aplique el gel de grabado en los bordes del esmalte de la cavidad y, si es necesario, en la dentina.

Tiempo de aplicación recomendado:

15 a 30 segundos en el esmalte

10 a 15 segundos en la dentina

50 a 80 segundos en dientes de leche con alto contenido de fluoruro

7.) Enjuague con agua durante al menos 20 segundos.

8.) Seque con aire comprimido sin agua ni aceite. La superficie grabada no se puede tocar hasta continuar con el tratamiento ni se puede contaminar con saliva. Si después del grabado y el secado se detecta contaminación, hay que repetir el grabado (aprox. 10 segundos).

El esmalte grabado debe tener un aspecto blanco tiza. Después del grabado puede continuar aplicando adhesivos de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante.

Consejos de prudencia:

- H 314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **Contiene: Ácido ortofosfórico.** Usar guantes de protección/equipo de protección para los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico. Almacenar en un recipiente cerrado. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local.
- De acuerdo con la normativa europea de regulación de productos sanitarios, los usuarios / pacientes están obligados a notificar los acontecimientos adversos graves con productos sanitarios al fabricante y a la autoridad competente del país en el que se hayan producido.

MANUEL D'UTILISATION

Description du produit :

Etching Gel est un gel de mordantage à 37 % d'acide phosphorique présentant des propriétés rhéologiques et thixotropes optimales. Il est indiqué pour le mordantage de l'émail ou le mordantage total. À ce jour, aucun effet secondaire connu n'a été rapporté lorsque le produit est utilisé conformément aux consignes de sécurité et au mode d'emploi. Les matériaux de sous-remplissage peuvent être mordancés par le gel après un temps d'application prolongé.

• Réservé à l'usage dentaire.

• Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

• Fermez la seringue de recharge immédiatement après utilisation.

• Les seringues d'application et les canules d'application ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.

Mode d'emploi :

Remplissage d'embouts applicateurs de seringues vides :

Fixer un embout applicateur de seringues vides à la seringue de distribution à l'aide d'un adaptateur (tourner de 180° dans le sens horaire). Remplir la petite seringue en poussant délicatement et lentement le piston de la grande seringue. Vous pouvez, en même temps, tirer sur le piston de la petite seringue. Veiller à ne pas sur-remplir la petite seringue ni à sortir le piston de la seringue! Dévisser ensuite la petite seringue de l'adaptateur puis refermer hermétiquement la seringue de 60g. Placer une canule sur l'applicateur de la petite seringue.

Le gel de gravure peut maintenant être appliqué facilement en pressant soigneusement le tampon de la seringue. La seringue d'application remplie et la canule d'application utilisée sont destinées à un seul patient, la seringue ne doit pas être remplie à nouveau. Lors de l'utilisation de seringues d'application accessoires, la date de péremption et le numéro de LOT de la seringue de stockage doivent être transférés manuellement sur l'étiquette de la seringue d'application remplie.

Préparation :

Marquer clairement les bords des zones de la substance dentaire à mordancer.

1.) Nous vous recommandons d'utiliser une digue dentaire ! Éviter tout contact avec les tissus mous (peau, muqueuse buccale, yeux, etc.). En cas de contact avec les tissus mous, rincer immédiatement et abondamment les zones touchées et contacter un médecin au besoin.

2.) Avant la préparation, nettoyer la dent à l'aide d'une cupule en caoutchouc et d'une pâte de polissage sans fluor et sans matière grasse.

3.) Enlever soigneusement les résidus du nettoyage avec de l'eau, nettoyer la surface de la dent avec de l'air comprimé sans huile puis la sécher.

4.) Préparer la cavité correctement, chanfreiner les limites marginales de l'émail afin d'obtenir un plombage permanent des bords. Rincer soigneusement la cavité avec de l'eau et la sécher avec de l'air comprimé sans huile. Éviter le surséchage !

5.) Protéger la pulpe dentaire dans les cavités profondes (par ex. en la recouvrant d'une fine couche de matériau de sous-remplissage). S'assurer que la cavité est sèche et sans contamination tout en évitant le surséchage de la dentine.

Processus de mordantage :

6.) Appliquer le gel de mordantage sur les bords de l'émail de la cavité et, si nécessaire, sur la dentine.

Temps d'application recommandé :

15 à 30 sec. sur l'émail

10 à 15 sec. sur la dentine

50 à 80 sec. sur les dents de lait et les dents à haute teneur en fluor

7.) Rincer pendant au moins 20 sec. avec de l'eau.

8.) Sécher avec de l'air comprimé sans huile et ni eau. Ne pas toucher la surface mordancée pendant le traitement, ni la contaminer avec la salive. Toutefois, en cas de contamination

après les opérations de mordantage et de séchage, renouveler le mordantage (env. 10 sec.).

L'émail mordancé doit avoir un aspect blanc crayon !

Après le mordantage, vous pouvez appliquer les adhésifs conformément au mode d'emploi du fabricant.

Conseils de prudence :

H 314: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **Contient: Acide orthophosphorique.** Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un récipient fermé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

Conformément au règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux, les utilisateurs / patients doivent notifier les incidents graves liés à un dispositif médical au fabricant et à l'autorité compétente du pays dans lequel ils sont survenus.

Vorbereitung:

Die zu ätzenden Bereiche der Zahnschubstanz sind klar einzugrenzen.

1.) Die Anwendung von Kofferdam wird empfohlen! Jeder Kontakt mit Weichgewebe (Haut, Mundschleimhaut, Augen etc.) ist zu vermeiden. Falls Ätzel auf Weichgewebe gelangt ist sofort mit reichlich Wasser zu spülen und gegebenenfalls einen Arzt aufzusuchen.

2.) Vor der Präparation den Zahn mit einem Gummikeich mit fluorid- und fettfreier Polierpaste reinigen.

3.) Reinigungsrückstände sorgfältig mit Wasser entfernen und die Zahnoberfläche mit ölfreier Druckluft reinigen und trocknen.

4.) Die Kavität entsprechend vorbereiten, Schmelzränder abschärfen, um dauerhafte Füllungs-

ränder zu erreichen. Die Kavität gut mit Wasser ausspülen und mit ölfreier Druckluft trocknen. Eine Über Trocknung ist zu vermeiden!

5.) Pulpa in tiefen Kavitäten schützen. (z.B. mit einer dünnen Schicht eines geeigneten Unterfüllungsmaterials bedecken). Die Kavität sollte trocken und frei von Verunreinigungen sein, wobei eine Über Trocknung des Dentins zu vermeiden ist.

Ätzzvorgang:

6.) Ätzel auf die Schmelzränder der Kavität und gegebenenfalls auf das Dentin applizieren.

Empfohlene Einwirkzeit :

15 - 30 sek. auf Zahnschmelz

10 - 15 sek. auf Dentin

50 - 80 sek. auf Milchzähne und Zähne mit hohem Fluoridgehalt

7.) Mindestens 20 sek. lang mit Wasser spülen.

8.) Mit öl- und wasserfreier Druckluft trocknen. Die angeätzte Fläche darf bis zum Fortgang der Behandlung nicht berührt, oder durch Speichel kontaminiert werden. Sollte es dennoch nach dem Ätzen und Trocknen zu einer Kontamination kommen, muss erneut kurz geätzt werden (ca. 10 sek.).

Der geätzte Schmelz sollte kreidig weiß aussehen!

Nach dem Ätzen kann gemäß den Gebrauchsinformationen des Herstellers mit der Anwendung von Adhäsiven etc. fortgefahren werden.

Sicherheitshinweise:

H 314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **Enthält: Orthophosphorsäure.** Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. Inhalt/

Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Gemäß EU Medizinprodukte-Verordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, schwerwiegende Ereignisse mit einem Medizinprodukt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem sie auftraten, zu melden.

Preparazione:

I bordi delle aree della sostanza dentale da trattare devono essere chiaramente definiti.

1.) Si raccomandanda l'uso di una diga dentale! Evitare qualsiasi contatto con tessuti molli (pelle, mucosa orale, occhi, ecc.). In caso di contatto, risciacquare immediatamente e abbondantemente l'area interessata e se necessario rivolgersi a un medico.

2.) Prima della preparazione, pulire il dente con una coppetta di gomma e della pasta lucidante al fluoro priva di grassi.

3.) Eliminare attentamente i residui di pulizia con acqua, pulire la superficie del dente con aria compressa senza olio e far asciugare.

4.) Preparare correttamente la cavità, smussare i margini dello smalto per ottenere bordi di riempimento permanenti. Risciacquare la cavità con acqua e asciugare con aria compressa senza olio. Non asciugare eccessivamente!

5.) Proteggere la polpa dentale nelle cavità profonde (p. es. coprire con un sottile strato di materiale da otturazione idoneo). La cavità deve essere asciutta e priva di contaminanti mentre è da evitare l'eccessiva asciugatura della dentina.

Processo di mordenzatura

6.) Applicare il gel mordenzante sui bordi di smalto della cavità e, ove necessario, sulla dentina.

Tempi di applicazione raccomandati:

15 - 30 sec. sullo smalto

10 - 15 sec. sulla dentina

provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o medico. Conservare in un recipiente chiu-so. Sminuire il prodotto/ recipiente in conformità con le norme locali.

Secondo il Regolamento UE sui dispositivi medici, gli utenti e / o i pazienti hanno l'obbligo di segnalare al produttore e alle autorità competenti locali i casi gravi legati a un dispositivo medico avvenuti nel relativo paese.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Productbeschrijving:

Etsgel is een 37% fosforzuurhoudende etsgel met optimale thixotrope viscositeit. De gel is beoeld voor het etsen van tandsubstantie in het kader van de glazuur-estetechniek en total-etch techniek. Volgens de huidige stand der kennis heeft het product geen bijwerkingen als de veiligheids- en gebruiksinstructies in acht worden genomen. Ondervullingsmateriaal kan bij een langere inwerktijd door de etsgel worden losgeweekt.

- Alleen voor tandheelkundig gebruik!

- Niet gebruiken na de vervaldatum.

- Navulspuit na gebruik onmiddellijk sluiten.

- Applicatorspuiten en applicatorcanules mogen slechts eenmaal worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing:

Het vullen van de lege applicatorspuit:

Een lege applicatorspuit wordt met behulp van een adapter op de voorraadsput vastgezet (180° rechtsom draaien). De kleine spuit wordt met de etsgel gevuld door voorzichtig en langzaam op de grote spuitplunjer te drukken. De kleine spuitplunjer kan eventueel gelijktijdig iets worden meegetrokken. Let erop dat de kleine spuit niet overvol raakt of dat de plunjer uit de spuit wordt gedrukt!

Vervolgens wordt de kleine applicatorspuit van de adapter gedraaid en wordt de 60g-spuite weer goed gesloten. Een canule wordt rechtsom op de applicatorspuit gedraaid en vastgeschroefd.

Etsgel kan nu gemakkelijk worden aangebracht door voorzichtig op het zuigerstaafje te drukken. De gevulde applicatorspuit en de gebruikte applicatortecanule zijn slechts bedoeld voor eenmalig gebruik voor één patiënt; de spuit mag niet opnieuw worden gevuld.

Bij gebruik van de applicatorspuit met toebehoren moet de houdbaarheidsdatum en het batchnummer van de voorraadsput handmatig op het etiket van de gevulde applicatorspuit worden genoteerd.

Vorbereitung:

De te etsen tandsubstantiegebieden moeten duidelijk worden afgebakend.

1.) Het gebruik van een rubberdam wordt aanbevolen! Elk contact met zacht weefsel (huid, mondslimvlies, ogen, enz.) moet worden vermeden. Indien Etsgel in contact komt met zacht weefsel, moet onmiddellijk met veel water worden gespoeld en moet eventueel een arts worden geraadpleegd.

2.) Reinig de tand voorafgaand aan de preparatie met een rubberen cup met fluoride- en vetvrije polijst pasta.

3.) Verwijder resten van het reinigingsmiddel zorgvuldig met water en reinig en droog het tandoppervlak met olievrje perslucht.

4.) Prepareer de caviteit, werk de glazuurranden schuin af om permanente vullingsranden te bewerkstelligen. Spoel de caviteit goed uit met water en droog deze met olievrje perslucht. Voorkom overdroging!

5.) Bescherm de pulp in diepe caviteiten. (bedek deze bijv. met een dunne laag ondervullingsmateriaal). De caviteit moet droog en vrij van verontreinigingen zijn, waarbij overdroging van de dentine moet worden vermeden.

Etsprocedure:

6.) Breng Etsgel aan op de glazuurranden van de caviteit en eventueel op de dentine.

Aanbevolen inwerktijd:

15 - 30 sec. op tandglazuur

10 - 15 sec. op dentine

50 - 80 sec. op melktanden en tanden met een hoog fluoridgehalte

7.) Spoel minimaal 20 sec. lang met water.

8.) Droog met olie- en watervrje perslucht. Het geëtsde vlak mag, totdat de behandeling wordt voortgezet, niet worden aangeraakt of met speeksel worden verontreinigd. Mocht er na het etsen en drogen toch een verontreiniging optreden, dan moet opnieuw kort (ca. 10 sec.) worden geëtsd.

Het geëtsde glazuur moet er kalkwit uitzien! Na het etsen kan verder worden gegaan met het toepassen van adhesieven, enz. volgens de gebruiksinformatie van de fabrikant.

Veiligheidsinstructie:

H 314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **Bevat: fosforzuur.** Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. In gesloten verpakking bewaren. Dispose of contents/container to ... Zorg ervoor dat de tip stevig bevestigd is aan het spuitje, gelieve vast aandrainen.

Volgens de EU-verordening inzake medische hulpmiddelen zijn gebruikers / patiënten verplicht om ernstige voorvallen met een medisch hulpmiddel te melden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van het land waar deze zich hebben voorgedaan.

5.) Bescherm de pulp in diepe caviteiten. (bedek deze bijv. met een dunne laag ondervullingsmateriaal). De caviteit moet droog en vrij van verontreinigingen zijn, waarbij overdroging van de dentine moet worden vermeden.

6.) Breng Etsgel aan op de glazuurranden van de caviteit en eventueel op de dentine.

Aanbevolen inwerktijd:

15 - 30 sec. op tandglazuur

10 - 15 sec. op dentine

50 - 80 sec. op melktanden en tanden met een hoog fluoridgehalte

7.) Spoel minimaal 20 sec. lang met water.

8.) Droog met olie- en watervrje perslucht. Het geëtsde vlak mag, totdat de behandeling wordt voortgezet, niet worden aangeraakt of met speeksel worden verontreinigd. Mocht er na het etsen en drogen toch een verontreiniging optreden, dan moet opnieuw kort (ca. 10 sec.) worden geëtsd.

Het geëtsde glazuur moet er kalkwit uitzien! Na het etsen kan verder worden gegaan met het toepassen van adhesieven, enz. volgens de gebruiksinformatie van de fabrikant.

Veiligheidsinstructie:

H 314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **Bevat: fosforzuur.** Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. In gesloten verpakking bewaren. Dispose of contents/container to ... Zorg ervoor dat de tip stevig bevestigd is aan het spuitje, gelieve vast aandrainen.

Volgens de EU-verordening inzake medische hulpmiddelen zijn gebruikers / patiënten verplicht om ernstige voorvallen met een medisch hulpmiddel te melden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van het land waar deze zich hebben voorgedaan.

5.) Bescherm de pulp in diepe caviteiten. (bedek deze bijv. met een dunne laag ondervullingsmateriaal). De caviteit moet droog en vrij van verontreinigingen zijn, waarbij overdroging van de dentine moet worden vermeden.

6.) Breng Etsgel aan op de glazuurranden van de caviteit en eventueel op de dentine.

Aanbevolen inwerktijd:

15 - 30 sec. op tandglazuur

10 - 15 sec. op dentine

50 - 80 sec. op melktanden en tanden met een hoog fluoridgehalte

4.) Preparar a cavidade, chanfrar as bordas do esmalte, de modo a serem alcançadas bordas de enchimento duradouras. Enxaguar bem a cavidade com água e secar com ar comprimido isento de óleo. Evitar a secagem excessiva!

5.) Proteger a polpa dentária nas cavidades de maior profundidade. (Por ex., cobrir mediante uma camada fina de um material de subenchimento apropriado). A cavidade deve estar seca e isenta de contaminações, mas evitar a secagem excessiva da dentina.

6.) Aplicar o Condicionador Ácido nas bordas do esmalte da cavidade e, eventualmente, na dentina.

Tempo de atuação recomendado :

15 - 30 seg. no esmalte dentário

10 - 15 seg. na dentina

50 - 80 seg. nos dentes de leite e dentes com um elevado teor de fluoreto

7.) Enxaguar durante, pelo menos, 20 seg. com água.

8.) Secar com ar comprimido isento de óleo e água. A área cauterizada não pode ser tocada ou contaminada pela saliva até o tratamento continuar. Se, no entanto, ocorrer uma contaminação após a cauterização e a secagem, é necessário cauterizar novamente (aprox. 10 seg.).

Preparação:

As áreas a cauterizar da substância dentária devem ser delimitadas de forma clara.

1.) Recomendamos a utilização de um coferdame! Evitar rigorosamente o contacto com tecidos moles (pele, mucosa bucal, olhos, etc.). Em caso de contacto do Condicionador Ácido com o tecido mole, enxaguar de imediato com água abundante e consultar um médico se for necessário.

2.) Antes da preparação, limpar o dente com um utensílio de borracha com pasta de polimento isenta de fluoreto e gordura.

3.) Remover minuciosamente os resíduos da limpeza com água e limpar e secar a superfície do dente com ar comprimido isento de óleo.

TIVENENOS/ médico/... Armazenar em recipiente fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente em Certifique que a cânula está fixa de uma forma segura à seringa enroscando-a firmemente.

De acordo com a Regulação para Dispositivos Médicos da UE, os usuários / pacientes são obrigados a relatar os eventos sérios ao fabricante e à autoridade competente do país onde tais eventos ocorreram.

6.) Preparar a cavidade, chanfrar as bordas do esmalte, de modo a serem alcançadas bordas de enchimento duradouras. Enxaguar bem a cavidade com água e secar com ar comprimido isento de óleo. Evitar a secagem excessiva!

Tempo de atuação recomendado :

15 - 30 seg. no esmalte dentário

10 - 15 seg. na dentina

50 - 80 seg. nos dentes de leite e dentes com um elevado teor de fluoreto

7.) Enxaguar durante, pelo menos, 20 seg. com água.

8.) Secar com ar comprimido isento de óleo e água. A área cauterizada não pode ser tocada ou contaminada pela saliva até o tratamento continuar. Se, no entanto, ocorrer uma contaminação após a cauterização e a secagem, é necessário cauterizar novamente (aprox. 10 seg.).

Preparação:

As áreas a cauterizar da substância dentária devem ser delimitadas de forma clara.

1.) Recomendamos a utilização de um coferdame! Evitar rigorosamente o contacto com tecidos moles (pele, mucosa bucal, olhos, etc.). Em caso de contacto do Condicionador Ácido com o tecido mole, enxaguar de imediato com água abundante e consultar um médico se for necessário.

2.) Antes da preparação, limpar o dente com um utensílio de borracha com pasta de polimento isenta de fluoreto e gordura.

3.) Remover minuciosamente os resíduos da limpeza com água e limpar e secar a superfície do dente com ar comprimido isento de óleo.

TIVENENOS/ médico/... Armazenar em recipiente fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente em Certifique que a cânula está fixa de uma forma segura à seringa enroscando-a firmemente.

De acordo com a Regulação para Dispositivos Médicos da UE, os usuários / pacientes são obrigados a relatar os eventos sérios ao fabricante e à autoridade competente do país onde tais eventos ocorreram.

6.) Preparar a cavidade, chanfrar as bordas do esmalte, de modo a serem alcançadas bordas de enchimento duradouras. Enxaguar bem a cavidade com água e secar com ar comprimido isento de óleo. Evitar a secagem excessiva!

Tempo de atuação recomendado :

15 - 30 seg. no esmalte dentário

10 - 15 seg. na dentina

50 - 80 seg. nos dentes de leite e dentes com um elevado teor de fluoreto

7.) Enxaguar durante, pelo menos, 20 seg. com água.

8.) Secar com ar comprimido isento de óleo e água. A área cauterizada não pode ser tocada ou contaminada pela saliva até o tratamento continuar. Se, no entanto, ocorrer uma contaminação após a cauterização e a secagem, é necessário cauterizar novamente (aprox. 10 seg.).

Preparação:

As áreas a cauterizar da substância dentária devem ser delimitadas de forma clara.

1.) Recomendamos a utilização de um coferdame! Evitar rigorosamente o contacto com tecidos moles (pele, mucosa bucal, olhos, etc.). Em caso de contacto do Condicionador Ácido com o tecido mole, enxaguar de imediato com água abundante e consultar um médico se for necessário.

2.) Antes da preparação, limpar o dente com um utensílio de borracha com pasta de polimento isenta de fluoreto e gordura.

3.) Remover minuciosamente os resíduos da limpeza com água e limpar e secar a superfície do dente com ar comprimido isento de óleo.

TIVENENOS/ médico/... Armazenar em recipiente fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente em Certifique que a cânula está fixa de uma forma segura à seringa enroscando-a firmemente.

De acordo com a Regulação para Dispositivos Médicos da UE, os usuários / pacientes são obrigados a relatar os eventos sérios ao fabricante e à autoridade competente do país onde tais eventos ocorreram.

6.) Preparar a cavidade, chanfrar as bordas do esmalte, de modo a serem alcançadas bordas de enchimento duradouras. Enxaguar bem a cavidade com água e secar com ar comprimido isento de óleo. Evitar a secagem excessiva!

Tempo de atuação recomendado :

15 - 30 seg. no esmalte dentário

10 - 15 seg. na dentina

50 - 80 seg. nos dentes de leite e dentes com um elevado teor de fluoreto

7.) Enxaguar durante, pelo menos, 20 seg. com água.

8.) Secar com ar comprimido isento de óleo e água. A área cauterizada não pode ser tocada ou contaminada pela saliva até o tratamento continuar. Se, no entanto, ocorrer uma contaminação após a cauterização e a secagem, é necessário cauterizar novamente (aprox. 10 seg.).

Preparação:

As áreas a cauterizar da substância dentária devem ser delimitadas de forma clara.

1.) Recomendamos a utilização de um coferdame! Evitar rigorosamente o contacto com tecidos moles (pele, mucosa bucal, olhos, etc.). Em caso de contacto do Condicionador Ácido com o tecido mole, enxaguar de imediato com água abundante e consultar um médico se for necessário.

2.) Antes da preparação, limpar o dente com um utensílio de borracha com pasta de polimento isenta de fluoreto e gordura.

3.) Remover minuciosamente os resíduos da limpeza com água e limpar e secar a superfície do dente com ar comprimido isento de óleo.

TIVENENOS/ médico/... Armazenar em recipiente fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente em Certifique que a cânula está fixa de uma forma segura à seringa enroscando-a firmemente.

De acordo com a Regulação para Dispositivos Médicos da UE, os usuários / pacientes são obrigados a relatar os eventos sérios ao fabricante e à autoridade competente do país onde tais eventos ocorreram.

6.) Preparar a cavidade, chanfrar as bordas do esmalte, de modo a serem alcançadas bordas de enchimento duradouras. Enxaguar bem a cavidade com água e secar com ar comprimido isento de óleo. Evitar a secagem excessiva!

Tempo de atuação recomendado :

15 - 30 seg. no esmalte dentário

10 - 15 seg. na dentina

50 - 80 seg. nos dentes de leite e dentes com um elevado teor de fluoreto

7.) Enxaguar durante, pelo menos, 20 seg. com água.

8.) Secar com ar comprimido isento de óleo e água. A área cauterizada não pode ser tocada ou contaminada pela saliva até o tratamento continuar. Se, no entanto, ocorrer uma contaminação após a cauterização e a secagem, é necessário cauterizar novamente (aprox. 10 seg.).

Preparação:

As áreas a cauterizar da substância dentária devem ser delimitadas de forma clara.

1.) Recomendamos a utilização de um coferdame! Evitar rigorosamente o contacto com tecidos moles (pele, mucosa bucal, olhos, etc.). Em caso de contacto do Condicionador Ácido com o tecido mole, enxaguar de imediato com água abundante e consultar um médico se for necessário.

2.) Antes da preparação, limpar o dente com um utensílio de borracha com pasta de polimento isenta de fluoreto e gordura.

3.) Remover minuciosamente os resíduos da limpeza com água e limpar e secar a superfície do dente com ar comprimido isento de óleo.

TIVENENOS/ médico/... Armazenar em recipiente fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente em Certifique que a cânula está fixa de uma forma segura à seringa enroscando-a firmemente.

De acordo com a Regulação para Dispositivos Médicos da UE, os usuários / pacientes são obrigados a relatar os eventos sérios ao fabricante e à autoridade competente do país onde tais eventos ocorreram.

6.) Preparar a cavidade, chanfrar as bordas do esmalte, de modo a serem alcançadas bordas de enchimento duradouras. Enxaguar bem a cavidade com água e secar com ar comprimido isento de óleo. Evitar a secagem excessiva!

Tempo de atuação recomendado :

15 - 30 seg. no esmalte dentário

10 - 15 seg. na dentina

50 - 80 seg. nos dentes de leite e dentes com um elevado teor de fluoreto

7.) Enxaguar durante, pelo menos, 20 seg. com água.

8.) Secar com ar comprimido isento de óleo e água. A área cauterizada não pode ser tocada ou contaminada pela saliva até o tratamento continuar. Se, no entanto, ocorrer uma contaminação após a cauterização e a secagem, é necessário cauterizar novamente (aprox. 10 seg.).

Preparação:

As áreas a cauterizar da substância dentária devem ser delimitadas de forma clara.

1.) Recomendamos a utilização de um coferdame! Evitar rigorosamente o contacto com tecidos moles (pele, mucosa bucal, olhos, etc.). Em caso de contacto do Condicionador Ácido com o tecido mole, enxaguar de imediato com água abundante e consultar um médico se for necessário.

2.) Antes da preparação, limpar o dente com um utensílio de borracha com pasta de polimento isenta de fluoreto e gordura.

3.) Remover minuciosamente os resíduos da limpeza com água e limpar e secar a superfície do dente com ar comprimido isento de óleo.

TIVENENOS/ médico/... Armazenar em recipiente fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente em Certifique que a cânula está fixa de uma forma segura à seringa enroscando-a firmemente.

De acordo com a Regulação para Dispositivos Médicos da UE, os usuários / pacientes são obrigados a relatar os eventos sérios ao fabricante e à autoridade competente do país onde tais eventos ocorreram.

6.) Preparar a cavidade, chanfrar as bordas do esmalte, de modo a serem alcançadas bordas de enchimento duradouras. Enxaguar bem a cavidade com água e secar com ar comprimido isento de óleo. Evitar a secagem excessiva!

Tempo de atuação recomendado :

15 - 30 seg. no esmalte dentário

10 - 15 seg. na dentina

50 - 80 seg. nos dentes de leite e dentes com um elevado teor de fluoreto

7.) Enxaguar durante, pelo menos, 20 seg. com água.

8.) Secar com ar comprimido isento de óleo e água. A área cauterizada não pode ser tocada ou contaminada pela saliva até o tratamento continuar. Se, no entanto, ocorrer uma contaminação após a cauterização e a secagem, é necessário cauterizar novamente (aprox. 10 seg.).

Preparação:

As áreas a cauterizar da substância dentária devem ser delimitadas de forma clara.

1.) Recomendamos a utilização de um coferdame! Evitar rigorosamente o contacto com tecidos moles (pele, mucosa bucal, olhos, etc.). Em caso de contacto do Condicionador Ácido com o tecido mole, enxaguar de imediato com água abundante e consultar um médico se for necessário.

2.) Antes da preparação, limpar o dente com um utensílio de borracha com pasta de polimento isenta de fluoreto e gordura.

3.) Remover minuciosamente os resíduos da limpeza com água e limpar e secar a superfície do dente com ar comprimido isento de óleo.

TIVENENOS/ médico/... Armazenar em recipiente fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente em Certifique que a cânula está fixa de uma forma segura à seringa enroscando-a firmemente.

De acordo com a Regulação para Dispositivos Médicos da UE, os usuários / pacientes são obrigados a relatar os eventos sérios ao fabricante e à autoridade competente do país onde tais eventos ocorreram.

6.) Preparar a cavidade, chanfrar as bordas do esmalte, de modo a serem alcançadas bordas de enchimento duradouras. Enxaguar bem a cavidade com água e secar com ar comprimido isento de óleo. Evitar a secagem excessiva!

Tempo de atuação recomendado :

15 - 30 seg. no esmalte dentário

10 - 15 seg. na dentina

50 - 80 seg. nos dentes de leite e dentes com um elevado teor de fluoreto

7.) Enxaguar durante, pelo menos, 20 seg. com água.

8.) Secar com ar comprimido isento de óleo e água. A área cauterizada não pode ser tocada ou contaminada pela saliva até o tratamento continuar. Se, no entanto, ocorrer uma contaminação após a cauterização e a secagem, é necessário cauterizar novamente (aprox. 10 seg.).

Preparação:

As áreas a cauterizar da substância dentária devem ser delimitadas de forma clara.

1.) Recomendamos a utilização de um coferdame! Evitar rigorosamente o contacto com tecidos moles (pele, mucosa bucal, olhos, etc.). Em caso de contacto do Condicionador Ácido com o tecido mole, enxaguar de imediato com água abundante e consultar um médico se for necessário.

2.) Antes da preparação, limpar o dente com um utensílio de borracha com pasta de polimento isenta de fluoreto e gordura.

3.) Remover minuciosamente os resíduos da limpeza com água e limpar e secar a superfície do dente com ar comprimido isento de óleo.

TIVENENOS/ médico/... Armazenar em recipiente fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente em Certifique que a cânula está fixa de uma forma segura à seringa enroscando-a firmemente.

De acordo com a Regulação para Dispositivos Médicos da UE, os usuários / pacientes são obrigados a relatar os eventos sérios ao fabricante e à autoridade competente do país onde tais eventos ocorreram.

6.) Preparar a cavidade, chanfrar as bordas do esmalte, de modo a serem alcançadas bordas de enchimento duradouras. Enxaguar bem a cavidade com água e secar com ar comprimido isento de óleo. Evitar a secagem excessiva!

Tempo de atuação recomendado :

15 - 30 seg. no esmalte dentário

10 - 15 seg. na dentina

50 - 80 seg. nos dentes de leite e dentes com um elevado teor de fluoreto

7.) Enxaguar durante, pelo menos, 20 seg. com água.

8.) Secar com ar comprimido isento de óleo e água. A área cauterizada não pode ser tocada ou contaminada pela saliva até o tratamento continuar. Se, no entanto, ocorrer uma contaminação após a cauterização e a secagem, é necessário cauterizar novamente (aprox. 10 seg.).

Preparação:

As áreas a cauterizar da substância dentária devem ser delimitadas de forma clara.

1.) Recomendamos a utilização de um coferdame! Evitar rigorosamente o contacto com tecidos moles (pele, mucosa bucal, olhos, etc.). Em caso de contacto do Condicionador Ácido com o tecido mole, enxaguar de imediato com água abundante e consultar um médico se for necessário.

2.) Antes da preparação, limpar o dente com um utensílio de borracha com pasta de polimento isenta de fluoreto e gordura.

3.) Remover minuciosamente os resíduos da limpeza com água e limpar e secar a superfície do dente com ar comprimido isento de óleo.

TIVENENOS/ médico/... Armazenar em recipiente fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente em Certifique que a cânula está fixa de uma forma segura à seringa enroscando-a firmemente.

De acordo com a Regulação para Dispositivos Médicos da UE, os usuários / pacientes são obrigados a relatar os eventos sérios ao fabricante e à autoridade competente do país onde tais eventos ocorreram.

6.) Preparar a cavidade, chanfrar as bordas do esmalte, de modo a serem alcançadas bordas de enchimento duradouras. Enxaguar bem a cavidade com água e secar com ar comprimido isento de óleo. Evitar a secagem excessiva!

Tempo de atuação recomendado :

15 - 30 seg. no esmalte dentário

10 - 15 seg. na dentina

50 - 80 seg. nos dentes de leite e