

MIGMA 200-E

PLANUNGS- / EINBAUANLEITUNG

D

PLANNING / MOUNTING GUIDELINES

E

INSTRUCTIONS DE PLANIFICATION / MONTAGE

F



430.8755.10 / 1502

Inhaltsverzeichnis	Table of contents	Sommaire
Einbau und Installation3	Mounting and installation3	Montage et installation3
Anschlüsse (Verkabelung der Geräte)4	Connections (cabling of devices)4	Raccordements (câblage des appareils)4
Bedienung5	Operation5	Maniement5
Einbauabmessungen und Geräteposition Möbelbreite 500mm6	Mounting measurements and device position- ing for device width 500mm6	Dimensions de montage et position de l'appareil, largeur du meuble 500m6
Einbauabmessungen und Geräteposition Möbelbreite 350mm7	Mounting measurements and device position- ing for device width 350mm7	Dimensions de montage et position de l'appareil, largeur du meuble 350mm7
Einbau ohne Versenkung des Rahmens8	Mounting without countersinking the frame8	Montage sans enfoncement du cadre8
Einbau mit Versenkung des Rahmens8	Mounting with countersinking the frame8	Montage avec enfoncement du cadre8
Mischerunterlage8	Mixing device board8	Support de mélange8
Ausbau Bedienpanel9	Dismounting the service panel9	Démontage panneau de commande9
Geräte-Demontage / -Montage bei Einbau ohne Frontöffnung9	Dismounting / mounting the device without front opening9	Démontage / montage de l'appareil en cas de montage sans ouverture frontale9
Austausch MIGMA 100-E zu Neugerät MIGMA 200-E10	Exchanging MIGMA 100-E with new device MIGMA 200-E10	Remplacement MIGMA 100-E par le nouvel appareil MIGMA 200-E10
Wechsel des Bedienpanels MIGMA 100-E zu Neugerät MIGMA 200-E11	Exchanging the service panel MIGMA 100-E with new device MIGMA 200-E11	Remplacement du panneau de commande MIGMA 100-E par le nouvel appareil MIGMA 200-E11
Wechsel des Deckels MIGMA 100-E zu Neugerät MIGMA 200-E11	Exchanging the cover MIGMA 100-E with new device MIGMA 200-E11	Remplacement du couvercle MIGMA 100-E par le nouvel appareil MIGMA 200-E11
Technische Daten12	Technical data12	Données techniques12

Einbau und Installation

Mounting and installation

Montage et installation



1. Tischabdeckung zu MIGMA 200-E in Ab-
gleplatte der Möbelzeile mit Silikon einkle-
ben.

2. Einbau-Mischgerät in Möbel einschieben.
Vorgängig müssen die Transportsicherun-
gen (2 Stück) entfernt werden. Detaillierte
Informationen in der MIGMA 200 Bedie-
nungsanleitung 430.8750.01, welche dem
Gerät beigelegt ist.

3. Verkabelung des Geräts mit der Tischab-
deckung.

⚠ Anschluss ans Hausnetz (100-230V) erst
nach beendeter Montage.

Detaillinformationen siehe Seite 4.

4. Mischgerät in die richtige Position bringen.

5. Mischgerät anheben und die Mischerun-
terlage einschieben.

🔧 Mischerunterlage dient für vereinfachtes
Herausnehmen des Mischgerät.
Detaillierte Informationen siehe Seite 8.

6. Mischgerätöffnung gegenüber der Öff-
nung der Tischabdeckung symmetrisch
ausrichten.

⚠ Das Mischgerät muss frei stehen. Keine
Berührung zu Tischabdeckung und Mö-
belseitenwände!

Abstand zu Abdeckung und Wände muss
mindestens 5mm betragen.

Gerät kann nun an das Hausnetz (100 –
230 V) angeschlossen werden.

⚠ Gerätebetriebnahme nur in einge-
bauter Endposition. Bei Wartungen und
Demontage der Einbausituation muss das
Gerät vorgängig zwingend vom Hausnetz
(100-230V) getrennt werden!

1. Clue the table cover for MIGMA 200-E to
the worktop of the furniture using silicone.

2. Insert the built-in mixing device into the
furniture. Beforehand, remove the carriage
safety screws (2 pieces). For detailed in-
formation refer to the MIGMA 200 instruc-
tion manual 430.8750.02 which comes
with the device.

3. Cable the device with the table cover.

⚠ Do not connect the device to the mains
power supply (100-230V) before finishing
the mounting.

For detailed information refer to page 4.

4. Bring the mixing device into position.

5. Lift the mixing device and insert the mixing
device board.

🔧 This board helps to remove the mixing
device more easily.
For detailed information refer to page 8.

6. Align the opening of the mixing device
symmetrically with the table cover.

⚠ The mixing device must stand free. No
contact with table cover or furniture side
walls!

A distance of at least 5mm must be kept
to the cover and the walls.

Only use the mains power supply to con-
nect the device (100-230V)

⚠ Do not commission the device before
bringing it into its end position. It is impe-
rative to disconnect the device from the
mains power supply (100-230V) before
maintaining or dismantling any of the built-
in appliances!

1. Coller le couvercle de la table de MIGMA
200-E dans une tablette de la rangée de
meubles avec silicone.

2. Insérer l'appareil de mélange encastrable
dans le meuble. D'abord il faut enlever
les fixations de transport (2 pièces). Vous
trouverez des informations détaillées dans
le mode d'emploi 430.8750.03 de MIGMA
200 annexé à l'appareil.

3. Câblage de l'appareil avec le couvercle de
la table.

⚠ L'appareil n'est raccordé au réseau dome-
stique (100-230V) qu'après l'achèvement
du montage.

Informations détaillées voir page 4.

4. Mettre l'appareil de mélange dans la posi-
tion correcte.

5. Soulever l'appareil de mélange et insérer
le support de mélange.

🔧 Le support de mélange permet de retirer
plus facilement l'appareil de mélange. In-
formations détaillées voir page 8.


6. Orienter l'ouverture de l'appareil de
mélange symétriquement par rapport à
l'ouverture du couvercle de la table.

⚠ L'appareil de mélange doit être librement
accessible. Pas de contact avec le cou-
vercle de la table et les parois latérales du
meuble.

La distance minimale entre l'appareil et le
couvercle et les parois doit être de 5mm.

L'appareil ne peut être raccordé qu'au
réseau domestique (100-230V).

⚠ Mise en service de l'appareil unique-
ment en position finale de ce dernier.
En cas de travaux de maintenance et de
démontage de l'appareil, il doit impérat-
ivement être coupé du réseau domestique
(100-230V).

Anschlüsse
(Verkabelung der Geräte)
Connections
(cabling of devices)
Raccordements
(Câblage des appareils)


1 Hauptanschluss Hausnetz 100-230V 50/60Hz an Tischabdeckung.

2 Netzverbindungsleitung zu Mischgerät (100-230V 50/60Hz).

3 Verbindungsleitung der Steuer- und Sicherheitseinrichtungen.

1 Mains power supply 100-230V 50/60Hz at table cover.


2 Connection line between mains power supply and mixing device (100-230V 50/60Hz).

3 Interconnection of control and safety system.


1 Raccordement principal réseau domestique 100-230V 50/60Hz au couvercle de la table.

2 Ligne électrique à l'appareil de mélange (100-230V, 50/60Hz).


3 Ligne de connexion des dispositifs de commande et de sécurité.




1



1 Einbau in Möbelbreite 500mm
2 Einbau in Möbelbreite 350mm




2



1 Mounting in furniture width 500mm
2 Mounting in furniture width 350mm

1 Montage dans un meuble d'une largeur de 500mm
2 Montage dans un meuble d'une largeur de 350mm



⚠ Geräteinbetriebnahme nur in eingebauter Endposition. Bei Wartungen und Demontage der Einbausituation muss das Gerät vorgängig zwingend vom Hausnetz (100-230V) getrennt werden!

⚠ Do not commission the device before bringing it into its end position. It is imperative to disconnect the device from the mains power supply (100-230V) before maintaining or dismantling any of the built-in appliances!

⚠ Mise en service de l'appareil uniquement en position finale de ce dernier. En cas de travaux de maintenance et de démontage de l'appareil, il doit impérativement être coupé du réseau domestique (100-230V).

Bedienung

Operation


Maniement



- [1] Hauptschalter
[2] Mischzeitwähler 4 - 28 Sekunden
[3] Starttaster

- [1] Main switch
[2] Mixing time regulator 4 - 28 seconds
[3] Start button

- [1] Interrupteur principal
[2] Sélecteur de la durée de mélange
4 - 28 secondes
[3] Touche Start



- 1 Geräteauptschalter immer auf "ON".
Gerät wird mit Hauptschalter auf Tischab-
deckung [1] eingeschaltet.



- 2 Hauptschalter [1] einschalten. Grüne LED
auf Starttaste [3] leuchtet. Wahl der Misch-
zeit [2] 4 - 28 Sekunden. Einsetzen des
Mischbechers mit Alginat oder anderer
Mischmasse.
3 Deckel schliessen und mit Starttaste [3]
Gerät starten.

- 1 Always keep the main switch on „ON“.
Use the main switch on the table cover [1]
to activate the device.

- 2 Activate the main switch [1]. The LED on
the start button [3] appears green. Regu-
late the mixing time [2] 4 - 28 seconds.
Insert the mixing bowl with alginate or
another mixing compound.

- 3 Close the cover and press the start
button [3].



- 1 Interrupteur principal de l'appareil toujours
sur „ON“. L'appareil est mis en marche à
l'aide de l'interrupteur principal situé sur le
couvrete de la table [1].
2 Activer l'interrupteur principal [1]. La LED
verte [3] est allumée. Sélection de la
durée de mélange [2] 4 - 28 secondes.
Insérer le bol de mélange avec alginate ou
une autre masse de mélange.
3 Fermer le couvercle et mettre l'appareil en
marche avec la touche Start [3].

**⚠ Informationen zur Handhabung des
Gerätes und deren Verarbeitungshinweise:
siehe Bedienungsanleitung MIGMA 200
(430.8750.01)**





**⚠ For information on the device's hand-
ling and processing see MIGMA 200 in-
struction manual (430.8750.02)**

**⚠ Informations supplémentaires sur le
maniement de l'appareil et ses indications
d'usage: voir mode d'emploi
MIGMA 200 (430.8750.03)**

Einbauabmessungen und Geräteposition
Möbelbreite 500mm

Mounting measurements and device posi-
tioning for device width 500mm

Dimensions de montage et position de
l'appareil, largeur du meuble 500mm



3) Mass kann bei Möbelzeilenbreite 500mm reduziert werden.

Mindestabstand: 40mm

2) Tragkraft der Platte oder des Einschubs muss für ein Gerätegewicht von 20kg ausgelegt sein.

1) Mischerunterlage für vereinfachtes Herausnehmen des Mischgerätes (siehe Seite 8).

Mindestgröße der Unterlage:
300 x 250 x Y mm

3) The Measurement can be reduced if the furniture width is 500mm.

Minimal distance: 40mm

2) The worktop and the board must have a minimal load capacity of 20kg.

1) Mixing device board for easy removal of the mixing device (see page 8).

Minimal board size:
300 x 250 x Y mm

3) La largeur de la rangée de meubles de 500mm permet de réduire la dimension. Distance minimale: 40mm.

2) La force portante de la plaque ou de l'élément enfichable doit être conçue pour un poids de l'appareil de 20kg.




1) Support de mélange pour retirer plus facilement l'appareil de mélange (voir page 8).

Dimensions minimales du support:
300 x 250 x Y mm

Einbauabmessungen und Geräteposition
Möbelbreite 350mm

Mounting measurements and device posi-
tioning for device width 350mm

Dimensions de montage et position de
l'appareil, largeur du meuble 350mm



2) Tragkraft der Platte oder des Einschubes muss für ein Gerätegewicht von 20kg ausgelegt sein.

1) Mischerunterlage für vereinfachtes Herausnehmen des Mischgerätes (siehe Seite 8).

Mindestgröße der Unterlage:
300 x 250 x Y mm

2) The worktop and the board must have a minimal load capacity of 20kg.

1) Mixing device board for easy removal of the mixing device (see page 8).

Minimal board size:
300 x 250 x Y mm

2) La force portante de la plaque ou de l'élément enfichable doit être conçue pour un poids de l'appareil de 20kg.

1) Support de mélange pour retirer plus facilement l'appareil de mélange (voir page 8).

Dimensions minimales du support:
300 x 250 x Y mm

Einbau ohne Versenkung des Rahmens


Mounting without countersinking the frame

Montage sans enfoncement du cadre




1

- 1 Tischabdeckung mit Silikon einkleben.
- 2 Tischplattenöffnung 235 x 285mm
- 3 Ausschnitt scharfkantig oder positive Rundung (maximal 8mm grösser als Basisausschnitt).



2

- 1 Glue the table cover using silicone.
- 2 Opening of worktop 235 x 285mm
- 3 Cut it out with sharp edges or with positive rounding (max 8mm larger than basic cut).




3

- 1 Coller le couvercle de la table avec silicone.
- 2 Ouverture du plateau de table 235 x 285mm
- 3 Coupe à vive arête ou arrondissement positif (max. 8 mm plus grand que la coupe de base).

Einbau mit Versenkung des Rahmens


Mounting with countersinking the frame

Montage avec enfoncement du cadre




1

- 1 Versenken des Rahmens auf Tischplattenhöhe (Rahmendicke 1,5mm)
1) Silikonfuge ca. 1mm
- 2 Tischplatte und Arbeitsplatte haben die gleiche Höhe.
- 3 Rahmengrösse 310 x 260 mm.
Zugabe für Silikonfuge von ca. 1mm je nach gewählter Einbautechnik.



2

- 1 Countersink the frame to the level of the worktop (frame thickness 1.5mm),
1) silicone joint of approx. 1mm
- 2 Table cover and worktop are at the same level.
- 3 Frame size 310 x 260 mm.
Depending on the mounting technique, add approx. 1mm for the silicone joint.




3

- 1 Enfoncement du cadre à la hauteur du plateau de table (épaisseur du cadre 1,5 mm)
1) joint silicone env. 1mm
- 2 Le plateau de table et la plaque de travail ont la même hauteur.
- 3 Dimension du cadre: 310 x 260 mm.
Addition d'environ 1 mm pour le joint silicone en fonction de la technique de montage choisie.

Mischerunterlage

Mixing device board

Support de mélange



Mischerunterlage dient für vereinfachtes Herausnehmen des Mischgerät. Je nach Möbelkonstruktion müsste ansonsten die Auflageplatte verstellbar sein oder das Gerät muss bei Wartungsarbeiten durch die Tischabdeckung entfernt werden.

Mindestgrösse der Mischerunterlage:
300 x 250 x Y mm

Höhe Y muss nach Möbelblende und Position der Auflageplatte ausgelegt werden.

This board serves to remove the mixing device more easily. Depending on the construction of the furniture, the worktop would otherwise need to be adjustable or the device would have to be removed for maintenance work.

Minimal size of the mixing device board:
300 x 250 x Y mm.

The height Y must be laid out according to the furniture end and the position of the worktop.

Le support de mélange permet de retirer plus facilement l'appareil de mélange. Sinon, la plaque de support devrait être réglable en fonction de la construction du meuble ou l'appareil doit être enlevé à travers le couvercle de la table lors des travaux de maintenance. Dimensions minimales du support de mélange: 300 x 250 x Y mm.

La hauteur Y doit être conçue en fonction du bandeau du meuble et la position de la plaque de support.

Ausbau Bedienpanel




- 1 Die beiden Befestigungsschrauben lösen und entfernen.
- 2 Bedienpanel rechts nach unten schwenken und aus der linken Aufnahmevorrichtung ziehen.
- 3 Bedienpanel abdrehen und durch die Öffnung herausziehen.

Dismounting the service panel



- 1 Release and remove the two attachment screws.
- 2 Push the service panel down on the right side and release it from the retainer on the left.
- 3 Turn the service panel and take it out through the opening.

Démontage panneau de commande



- 1 Dévisser et retirer les deux vis de fixation.
- 2 Pivoter le panneau de commande à droite vers le bas et retirer du dispositif de réception.
- 3 Dévisser le panneau de commande et retirer à travers l'ouverture.

Geräte-Demontage / -Montage bei Einbau ohne Frontöffnung




- 1 Kontermutter rechts und links am Scharnier lösen.
- 2 Scharnierachse beidseitig heraus-schrauben.
- 3 Deckel entfernen.
- 4 Panelbefestigungsschrauben lösen und entfernen.
- 5 Bedienpanel entfernen.
- 6 Gerät durch die Öffnung entfernen.

Dismounting / mounting the device without front opening



- 1 Release the counter nut at the hinge on the right and the left.
- 2 Remove the hinge axis on both sides.
- 3 Remove the cover.
- 4 Release and remove the two attachment screws.
- 5 Remove the service panel.
- 6 Take out the device through the opening.

Démontage / montage de l'appareil en cas de montage sans ouverture frontale




- 1 Dévisser le contre-écrou à droite et à gauche de la charnière.
- 2 Dévisser l'axe de charnière des deux côtés.
- 3 Enlever le couvercle.
- 4 Dévisser et retirer les vis de fixation du panneau.
- 5 Retirer le panneau de commande.
- 6 Retirer l'appareil à travers l'ouverture.

**Austausch MIGMA 100-E
zu Neugerät MIGMA 200-E**

**Exchanging MIGMA 100-E
with new device MIGMA 200-E**

**Remplacement MIGMA 100-E
par le nouvel appareil MIGMA 200-E**



- MIGMA 200-E ist 16 mm höher als das Vorgängergerät MIGMA 100-E.
→ Tablar oder Schrankboden muss um 16 mm tiefer gesetzt werden können.
- Der Abstand von der Tischkante bis Einbauloch empfehlen wir bei MIGMA 200-E +25mm gegenüber dem Vorgängermodell.
→ bei Möbelbreite 500 mm kann das empfohlene Einbaumass von 65 mm auf 45 mm reduziert werden, wenn das Minimalmass zur Seitenwand eingehalten werden kann.

Einbau wie Vorgängermodell!

- Der Rahmen, der im Tischblatt eingelegt wird, ist bei beiden Modellvarianten der gleiche.
→ Somit ist auch die Aussparung im Tischblatt gleich gross.
→ Beim Austausch eines Einbaumischers zu einem MIGMA 200-E kann der Rahmen im Tischblatt weiter verwendet werden. Ausgewechselt werden muss der Deckel und das Bedienpanel.

- MIGMA 200-E is 16 mm higher than its predecessor MIGMA 100-E.
→ The shelf or the cupboard floor must be lowered by 16 mm.
- We recommend increasing the distance between table-edge and mounting hole by +25 mm compared to the former measures.
→ With a furniture width of 500 mm, the recommended mounting distance of 65 mm can be reduced to 45 mm if the minimal distance to the side wall can be kept.

Same mounting as predecessor!


- The size of the frame that is inserted in the worktop remains the same.
→ Therefore, the size of the opening remains the same as well.
→ You can continue using the same frame in the worktop that has been used for a built-in mixing device when changing to MIGMA 200-E. You need, however, to replace the cover and the service panel.

- MIGMA 200-E est 16 mm plus haut que l'appareil précédent MIGMA 100-E.
→ Le tablard ou le fond de l'armoire doit pouvoir être abaissé de 16 mm.
- Nous recommandons pour le MIGMA 200-E une distance entre le bord de la table et le trou de montage de +25 mm par rapport au modèle précédent.
→ Si la largeur du meuble est de 500 mm, la dimension de montage recommandée peut être réduite de 65 mm à 45 mm lorsque la dimension minimale à la paroi latérale peut être respectée.

Montage à l'instar du modèle précédent!

- Le cadre inséré au plateau de table est le même pour les deux modèles.
→ Ainsi, le creux dans le plateau de table présente les mêmes dimensions.
→ Lors de l'échange d'un appareil de mélange encastrable par un MIGMA 200-E, le cadre du plateau de table peut être réutilisé. Le couvercle et le panneau de commande doivent être remplacés.

**Wechsel des Bedienpanels
MIGMA 100-E
zu Neugerät MIGMA 200-E**



- 1 Bedienpanel MIGMA 100-E entfernen und neuen Bedienpanel MIGMA 200-E einfügen.
- 2 Einhängen der Platte in die Haltevorrichtung auf der linken Seite des Rahmens. Panel von unten nach oben einklappen.
- 3 Befestigung der Platte mit zwei Schrauben auf der rechten Seite.

**Exchanging the service panel
MIGMA 100-E
with new device MIGMA 200-E**




- 1 Remove the service panel MIGMA 100-E and replace it with the new service panel MIGMA 200-E.
- 2 Fit the panel into the retainer on the left side of the frame and pull it up to engage it.
- 3 Attach the panel with two screws on the right side.

**Remplacement du panneau de commande
MIGMA 100-E
par le nouvel appareil MIGMA 200-E**



- 1 Retirer le panneau de commande MIGMA 100-E Insérer le nouveau panneau de commande MIGMA 200-E.
- 2 Accrocher la plaque dans le dispositif de support sur le côté gauche du cadre. Rabattre le panneau du bas vers le haut.
- 3 Fixation de la plaque à l'aide de deux vis sur le côté droite.

**Wechsel des Deckels
MIGMA 100-E
zu Neugerät MIGMA 200-E**



- 1 Deckel MIGMA 100-E entfernen und neuen Deckel MIGMA 200-E einsetzen.
- 2 Scharnierschraube rechts und links einsetzen. Einstellen der Deckelposition mit Hilfe der Positions- und Kontermutter.
- 3 Festziehen der Kontermutter am rechten und linken Scharnier.

**Exchanging the cover
MIGMA 100-E
with new device MIGMA 200-E**



- 1 Remove the cover MIGMA 100-E and replace it with the new cover MIGMA 200-E.
- 2 Insert the hinge screw on the left and the right and adjust the position of the cover with the positioning and counter nut.
- 3 Tighten up the counter nut at the right and left hinge.

**Remplacement du couvercle
MIGMA 100-E
par le nouvel appareil MIGMA 200-E**



- 1 Retirer le couvercle MIGMA 100-E et insérer le nouveau couvercle MIGMA 200-E.
- 2 Insérer la vis de charnière à droite et à gauche. Régler la position du couvercle à l'aide d'un écrou de position et un contre-écrou.
- 3 Serrer le contre-écrou à la charnière droite et gauche.

Technische Daten**Tischabdeckung**

Abmessung (cm) BxTxH 31 x 26 x 8,5
 MaterialInox
 Gewicht netto (kg)2,8
 Artikel-Nr.430.6103.01

Einbau Mischgerät

Abmessung (cm) BxTxH 25,8 x 20,3 x 27,7
 Gewicht netto (kg)17,1
 FarbeRAL 9003
 Drehzahl (min⁻¹)2'800
 Artikel-Nr.430.6102.01

Elektrischer Anschluss

Spannung (VAC) 100 - 230
 Frequenz (Hz) 50 / 60
 Leistung (W)250
 Einschaltdauer 15%
 Sicherung2 x 4 AT

Transportverpackung

Abmessung (cm) BxTxH 45 x 29 x 50
 Gewicht netto (kg)19,9
 Gewicht brutto (kg)23,1

Bestellnummer

430.6505.01 Universal Mischgerät
MIGMA 200-E
Netzstecker Typ A (Schuko)

430.6505.02 Universal Mischgerät
MIGMA 200-E
Netzstecker Typ L (Schweiz)

430.6505.03 Universal Mischgerät
MIGMA 200-E
Netzstecker Typ K (US)

430.6505.04 Universal Mischgerät
MIGMA 200-E
Netzstecker Typ D (GB)

Technical data**Table cover**

Dimensions (cm) WxDxH 31 x 26 x 8,5
 MaterialInox
 Net weight (kg)2,8
 Article no.430.6103.01

Mounting of mixing device

Dimensions (cm) WxDxH .. 25,8 x 20,3 x 27,7
 Net weight (kg)17,1
 ColorRAL 9003
 Revolutions (min⁻¹)2'800
 Article no.430.6102.01

Electrical connection

Voltage (VAC) 100 - 230
 Frequency (Hz) 50 / 60
 Power (W)250
 Duty rate 15%
 Fuse protection2 x 4 AT

Transport packaging

Dimensions (cm) WxDxH 45 x 29 x 50
 Net weight (kg)19,9
 Gross weight (kg)23,1

Order number

430.6505.01 Universal mixing device
MIGMA 200-E
power plug type A (Schuko)

430.6505.02 Universal mixing device
MIGMA 200-E
power plug type L (Schweiz)

430.6505.03 Universal mixing device
MIGMA 200-E
power plug type K (US)

430.6505.04 Universal mixing device
MIGMA 200-E
power plug type D (GB)

Données techniques**Couvercle de la table**

Dimension (cm) LxPxH 31 x 26 x 8,5
 MatérielInox
 Poids net (kg)2,8
 Numéro d'article460.6103.01

Montage appareil de mélange

Dimension (cm) LxPxH 25,8 x 20,3 x 27,7
 Poids net (kg)17,1
 CouleurRAL 9003
 Vitesse (min⁻¹)2'800
 Numéro d'article430.6102.01

Raccord électrique

Tension (VAC) 100 - 230
 Fréquence (Hz) 50 / 60
 Puissance (W)250
 Durée de mise en service 15%
 Fusible2 x 4 AT

Emballage de transport

Dimension (cm) LxPxH 45 x 29 x 50
 Poids net (kg)19,9
 Poids brut (kg)23,1

Numéro de commande

430.6505.01 Appareil de mélange universel
MIGMA 200-E
cordon électrique type A (Schuko)

430.6505.02 Appareil de mélange universel
MIGMA 200-E
cordon électrique type L (Schweiz)

430.6505.03 Appareil de mélange universel
MIGMA 200-E
cordon électrique type K (US)

430.6505.04 Appareil de mélange universel
MIGMA 200-E
cordon électrique type D (GB)