

Download and installation instructions for DESS interfaces (titan bases, initial gap cemented 0.03mm diameter) for DENTAL WINGS libraries.

Download der Bibliotheken und Installationsanleitung der DESS Schnittstellen (Titanbasen, Anfangszementierspanne von 0.03mm Durchmesser) für DENTAL WINGS.

Description du téléchargement et de l'installation de la bibliothèque d'interfaces DESS (bases de titane , premier l'espace de cémentation de 0.03mm en diamètre) pour DENTAL WINGS.

Instrucciones de descarga e instalación de la librerías DESS (bases de titanio, espacio de cementación 0.03mm en diámetro) para DENTAL WINGS.

File naming.
 Dateibenennung.
 Nommage de fichiers.
 Nomenclatura de archivo.

DESS LIBRARIES	ABUTMENTS CUSTOM ABUTMENTS	EXOCAD EXOCAD IMETRIC DENTAL WINGS 3SHAPE	R(n)	.ZIP
	Type library. Typ Bibliothek. Type de bibliothèque. Tipo de librería.	Software CAD. Software CAD. Software CAD. Software CAD.	Release. Version. Version. Version.	

1. Double-click on the button "DENTAL WINGS LIBRARIES" under "Downloads" on the website www.dess-abutments.com.
1. Klicken Sie per Doppelklick auf den Button "DENTAL WINGS LIBRARIES" unter "Downloads" auf der Webseite www.dess-abutments.de.
1. Cliquer sur l'icône "DENTAL WINGS LIBRARIES" sur le site internet www.dess-abutments.com dans la rubrique "Downloads".
1. Acceder a la web www.dess-abutments.com y clicar primero en la pestaña superior de "Downloads". Dentro de la sección "EXOCAD Libraries" hacer click sobre el icono de la librería que se desee descargar.


CAD CAM LIBRARIES




* The one piece custom abutments designed using DESS libraries can only be produced by DESS Dental Smart Solutions and milling centers certified by DESS because they are the only ones that can produce the custom abutments with the real implant connection. The connections shown in the library are merely indicative and do not respond to the real connection of the implant system!

2. The download of the zipped libraries starts automatically with the named folder "DESS-DENTAL-WINGS-LIBRARY-TITANIUM-INTERFACE-GAP-0.03_R1".
2. Es startet automatisch der Download der komprimierten Bibliotheken als Datei "DESS-DENTAL-WINGS-LIBRARY-TITANIUM-INTERFACE-GAP-0.03_R1".
2. Le téléchargement du dossier zippé de la bibliothèque commence automatiquement nommé "DESS-DENTAL-WINGS-LIBRARY-TITANIUM-INTERFACE-GAP-0.03_R1".
2. Se iniciará la descarga de la librería comprimida en un archivo "DESS-DENTAL-WINGS-LIBRARY-TITANIUM-INTERFACE-GAP-0.03_R1" de forma automática. Dependiendo de la configuración del explorador de Internet se guardará el archivo en la zona de descargas o se abrirá un menú emergente para seleccionar la carpeta de descarga.


CAD CAM LIBRARIES




3. Save this file to your desired location on your hard drive. This is the file that will be uploaded by Dental Wings.
 3. Speichern Sie die Datei an dem von Ihnen gewünschten Ort auf Ihrer Festplatte. Diese Datei wird von Dental Wings importiert werden.
 3. Enregistrez ce fichier à l'emplacement souhaité sur votre disque dur. Il s'agit du fichier qui sera importé par Dental Wings.
 3. Guarde este archivo con extensión .Zip en la ubicación que desee dentro de su unidad de disco. Éste es el archivo que importará Dental Wings.
-
4. Start the program Dental Wings and choose the module "Implant Kits".
 4. Starten Sie Dental Wings und wählen Sie das Modul "Implant Kits".
 4. Démarrez le programme Dental Wings et choisissez le module "Implant Kits".
 4. Iniciar Dental Wings y ejecutar el modulo "Implant Kits".




5. On the chosen module "Implant Kit Editor" do a right mouse click. Choose with a left mouse click the menu item "Import Implant Manufacturer Kits".
5. Auf dem ausgewählten Modul "Implant Kit Editor" klicken Sie die rechte Maustaste. Es erscheint ein neuer Menüpunkt "Import Implant Manufacturer Kits" den Sie bitte mit der linken Maustaste auswählen.
5. Réaliser un clic droit sur le module choisi "Implant Kit Editor". Un menu apparaît. Choisissez avec le clic gauche l'item "Import Implant Manufacturer Kits".
5. Situar sobre la pestaña "+" clickar el botón de la izquierda del ratón, se desplegará un menú, clickar con el botón de la izquierda del ratón la pestaña "Import Implant Manufacturer Kits".



6. Choose the file "DESS-DENTAL-WINGS-LIBRARY-TITANIUM-INTERFACE-GAP-0.03_R12".
6. Wählen Sie nun die Datei "DESS-DENTAL-WINGS-LIBRARY-TITANIUM-INTERFACE-GAP-0.03_R1".
6. Choisissez le fichier "DESS-DENTAL-WINGS-LIBRARY-TITANIUM-INTERFACE-GAP-0.03_R1".
6. Seleccionar el archivo en formato .ZIP descargado previamente "DESS-DENTAL-WINGS-LIBRARY-TITANIUM-INTERFACE-GAP-0.03_R1".



7. The loading of the folder can take a few minutes.
 7. Die Datei wird geladen, was einige Minuten in Anspruch nehmen kann.
 7. Le fichier se télécharge ce qui peut prendre plusieurs minutes.
 7. Se iniciará la carga del archivo, esto puede llevar unos minutos.
-
8. The DESS library is now available for immediate use.
 8. Die DESS Bibliothek steht Ihnen nun zur Verfügung.
 8. La bibliothèque DESS est maintenant installée et prête pour être utilisée.
 8. La librería DESS está lista para su uso.



- 9. *If preferred you are able to delete now the folder*
"DESS-DENTAL-WINGS-LIBRARY-TITANIUM-INTERFACE-GAP-0.03_R1".
 - 9. *Falls gewünscht, können Sie jetzt die Datei*
"DESS-DENTAL-WINGS-LIBRARY-TITANIUM-INTERFACE-GAP-0.03_R1"
löschen.
 - 9. *Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant supprimer le dossier*
"DESS-DENTAL-WINGS-LIBRARY-TITANIUM-INTERFACE-GAP-0.03_R1".
 - 9. *Eliminar, si se desea, el archivo en formato .ZIP descargado de la web.*
"DESS-DENTAL-WINGS-LIBRARY-TITANIUM-INTERFACE-GAP-0.03_R1".
-


Edition of the cemented gap for the interface.

Zusatz für die Zementierspanne der Schnittstelle.


Edition de l'espace de cementation pour l'interface.

Edición del espacio de cementación para la interface.

1. To edit the value of the cementation gap (the initial value is 0.03mm in diameter) regarding the structures or designed abutments on the interface it is needed to access the menu "Material Management".
1. Um die Werte der Zementierspanne (der Anfangswert liegt bei 0.03mm Durchmesser) von Brücken oder speziell entworfenen Einzelzahnversorgungen auf Schnittstellen abzuändern, muss auf den Menüpunkt "Material Management" zugegriffen werden.
1. Pour modifier la valeur l'espace de cémentation (la valeur initiale est 0.03mm de diamètre) en ce qui concerne les structures ou les piliers dessinés sur l'interface, c'est nécessaire accéder le menu «gestion du matériel».
1. Para editar el valor del espacio para la cementación (el valor inicial es de 0.03mm en diámetro) de las estructuras o pilares diseñados sobre la interface debemos acceder al "gestor de materiales".



2. Under "Material Management" select the material you want to edit or create a new one. Open the custom abutments parameter index and modify the parameter for the cemented gap. The defined value is the radius, and you need to add the default value of 0.015mm.
2. Wählen Sie im Menü "Material Management" das zu bearbeitende Material oder legen Sie ein neues Material an. Öffnen Sie das Register für die Parameter der individuellen Abutments. Sie können den Parameter der Zementierspanne ändern. Die Standardeinstellung ist der Radius und Sie müssen den Standardwert von 0.015mm dazu addieren.
2. Sous la rubrique «gestion du matériel», sélectionnez le matériel que vous souhaitez modifier ou en créer un nouveau. Ouvrez l'index de paramètre de piliers individuels et modifiez le paramètre de l'espace de cimentation. La valeur définie est le rayon, et vous avez besoin d'ajouter la valeur par défaut de 0,015mm.
2. Una vez en el gestor de materiales debemos seleccionar el material a editar o crear uno nuevo. Abriremos la pestaña de los parámetros de los pilares personalizados y podremos modificar el parámetro de espacio para el cemento. El valor definido es un valor de radio y se debe sumar a los 0.015mm de valor por defecto.



3. It is possible to edit this value during the design process.
3. Dieser Wert kann während des Entwurfprozesses geändert werden.
3. Cette valeur peut être modifiée pendant le processus de conception.
3. Este valor es posible editarlo durante el proceso de diseño.

