

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Henry Schein Inc.
135 Duryea Road
Melville, NY 11747
USA

[EC | REP] Henry Schein Services GmbH
Monzastraße 2 a
D-63225 Langen
Germany

Allgemeine Information

5. März 2021

Henry Schein, Inc. bestätigt hiermit, daß unbenutzte Mulltupfer direkt nach Entnahme aus der schon geöffneten Originalpackung vor Ort mittels feuchter Hitze/Dampf (121 – 122 °C / 28- 35 min / 115 kPa) sterilisiert werden können.

HSI-REF	Product Description
9003189	HS EuroGauze Sterile 5x5cm 12ply (1)
9003190	HS EuroGauze Sterile 7.5x7.5cm 12ply (1)
9003223	HS EuroGauze Sterile 5x5cm 12ply (2)
9003224	HS EuroGauze Sterile 7.5x7.5cm 12ply (2)
9003225	HS EuroGauze Sterile 10x10cm 12ply (2)
9003192	HS Eurogauze balls sterile, pea size,
9003193	HS Eurogauze balls sterile, hazelnut size
9003194	HS Eurogauze balls sterile, walnut size
9003195	HS Eurogauze balls sterile, plum size
9883567	HS EuroGauze Sterile 5x5cm, X-ray detectable
9883568	HS EuroGauze Sterile 7.5x7.5cm, X-ray detectable
9883569	HS EuroGauze Sterile 10x10cm, X-ray detectable

Die Sterilisation unterliegt der korrekten Validierung der Sterilisationsart und der verwendeten Parameter.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.