

# NSK

SCHMIERUNGSFREIE LUFTTURBINEN

PRESTO AQUA **LUX**  
PRESTO AQUA II  
PRESTO II

# Präzision und Hochleistung



Die PRESTO AQUA **LUX** besitzt ein integriertes LED-Licht und eignet sich ideal zum Bearbeiten von qualitativ hochwertigen zahntechnischen Arbeiten.



Powerful Partners®

# PRESTO AQUA LUX

Schmierungsfreie Luftturbine mit Wasserkühlung und LED-Licht

Eignet sich besonders gut für Arbeiten mit Keramiken auf Zirkoniumbasis. Die LED-Lichtquelle erzeugt Tageslichtqualität, die angenehm für das Auge ist, echte Farben zeigt und kein Detail verbirgt. Die Wasserkühlung verringert die Hitzeentwicklung an dem zu bearbeitenden Material, um Mikrosprünge zu verhindern, und trägt dazu bei, Schleifabfälle zusammenzuhalten.

## Effizientes Arbeiten mit klarerer Sicht durch LED



### Vorteile der Verwendung von LED

- Klarer** : LEDs erzeugen natürliche Tageslichtqualität, die im Vergleich zu Halogenlicht bessere Sichtverhältnisse garantiert.
- Langlebiger** : LED-Lichtquellen sind langlebiger und haltbarer als Halogenlampen.
- Sicherer** : LED-Licht ist sicherer, da es weniger Wärme als eine Halogenlampe erzeugt. LED-Licht in natürlicher Tageslichtqualität ist angenehm für das Auge.



### Individuelle Wasserspray-Optionen

Das Wasserspray kann von Tropfen bis zu feinem Spraynebel individuell eingestellt werden.



MODELL **PRA-LUX-HP** BESTELLNUMMER **T1002** **Mit Licht**

- 320.000 min<sup>-1</sup>
- Kühlmittelspray
- Keine Schmierung erforderlich
- Um 360° frei drehbares Handstück
- Geräuscharm und vibrationsfrei
- Einzigartiger Staubschutzmechanismus



MODELL **PTL-CL-LED** BESTELLNUMMER **P1001-600** **LED**

- LED-Kupplung

## PRESTO AQUA LUX

MODELL **PRESTO AQUA LUX (230 V)** BESTELLNUMMER **Y1001-151**

Inhalt

- PRESTO AQUA LUX Steuergerät
- PRESTO AQUA LUX Handstück
- PRL-CL-LED-Kupplung
- Turbinenschlauch für PRESTO AQUA LUX
- Fußschalter (AFC-40)
- Luftanschlussschlauch für PRESTO
- Wechselstromadapter
- Handstückablage

### Merkmale

- Nutzung des Wassers aus dem Tank sowie der Festwasserleitung möglich
- Einfaches Befüllen des Wassertanks



# PRESTO AQUA II

Schmierungsfreies Luftturbinen-Handstück mit Wasserkühlung



MODELL **PRA-HP**

BESTELLNUMMER **T816** **Ohne Licht**

- 320.000 min<sup>-1</sup>
- Kühlmittelspray
- Keine Schmierung erforderlich
- Um 360° frei drehbares Handstück
- Geräuscharm und vibrationsfrei
- Einzigartiger Staubschutzmechanismus



MODELL **QD-J B3**

BESTELLNUMMER **T354-051**

- PRESTO AQUA Kupplung

## PRESTO AQUA II

MODELL **PRESTO AQUA II** BESTELLNUMMER **Y150-023**

Inhalt

- PRESTO AQUA II Steuergerät
- PRESTO AQUA Handstück
- QD-J B3 Kupplung
- Turbinenschlauch für PRESTO AQUA II
- Fußschalter (AFC-40)
- Luftanschlusschlauch für PRESTO

Merkmale

- Nutzung des Wassers aus dem Tank sowie der Festwasserleitung möglich
- Einfaches Befüllen des Wassertanks



# PRESTO II

Schmierungsfreies Luftturbinen-Handstück



MODELL **PR-HP** BESTELLNUMMER **T815** **Ohne Licht**

- 320.000 min<sup>-1</sup>
- Keine Schmierung erforderlich
- Geräuscharm und vibrationsfrei
- Einzigartiger Staubschutzmechanismus

## PRESTO II

MODELL **PRESTO II** BESTELLNUMMER **Y150-022**

Inhalt

- PRESTO II Steuergerät
- PRESTO Handstück
- Fußschalter (AFC-40)
- Handstückablage
- Handstückschlauch für PRESTO
- Luftanschlusschlauch für PRESTO



## Ersatzteile PRESTO AQUA LUX

MODELL	PRODUKTE	BESTELLNUMMER
PRESTO AQUA LUX Steuergerät		Z1038-002
PRA-LUX-HP PRESTO AQUA LUX Handstück		T1002
Turbinenschlauch für PRESTO AQUA LUX		Z1039-001


MODELL	PRODUKTE	BESTELLNUMMER
PRL-CL-LED LED-Kupplung		P1001-600
PR-AQL03 PRESTO AQUA LUX Patrone		T1002-250
Handstückablage		Z095-206

MODELL	PRODUKTE	BESTELLNUMMER
Wechselstromadapter		U1044-001
PRESTO AQUA LUX Kabel (230 V)		U439-550






## Ersatzteile PRESTO AQUA II

MODELL	PRODUKTE	BESTELLNUMMER
PRESTO AQUA II Steuergerät		Z308-015
PRA-HP PRESTO AQUA Handstück		T816

MODELL	PRODUKTE	BESTELLNUMMER
Turbinenschlauch für PRESTO AQUA II		Z308-050
QD-J B3 Kupplung		T354-051

MODELL	PRODUKTE	BESTELLNUMMER
PR-AQL03 PRESTO AQUA Patrone		T816-016

## Ersatzteile PRESTO AQUA LUX / PRESTO AQUA II

MODELL	PRODUKTE	BESTELLNUMMER
AFC-40 Fußschalter		Z127
Spannzange		T815-019
Luftanschlussschlauch für PRESTO AQUA (2 m)		Z101-240
Wasserfilterset (Wasserschlauch x 2, Wasserfilter, Wasserfiltergehäuse)		U387-040
Wasserfilter mit Gehäuse		Y900-069

MODELL	PRODUKTE	BESTELLNUMMER
Wasserfiltereinsatz		U387-042
Schlauchringe (2 Stück)		Y900-077
PRA II Wassertank komplett		Z308-040
PRA II Wassertankdeckel		Z308-041
PRA II Wassertank		Z308-601

MODELL	PRODUKTE	BESTELLNUMMER
PRA II Wassertank-O-Ring-Set (Packung mit 2 St.)		Y900-327
Wandhalterung		Z308-060
Spannzangenschlüssel		C034-751

## Ersatzteile PRESTO II

MODELL	PRODUKTE	BESTELLNUMMER
PRESTO II Steuergerät		Z307-015
PRA-HP PRESTO Handstück (mit 2 m Schlauch)		T815
AFC-40 Fußschalter		Z127
Handstückablage		Z010-134

MODELL	PRODUKTE	BESTELLNUMMER
PR-03 PRESTO Patrone		T815-016
Spannzange		T815-019
Handstückschlauch für PRESTO (2 m)		T815-220
Luftanschlussschlauch für PRESTO (2 m)		Z101-240

MODELL	PRODUKTE	BESTELLNUMMER
LAB Spannschlüssel		H005-751
Spannzangenschlüssel		C034-751