


Zielgenaue Applikation




Miraject®


DIE Nr. 1 sind Sie
für Ihre Patienten!



Paste + Flüssigkeit



Paro + Endo



Endo

 **HENRY SCHEIN®**
DENTAL


 **HÄGER
WERKEN**

- ✓ Paste + Flüssigkeit
- ✓ Punktgenaues Applizieren
- ✓ Ø 0,3 mm - Ø 0,9 mm



Nr. 1	Ø 0,8 x 25 mm	21G	Miraject P (Carpule) Art.-Nr. 4586947
Nr. 2	Ø 0,9 x 32 mm	20G	Miraject P Super (Carpule) Art.-Nr. 8631186
Nr. 3	Ø 0,9 x 22 mm	20G	Miraject PL Super (Luer) Art.-Nr. 1461768
Nr. 4	Ø 0,3 x 40 mm	30G	Miraject Endo Luer Art.-Nr. 157925
Nr. 5	Ø 0,5 x 40 mm	25G	Miraject Endo Luer Art.-Nr. 4900721

Alle Miraject Applikationskanülen bieten einen gleichbleibenden Durchfluss trotz Biegung!



Miraject® - Unser Qualitätsversprechen an Sie!

- ✓ Parodontologie + Endodontie
- ✓ Seitlicher Ausgang,
kein Druck auf den Apex
- ✓ Ø 0,3 mm - Ø 0,8 mm


25,95 €



Paro + Endo

- ✓ Endodontie
- ✓ Zwei seitliche Ausgänge,
kein Druck auf den Apex
- ✓ Ø 0,3 mm - Ø 0,6 mm

25,95 €



Endo

- | | | | |
|--------|---------------|-----|--|
| Nr. 6 | Ø 0,8 x 25 mm | 21G | Miraject Endotec Luer
Art.-Nr. 5378414 |
| Nr. 7 | Ø 0,6 x 25 mm | 23G | Miraject Endotec Luer
Art.-Nr. 5378422 |
| Nr. 8 | Ø 0,5 x 25 mm | 25G | Miraject Endotec Luer
Art.-Nr. 5378430 |
| Nr. 9 | Ø 0,4 x 25 mm | 27G | Miraject Endotec Luer
Art.-Nr. 5378448 |
| Nr. 10 | Ø 0,3 x 25 mm | 30G | Miraject Endotec Luer
Art.-Nr. 213074 |

- | | | | |
|--------|---------------|-----|---|
| Nr. 11 | Ø 0,6 x 25 mm | 23G | Miraject Endotec Duo (Luer)
Art.-Nr. 412374 |
| Nr. 12 | Ø 0,5 x 25 mm | 25G | Miraject Endotec Duo (Luer)
Art.-Nr. 412375 |
| Nr. 13 | Ø 0,4 x 25 mm | 27G | Miraject Endotec Duo (Luer)
Art.-Nr. 409636 |
| Nr. 14 | Ø 0,3 x 25 mm | 30G | Miraject Endotec Duo (Luer)
Art.-Nr. 412376 |

Alle Miraject Kanülen sind

- ✓ steril verpackt
- ✓ farbcodiert (ISO-6009)



*Kaufen Sie
2 x Miraject Endotec
Luer + 1 x Happy
Morning Xylitol
für € 49,00!**

FreeFax: 08000-400044

FreeTel: 0800 - 1400044

Artikelbezeichnung

	VP-Einheit	Artikel-Nr.	Preis*	Anzahl
Nr. 1	Miraject P (Carpule), 0,8 x 25 mm 21G	4586947	13,40 €	
Nr. 2	Miraject P-Super (Carpule), 0,9 x 32 mm 20G	8631186	13,40 €	
Nr. 3	Miraject PL Super (Luer), 0,9 x 22 mm 20G	1461768	9,95 €	
Nr. 4	Miraject Endo Luer, 0,3 x 40 mm 30G	157925	8,70 €	
Nr. 5	Miraject Endo Luer, 0,5 x 40 mm 25G	4900721	8,70 €	
Nr. 6	Miraject Endotec Luer, 0,8 x 25 mm 21G	5378414	25,95 €	
Nr. 7	Miraject Endotec Luer, 0,6 x 25 mm 23G	5378422	25,95 €	
Nr. 8	Miraject Endotec Luer, 0,5 x 25 mm 25G	5378430	25,95 €	
Nr. 9	Miraject Endotec Luer, 0,4 x 25mm 27G	5378448	25,95 €	
Nr. 10	Miraject Endotec Luer, 0,3 x 25 mm 30G	213074	25,95 €	
Nr. 11	Miraject Endotec Duo (Luer), 0,6 x 25 mm 23G	412374	25,95 €	
Nr. 12	Miraject Endotec Duo (Luer), 0,5 x 25 mm 25G	412375	25,95 €	
Nr. 13	Miraject Endotec Duo (Luer), 0,4 x 25 mm 27G	409636	25,95 €	
Nr. 14	Miraject Endotec Duo (Luer), 0,3 x 25 mm 30G	412376	25,95 €	
Nr. 15	Happy Morning Xylitol	340893	9,90 €	

*zzgl. gesetzl. MwSt

** gültig bis zum 30.06.2016

Praxisstempel

Datum/Unterschrift:

HENRY SCHEIN®
DENTAL

Angebot solange der Vorrat reicht; gültig bis zum 30.06.2016. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen MwSt. Irrtümer vorbehalten.