

RETOMIX EASY

Vakuumrührgerät

Best.-Nr.: 10606



- Anrühren von Gipsen, Einbettmassen und Alginaten
- integrierte Vakuumpumpe startet automatisch bei Kontakt mit Becher
- regulierbares Vakuum
- einfache Bedienung
- manuelle Zeitschaltuhr
- leicht wechselbares Filtersystem schützt vor Verunreinigungen und Beschädigungen des Motors und der Vakuumpumpe
- Gerät wird für die Wandmontage geliefert
- für verschiedene Bechergößen
- Lieferung inkl. 400 ml Anrührbecher

RETOMIX MINI

Vakuumrührgerät

Best.-Nr.: 10607



- Anrühren von Gipsen, Einbettmassen und Alginaten
- sekundengenaue elektronische Zeitschaltuhr
- integrierte Vakuumpumpe startet automatisch bei Kontakt mit Becher
- stufenlose Drehzahlregulierung
- regulierbares Vakuum
- einfache Bedienung
- leicht wechselbares Filtersystem schützt vor Verunreinigungen und Beschädigungen des Motors und der Vakuumpumpe
- Gerät wird für die Wandmontage geliefert
- für verschiedene Bechergößen
- Lieferung inkl. 400 ml Anrührbecher

RETOMIX COMFORT

Vakuumrührgerät

Best.-Nr.: 10608



- Anrühren von Gipsen, Einbettmassen und Alginaten
- Bedienerfreundlichkeit durch elektronische Menüführung
- intervallgesteuertes Rührverfahren in 99 Programmen
- Drehzahl wird belastungsunabhängig gesteuert
- regulierbares Vakuum
- leicht wechselbares Filtersystem schützt vor Verunreinigungen und Beschädigungen des Motors und der integrierten Vakuumpumpe
- Gerät wird für die Wandmontage geliefert
- verschiedene Bechergößen lieferbar
- Lieferung inkl. 400 ml Anrührbecher

Technische Daten

Netzanschluss	230V/50–60 Hz
Aufnahmeleistung	420 W
Höhe	290 mm inkl. Ständer: 710 mm
Breite	155 mm inkl. Ständer: 220 mm
Tiefe	285 mm inkl. Ständer: 360 mm
Gewicht	8 kg inkl. Ständer: 15 kg
Drehzahl	fix 330 U / min.
Vakuum	max. 93 %
Gehäuse	Edelstahl

Netzanschluss	230V/50–60 Hz
Aufnahmeleistung	420 W
Höhe	290 mm inkl. Ständer: 710 mm
Breite	155 mm inkl. Ständer: 220 mm
Tiefe	285 mm inkl. Ständer: 360 mm
Gewicht	8 kg inkl. Ständer: 15 kg
Drehzahl	variabel 370–630 U / min.
Vakuum	max. 93 %
Gehäuse	Edelstahl

Netzanschluss	230V/50–60 Hz
Aufnahmeleistung	420 W
Höhe	290 mm inkl. Ständer: 710 mm
Breite	155 mm inkl. Ständer: 220 mm
Tiefe	285 mm inkl. Ständer: 360 mm
Gewicht	8 kg inkl. Ständer: 15 kg
Drehzahl	variabel 150–600 U / min.
Vakuum	max. 93 %
Gehäuse	Edelstahl

Empfehlung

Neben dem 400 ml-Rührbecher, den Sie inklusive erhalten, bieten wir auch weitere hochwertige Mischbecher ab einer Größe von 75 ml an – auch zum Anrühren von Alginaten.

Für einen sicheren Stand empfehlen wir außerdem für die Vakuumrührgeräte den Ständer aus Edelstahl und Granit.

