

**3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable**

Fließfähiges Komposit

# MEHR KONTROLLE UND KOMFORT: ECHT SPITZE, DIE SPRITZE!

3M™ Filtek™ Bulk Fill Fließfähiges Komposit ab jetzt im neuen Spritzendesign. Es hilft Ihnen Blasen im Material zu reduzieren und unnötigen Materialverwurf zu vermeiden. Und das Schönste ist: Dies alles gelingt jetzt auch mit geringerem Kraftaufwand und beinhaltet eine einzigartige Konsistenz durch Fließfähigkeit in Verbindung mit Standfestigkeit.

## Kaum Blasenbildung und Materialverwurf

Bessere Kontrolle bei der Applikation durch nahezu keine Blasen und Nachlaufen der Paste.

## Kein Raten mehr

Der grüne Bereich des Kolbens zeigt Ihnen, wie viel Material noch vorhanden ist. Wenn die Spritze leer ist, ist ausschließlich der weiße Bereich des Kolbens sichtbar.

## Einfach zu halten und zu applizieren

Die dreieckige Fingerplatte und der Kolben machen es Ihnen einfach, das Material zu applizieren.



## Biegsame Kanüle

Biegsame Kanüle für verbesserten Zugang ohne Abknicken.



## Wichtigste Vorteile

- Nahezu keine Blasen, kein Nachlaufen der Paste
- Biegsame Kanüle für verbesserten Zugang
- Ergonomisches Design für eine leichte Handhabung und Applikation
- Schnelle Applikation in einem Schritt bis zu einer Inkrementstärke von 4 mm
- Hervorragende Adaption und geringer Schrumpfstress

## Erwärmbar für ein erweitertes Indikationsspektrum, z.B. der Injection Molding-Technik

Kann eine Stunde lang bis zu 25-mal auf 70 °C erwärmt werden.



## Anwendungsgebiete

(Inkrement bis zu 4 mm)



## Seitenzahnrestauration leicht gemacht



Zahn vorbereiten und ein Adhäsiv, z. B. 3M™ Scotchbond™ Adhäsiv, applizieren.



Bis zu 4 mm 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fließfähiges Komposit in die präparierte Kavität einbringen und lichthärten, z. B. mit dem 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Polymerisationsgerät.



Mindestens eine 2 mm dicke Deckschicht eines ästhetischen Komposits, z. B. 3M™ Filtek™ Universal Komposit, auftragen und lichthärten.

Klinische Fotos mit freundlicher Genehmigung von Dr. Reich, Seefeld, Deutschland

## Bestellinformationen



### 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fließfähiges Komposit Refills

Refill Spritzen beinhalten:

2 Spritzen à 2g; 20 Applikationskanülen.

FARBE	ART.-NR.
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

ART.-NR.	PRODUKTINFORMATION
3740T	20 Applikationskanülen



<sup>1</sup> Einschließlich kleiner, nicht okklusionstragender Restaurationen.

<sup>2</sup> Reparatur provisorischer Materialien auf Kunstharz- und Akrylatbasis.

<sup>3</sup> Wenn zumindest die Hälfte der Zahnschicht des Stumpfes vorhanden ist, um die strukturelle Unterstützung der Krone zu gewährleisten.



3M Deutschland GmbH  
ESPE Platz · 82229 Seefeld

Freecall: 0800-2753773  
Freefax: 0800-3293773  
E-Mail: info3mespe@mmm.com  
Webseite: 3m.de/dental

3M (Schweiz) GmbH  
Eggstr. 91 · CH-8803 Rüschlikon

Fax: (044) 724 94 80  
E-Mail: 3mespech@mmm.com  
Webseite: 3mschweiz.ch/dental

3M Österreich GmbH  
Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien

Tel.: (01) 86 686 434  
Fax: (01) 86 686 330  
E-Mail: dental-at@mmm.com  
Webseite: 3maustria.at/dental