

Die Krönung der Detailgenauigkeit



Eines der schnellsten A-Silikone

AFFINIS fast mit einer Gesamt-Abbindezeit von maximal 2:10 min bietet verkürzbare Verarbeitungszeiten und somit höchste Effizienz und Zeitersparnis.



Präzise Detailabformung auch unter schwersten Bedingungen

Das hochaktive Tensidsystem zeichnet sich durch hervorragende Oberflächenaffinität in feuchtem Milieu aus.



Für Sicherheit während der Abformung

Selbstkonturierende Konsistenz verhindert Blasen und Pressfahnen.























Einfache Erfolgskontrolle








AFFINIS PRECIOUS Korrekturmaterialien mit eindrucksvoller Gold- und Silberpigmentierung für ausgezeichnete Lesbarkeit und Detailwiedergabe.



AFFINIS® Familie

Abformmaterial								
Art. Nr.	Produkt	Konsistenz	Max. Verarbeitungszeit	Mundverweildauer	Gesamte Abbindezeit	Manuelle Anmischung	System 50/75	System 360
6501	light body		01:00	02:00	03:00		50ml ●	
6601	light body fast		00:50	01:20	02:10		50ml ●	
6511	regular body		01:00	02:00	03:00		50ml ●	
6611	regular body fast		00:50	01:20	02:10		50ml ●	
6775	PRECIOUS light body		01:00	02:20	03:20		50ml ●	
6776	PRECIOUS regular body		01:00	02:20	03:20		50ml ●	
6547	MonoBody		01:00	02:30	03:30		75ml ●	
6482			01:00	02:30	03:30			380ml ●
6520	heavy body		01:00	02:00	03:00		75ml ●	
6487			01:00	02:00	03:00			380ml ●
6620	heavy body fast		00:50	01:20	02:10		75ml ●	
60019554	Black Edition (heavy body)		01:00	02:20	03:20		75ml ●	
60019776			01:00	02:20	03:20			380ml ●
6535	putty super soft		01:05	02:00	03:05	600ml		
6530	putty soft		01:10	02:00	03:10	600ml		
6531	putty soft fast		01:05	01:50	02:55	600ml		
6472	putty		01:00		04:30			380ml ●

Zubehör

Art. Nr.	Produkt		Stk.
60019663	Universal Mixing Tip		40
60019694	(12x ●)		100
6552	Mixing Tip Turquoise (8x ●)		40
6555	Oral Tips Yellow		100
6162	Dynamic Mixing Tips Yellow (1x ●)		40
6163	Fixation Ring		1

© COLTENE – www.coltene.com



Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
 Raiffeisenstraße 30
 89129 Langenau / Germany
 T +49 7345 805 0
 F +49 7345 805 201
 info.de@coltene.com

Coltene/Whaledent AG
 Feldwiesenstrasse 20
 9450 Altstätten/Switzerland
 T +41 71 757 5300
 F +41 71 757 5301
 info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.
 235 Ascot Parkway
 Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
 T +1 330 916 8800
 F +1 330 916 7077
 info.us@coltene.com

 **COLTENE**