

Abformlösungen

Pentamix™ Lite

Automatisches Mischgerät



Die neue Leichtigkeit
des Mischens

3M ESPE

Einschalten und schneller mitmischen – Pentamix™ Lite Automatisches Mischgerät

Wegbereiter für erfolgreiche Abformlösungen.

20
JAHRE
PENTAMIX

Seit Einführung der ersten Abformmaterialien vor über 40 Jahren hat 3M ESPE sein Portfolio in der Abformtechnologie stetig verbessert und erweitert. Heute bieten wir Ihnen sowohl eine Vielzahl an leistungsstarken Polyether- und Vinyl Polysiloxan-Abformmaterialien (VPS), schnelle und benutzerfreundliche Mischgeräte sowie weitere Abformprodukte und -zubehör als auch digitale Abformlösungen. Zahlreiche Pentamix™ Auszeichnungen der Fachpresse und das positive Feedback unserer Kunden bestätigen: Mit 3M ESPE Produkten erstellen Sie zuverlässige Präzisionsabformungen für perfekt sitzende Restaurationen – schnell, blasenfrei und produktiv. Lassen auch Sie sich begeistern!

Automatisch Anmischen ...

Immer mehr Zahnärzte weltweit bevorzugen das automatische Mischen von Abformmaterialien gegenüber dem Mischen per Hand oder per Dispenser. Jetzt erweitert 3M ESPE sein Angebot an Pentamix™ Systemen mit einem lang erwarteten tragbaren Mischgerät: das neue Pentamix™ Lite – entwickelt und hergestellt in Deutschland.

... und Vorteile genießen.

HOMOGENE UND BLASENFREIE MISCHERGEBNISSE –
für gleichbleibende Qualität und präzise Abformungen.

SCHNELL UND ZEITSPAREND – auf Knopfdruck.

ÖKONOMISCHE – exakte Dosierung des benötigten Materials.

**SAUBERE UND HYGIENISCHE DIREKTBEFÜLLUNG VON LÖFFEL
UND SPRITZE –** kein Risiko von Kreuzkontaminationen.

EFFIZIENTERER ARBEITSABLAUF – für höhere Produktivität.

SCHALTEN SIE UM AUF AUTOMATIK

... für mehr Produktivität im Praxisalltag.

Auf Knopfdruck einsatzbereit.




Schieben Sie die Pentamix™ Schlauchbeutel mit Ihrem bevorzugten 3M ESPE Abformmaterial in die Pentamix Lite Kartusche. Legen Sie die Kartusche in den Pentamix™ Lite und stecken Sie eine Pentamix™ Mischkanüle rot auf. Drücken Sie den grünen Startknopf und schon beginnt das Gerät mit dem Misch- und Dosiervorgang. Füllen Sie den Abformlöffel oder die Spritze mit dem homogen gemischten Abformmaterial direkt aus dem Gerät.

START!

Pentamix™ Lite – das neue Mischgerät zum Mitnehmen


Der handliche Durchstarter – für alle, die es einfach wollen.

Dank seines einzigartigen Schwenkmechanismus präsentiert sich das Pentamix™ Lite Automatische Mischgerät als kleines Raumwunder: In der aufrechten Standby-Position macht es sich besonders schlank und kann platzsparend verstaut werden. Um es zurück in seine Arbeitsposition zu drehen, ist nur ein kleiner Handgriff nötig. Dank des geringen Gewichts und dem ergonomischen Handgriff kann das Gerät bei Bedarf ganz unkompliziert von einem Behandlungsraum zum nächsten transportiert werden. Einfach einstecken, einschalten und losmischen!



KOMPAKTES DESIGN

Spart wertvollen Platz durch eine aufrechte Standby-Position.



STARTKLAR MIT NUR EINEM DREH

Schnelle und intuitive Handhabung: Gerät in Arbeitsposition schwenken.



+++ Hohe Stabilität! Wurde für mindestens 10.000 Putty-Anwendungen getestet! +++

Penta™ Mischkanüle rot – geeignet für alle Pentamix™ Geräte

- Verbesserte Geometrie, um das Einsetzen in alle Pentamix™ Geräte zu erleichtern
- Graue Verschlussdeckel für erhöhte Sichtbarkeit beim Einsetzen
- Neue Authentifizierungs-Aufkleber auf der Verpackung stellen sicher, dass Sie das Original verwenden



EINFACHE UND SAUBERE BEDIENUNG

Den grünen Startknopf drücken
und gewünschte Menge
direkt in den Löffel
oder die Spritze füllen.



HANDLICHES DESIGN

Dank des geringen Gewichts
und dem integrierten Handgriff
lässt sich das Gerät
überall hin mitnehmen.



+++ **Hohe Stabilität!** Wurde für mindestens 10.000 Putty-Anwendungen getestet! +++

3M ESPE Abformmaterialien – da mischen die Besten mit

Kombinieren Sie die Power des neuen, tragbaren Pentamix™ Lite Automatischen Mischgeräts mit den erstklassigen Imprint™ 4 A-Silikon- und Impregum™ Polyether Abformmaterialien und Sie erhalten die perfekte Mischung aus Präzision und Genauigkeit. Geeignet für alle Viskositäten – von Putty Materialien bis zu dünnfließenden Materialien.

Imprint™ 4 Vinyl Polysiloxan Abformmaterial.

KÜRZESTE MUNDVERWEILDAUER IM MARKTVERGLEICH. Diese erreicht es durch die exklusiv von 3M ESPE entwickelte aktive Selbsterwärmung, bei der sich das Material nach der Verarbeitungszeit schnell aktiv auf Körpertemperatur erwärmt und so den Abbindevorgang im Mund beschleunigt. So reduzieren Sie spürbar Behandlungsdauer und Stress für Ihre Patienten – ohne die gewohnte Verarbeitungszeit zu beeinträchtigen.

EINZIGARTIGE SUPER-HYDROPHILIE FÜR HOCHPRÄZISE ABFORMUNGEN.

Dank des extrem hydrophilen Verhaltens verdrängt Imprint™ 4 VPS-Abformmaterial Feuchtigkeit bereits im ungebundenen Zustand. Durch optimales Anfließen im Mund erfasst es selbst feinste Details.

IMPRINT 4 VPS ABFORMMATERIAL wurde speziell für Pentamix™ Automatische Mischgeräte entwickelt, um Ihnen höchste Effektivität im Praxisalltag zu gewährleisten. Das Abformmaterial eignet sich für alle Präzisionsabformungen (Kronen-, Brücken-, Inlay-/Onlay- und Implantat-Abformungen) sowie kieferorthopädischen Abformungen in der Korrektur- und Doppelmischtechnik.

**OPTIMALER
ABFORMPROZESS MIT
PENTAMIX™ LITE ...**





**PERFEKTE
ZUSAMMENARBEIT!**

DAS PENTAMIX™ LITE SYSTEM BRINGT

- KONTROLLE • PRÄZISION
- KOMFORT

IN IHREN ABFORMPROZESS.



Impregum™ Polyether Abformmaterial.

ALS SYNONYM FÜR ERSTKLASSIGE ABFORMPRÄZISION stehen Impregum™ Penta™ Polyether Abformmaterialien für höchste Qualität, detailgetreue Abformungen und perfekt sitzende Restaurationen für Implantat-Abformungen und andere Fälle, in denen exzellente Ergebnisse gefragt sind. So reduziert es kostenaufwändiges Nacharbeiten, zeitintensive Anpassungen oder wiederholtes Abformen auf ein Minimum.

MIT KONKURRENZLOSEN PRODUKTVORTEILEN wie hervorragender initialer Hydrophilie, exzellentem Anfließen für höchste Detailwiedergabe sowie dem einzigartigen Snap-Set-Abbindeverhalten für stressfreies Arbeiten ist und bleibt Impregum™ Polyether Abformmaterial bisher unübertroffen und das seit 1965.

... UND 3M ESPE
ABFORMMATERIALIEN



Pentamix™ Lite Automatisches Mischgerät: die perfekte Mischung.

Das tragbare Leichtgewicht **Pentamix™ Lite Automatisches Mischgerät** ergänzt das 3M ESPE Angebot an automatischen Mischgeräten mit komfortabler Mischgeschwindigkeit.



Bestellinformation

Art.-Nr.	Produktinformation
PENTAMIX™ LITE AUTOMATISCHES MISCHGERÄT & ZUBEHÖR	
77903	Pentamix™ Lite Automatisches Mischgerät – 230 V 50 Hz INT 1 Pentamix™ Lite – 230 V 50 Hz INT, 1 leere Kartusche für alle 3M ESPE Abformmaterialien im Schlauchbeutel, Gebrauchsanweisung
77906	Pentamix™ Lite Automatisches Mischgerät – 230 V 50 Hz CH 1 Pentamix™ Lite – 230 V 50 Hz CH, 1 leere Kartusche für alle 3M ESPE Abformmaterialien im Schlauchbeutel, Gebrauchsanweisung
77944	Pentamix™ Lite Kartusche 1 leere Kartusche für alle 3M ESPE Abformmaterialien im Schlauchbeutel, Gebrauchsanweisung
77949	Penta™ Mischkanülen rot 50 Mischkanülen
71210	1 Penta™ Elastomerspritze komplett, 5 Ersatzdüsen, 4 Austauschspritzenkörper, 1 Reinigungsbürste
IMPRINT™ 4 REFILLS – LÖFFELMATERIALIEN	
71486	Imprint™ 4 Penta™ Putty 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
71484	Imprint™ 4 Penta™ Heavy 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
71485	Imprint™ 4 Penta™ Super Quick Heavy 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
IMPRINT™ 4 REFILLS – UMSPRITZMATERIALIEN	
71491	Imprint™ 4 Super Quick Ultra-Light 4 Imprint™ 4 Super Quick Ultra-Light Kartuschen à 50 ml, 5 Garant™ Mischkanülen gelb, 5 3M™ ESPE™ Intra-Orale Einwegspritzen grün
71488	Imprint™ 4 Light 4 Imprint™ 4 Light Kartuschen à 50 ml, 5 Garant™ Mischkanülen gelb, 5 3M™ ESPE™ Intra-Orale Einwegspritzen grün

Art.-Nr.	Produktinformation
71490	Imprint™ 4 Super Quick Light 4 Imprint™ 4 Super Quick Light Kartuschen à 50 ml, 5 Garant™ Mischkanülen gelb, 5 3M™ ESPE™ Intra-Orale Einwegspritzen grün
71487	Imprint™ 4 Regular 4 Imprint™ 4 Regular Kartuschen à 50 ml, 5 Garant™ Mischkanülen gelb, 5 3M™ ESPE™ Intra-Orale Einwegspritzen grün
71489	Imprint™ 4 Super Quick Regular 4 Imprint™ 4 Super Quick Regular Kartuschen à 50 ml, 5 Garant™ Mischkanülen gelb, 5 3M™ ESPE™ Intra-Orale Einwegspritzen grün
IMPREGUM™ REFILLS – LÖFFELMATERIALIEN	
31644	Impregum™ Penta™ 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31730	Impregum™ Penta™ Soft 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31764	Impregum™ Penta™ Soft Quick 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31740	Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31768	Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31745	Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ 1 Basispaste 300 ml, 1 Katalysator 60 ml
IMPREGUM™ REFILLS – UMSPRITZMATERIALIEN	
31751	Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ 4 Garant™ Kartuschen à 50 ml, 10 Garant™ Mischkanülen weiß, 5 Einwegspritzen
31766	Impregum™ L DuoSoft™ Quick 4 Garant™ Kartuschen à 50 ml, 10 Garant™ Mischkanülen weiß, 5 Einwegspritzen



3M ESPE

3M Deutschland GmbH
Standort Seefeld
3M ESPE · ESPE Platz
82229 Seefeld
Freecall: 0800 - 2 75 37 73
Freefax: 0800 - 3 29 37 73
info3mespe@mmm.com
www.3MESPE.de

3M (Schweiz) AG
3M ESPE Dental Products
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüschlikon
Telefon: (044) 724 93 31
Telefax: (044) 724 92 38
3mespech@mmm.com
www.3MESPE.ch

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: (01) 86 686 434
Telefax: (01) 86 686 330
dental-at@mmm.com
www.3MESPE.at

3M, ESPE, DuoSoft, Garant, Impregum, Imprint, Penta und Pentamix sind Marken von 3M Company oder 3M Deutschland GmbH.

Alle anderen Marken gehören anderen Unternehmen.

© 2013, 3M. Alle Rechte vorbehalten.