



RAYPEX[®] 6
Apexlokator

Längenbestimmung
mit nutzerfreundlichem
Interface



RAYPEX® 6 Apexlokator

Bessere Vorhersagbarkeit der endodontischen Ergebnisse durch elektronische Längenbestimmung.




Intuitive Handhabung

- Farb-Touchscreen
- Klare akustische und visuelle Signale
- Einfache Bedienung


Nützliche Funktionen, die mehr Vertrauen bei Patient und Zahnarzt schaffen



PLUG 'n CHECK: automatisierte Funktionskontrolle von Gerät und Kabeln



DEMO-Modus: zur einfachen Aufklärung des Patienten



DR'S CHOICE: einfache Einstellung einer optionalen Apikal-Linie für eine frühzeitige akustische Rückmeldung

Praktisches Design

- Taschenformat für maximale Mobilität
- Platzsparendes Tischgerät
- Klappbares Display – zum Schutz, wenn nicht in Gebrauch



Lange Akkulaufzeit

RAYPEX® 6 wird mit einer wiederaufladbaren Nickel-Metallhydrid-Batterie (NiMH-Akku) betrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren bevorzugten Vertriebshändler oder besuchen Sie uns auf www.vdw-dental.com.

VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15
81737 München
Tel +49 (0) 89 62734-0
Fax +49 (0) 89 62734-304
info@vdw-dental.com

