

# PIEZON<sup>®</sup> 250

→ NEUE PIEZON<sup>®</sup> DESIGN-LINIE

ORIGINAL  
METHODE  
PIEZON<sup>®</sup>




**EMS<sup>+</sup>**  
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

## PUNKT FÜR PUNKT KOMFORTABEL

- 1 Original Piezon® Technologie
- 2 Ein-Finger-Leistungsregelung
- 3 Sanfter Perio-Leistungsbereich
- 4 LED-Anzeige der Leistungsstufe
- 5 Hochpräziser Flüssigkeitsregler
- 6 Original Piezon® LED Handstück
- 7 Original EMS Swiss Instruments™ in CombiTorque®
- 8 350 ml- und 500 ml-Flaschen zum einfachen Aufstecken
- 9 Handstückschlauch mit praktischer Steckkupplung
- 10 Quick-Clip-Abdeckung der Peristaltikpumpe

# 1:1

> Das ultrakompakte Piezon® 250 –  
autonom auf nur 150 x 215 mm



# ORIGINAL PIEZON® → DER 250

## DESIGNED ZUR INTUITIVEN BEDIENUNG

### EIN-FINGER-LEISTUNGSREGELUNG

- > Großer ergonomischer Leistungsregler für einfache und präzise Leistungseinstellung
- > 35 LED-indizierte Leistungsstufen, einschließlich Ein/Aus

### 20-SEKUNDEN LED-TIMER

- > 6 LED leuchten noch 20 Sekunden nach Lösen des Fusspedals – ohne Instrumentenbewegungen oder Spülung
- > Starke LED mit Tageslicht-Qualität unterstützen die Diagnose

### MAXIMALER ANWENDER- UND PATIENTENKOMFORT

- > Original Methode Piezon® für außergewöhnliche Qualität und Langlebigkeit
- > Neues Ultraschall-Elektronik-Modul für mehr Effizienz bei der Zahnsteinentfernung
- > High-end Leistung und maximale Sicherheit in jeder klinischen Situation
- > Unmittelbare Anpassung der Instrumentenschwingung für sanfte Behandlung und ultimativen Patientenkomfort
- > Besonders niedriger Geräuschpegel

- > EMS Swiss Instrument PS mit Piezon® LED Handstück



**ORIGINAL  
VOM  
ERFINDER**

© EMS SA FA-433/DE Edition 01/2013

# HOHE EFFIZIENZ, KONTROLLIERTE SCHWINGUNGEN UND ECHTZEIT-LEISTUNGS- ANPASSUNG → ALLES ABGESTIMMT




Fotos: P. Schmage, Y. Schultz, U. Platzer, S. Maisch, I. Nergiz, Universität Hamburg

## ORIGINAL METHODE PIEZON® →

### BEWÄHRT UND ERFOLGREICH

- > Absolut lineares Schwingungsverhalten
- > Permanente Feedback-Kontrolle und Echtzeit-Leistungsregelung für maximale Sicherheit und Effizienz
- > Premium-Qualität und exklusive Oberflächenbehandlung aller EMS Swiss Instruments<sup>PM</sup>



## PIEZON® 150 UND 250 MIT LED\*

- > Multifunktional - von Scaling und Perio bis zu sicherer Endo- und restaurativer Behandlung
- > Komplett mit Original Piezon® LED Handstück, 2-Stufen-360° Fusschalter und 3 EMS Swiss Instruments<sup>PM</sup> A, P, PS, jeweils in CombiTorque®
- > Piezon® 250 mit autonomer Wasserversorgung, Piezon® 150 mit permanentem Wasseranschluss und externem Wasserfilter zur besseren Infektionskontrolle

\* Optional ohne LED



# EMS-SWISSQUALITY.COM

Weitere Informationen unter [welcome@ems-ch.com](mailto:welcome@ems-ch.com)