

General Communication

Die Henry Schein Services GmbH bestätigt hiermit, dass die EuroGauze Mulltupfer unsteril (siehe Produktliste unten) aus gebleichtem und gereinigtem, saugfähigem Baumwollgewebe in Leinwandbindung nach DIN 14 079 hergestellt und für den Sterilisationsvorgang mittels Wasserdampf, Gas oder Strahlensterilisation geeignet sind. Dabei ist bei der Verpackung der Tupfer auf möglichst geringe Kontamination zu achten.

Für das Baumwollgewebe kann folgendes Verfahren angewandt werden:
Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsvorsorge – Feuchte Hitze,
DIN EN ISO 17665 – 1:2006

Temperatur	134°C
Haltezeit	5 Min
Verfahren	mit Sattedampf
Vorvakuum	Fraktioniertes Vorvakuum

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

HS EuroGauze Mulltupfer unsteril 6 x 9mm Haselnuss	Art.-Nr.: 9008739
HS EuroGauze Mulltupfer unsteril 15 x 15mm Walnuss	Art.-Nr.: 9008740
HS EuroGauze Mulltupfer unsteril 20 x 20mm Pflaume	Art.-Nr.: 9008741
HS EuroGauze Mulltupfer unsteril 25 x 25mm Ei	Art.-Nr.: 9008742
HS EuroGauze Mulltupfer unsteril 30 x 30mm Größe: L	Art.-Nr.: 9008743
HS EuroGauze Mulltupfer unsteril 30 x 40mm Größe: XL	Art.-Nr.: 9008744