




SOOO BRUCHFEST  
IST **VISALYS**<sup>®</sup> TEMP

PROVISORIUM



**KETTENBACHDENTAL**

Simply intelligent

# VISALYS® TEMP – GERADEZU BRILLANT

## Temporäres Kronen- und Brückenmaterial

Visalys® Temp – für die Herstellung von temporären Kronen, Teilkronen, Brücken, Inlays, Onlays und Veneers.

AUSSERGEWÖHNLICH BRUCHFEST

AUCH VERWENDBAR  
ALS LANGZEITPROVISORIUM

HOCHGLANZPOLIERBAR

LEICHTE & PRÄZISE AUSARBEITUNG



FREI VON BISPHENOL A




Von den Experten  
„The Dental Advisor“  
ausgezeichnet



# VISALYS® TEMP – ENORM SCHLAGFERTIG

## Hohe Schlagfestigkeit



Messungen der Universität Erlangen, in Anlehnung an DIN EN ISO 179, DIN 53453

Eine hohe Schlagfestigkeit senkt das Risiko, dass ein Provisorium im Mund bei hoher oder plötzlicher Kaubelastung bricht.

## Verarbeitungs- und Abbindezeiten



### Hinweis:

Die Verarbeitungszeiten gelten für Produkte, die bei einer Temperatur von 23 °C / 74 °F und 50 % rel. Luftfeuchte gelagert und verarbeitet werden. Höhere Temperaturen verkürzen und niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten.

# VISALYS® TEMP – DAS SORTIMENT

## Visalys® Temp

<b>Normal pack</b>	A1	50-ml-Kartusche, 15 x Mischkanülen blau-orange
	A2	
	A3	
<b>Bonus pack</b>	A2	5 x 50-ml-Kartusche, 15 x Mischkanülen blau-orange
	A3	



Kettenbach GmbH & Co. KG  
Im Heerfeld 7  
35713 Eschenburg · Germany  
Telefon +49 (0)2774 7050  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.de

  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent

012733\_2819

