

sidekick™



sidekick™
Schärftechnik

Hu-Friedy®

FIRST BECAUSE WE LAST.

sidekick™

Die Innovation
in der Schärftechnik!



Hu-Friedy®

FIRST BECAUSE WE LAST.

Manufacturer: Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.
3232 N. Rockwell Street · Chicago, IL 60618 · USA

EC Representative: Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.,
Zweigniederlassung Deutschland
Rudolf-Diesel-Straße 8 · D-69181 Leimen
Tel. +49 (0) 62 24 / 97 00-0 · Fax 97 00-97
E-Mail: info@hu-friedy.de · www.hu-friedy.de

HF-DSID02/05/15.000

Wir stellen vor: sidekick™

So einfach. So clever.


Der Hu-Friedy Sidekick macht das regelmäßige Schärfen von Scalern und Küretten schnell und einfach. Dieses bedienungsfreundliche Gerät ermöglicht Ihnen beim Schärfen Ihrer Instrumente immer optimale Ergebnisse.



Einfach clever dieser sidekick™

Zuverlässige Ergebnisse.

Der Hu-Friedy Sidekick ist das einzige elektrische Schärfgerät, das durch das einfache Anlegen der Instrumente an Führungsschiene und Anschlag den richtigen Winkel zum Schärfen der Instrumente gewährleistet. Die Instrumentenführung garantiert ein fast müheloses Einstellen des erforderlichen Schärfwinkels von Scalern und Küretten für nachhaltige Ergebnisse. Regelmäßiges und sachgemäßes Instrumentenschärfen erhöht zudem die Lebensdauer Ihrer Instrumente.



1. Für Universalscaler und Küretten



2. Für die Kürettenspitze (Rundung)



3. Für Gracey Küretten

Der Sidekick ist immer griffbereit.

Schnurlos - Handlich - Kompakt!

Sidekick lässt sich überall unterbringen und nimmt kaum Platz ein - hervorragend zum täglichen Gebrauch in der Praxis.

Schärfen kann so schnell und so einfach sein! Mit Sidekick können Sie Ihre Instrumente schärfen wann und wo immer Sie wollen.

Sidekick Bestellinformation

Sidekick Schärf-Set: SDKKIT

Ein Sidekick Gerät, ein Benutzerhandbuch mit CD-ROM, ein keramischer Schleifstein, ein Kunststoff-Teststäbchen, eine Vergrößerungsfolie und 2 AA Batterien.

Ersatzteile und Zubehör

Sidekick Justierschraube	SDKGPSCREW
Sidekick Führungsplatte	SDKGPLATE
Sidekick Keramischer Stein	SDKSTONEC
Sidekick Arkansas Stein	SDKSTONEA
Schleiföl Sharpen-EZ™	SSO
Kunststoff-Teststäbchen	PTS
Vergrößerungsfolie	LENS



Der Sidekick wurde eigens für das regelmäßige Schärfen von Scalern und Küretten entworfen. Für besonders stumpfe Instrumente wird das Schärfen durch Fachpersonal empfohlen.

Setzen Sie sich bei Fragen zu Sidekick oder Sidekick Zubehör/ Ersatzteilen mit Ihrem Dental Depot oder Hu-Friedy Deutschland in Verbindung .