




SOOO PRÄZISE  
IST **PANASIL**®

**PRÄZISIONSABFORMUNG**



**KETTENBACHDENTAL**

Simply intelligent

# PRÄZISION OHNE KOMPROMISSE

## Präzisionsabformmaterial (A-Silikon)

In der **Panasil**<sup>®</sup> Produktfamilie finden Sie perfekt aufeinander abgestimmte, innovative Materialien für alle Abformtechniken und Indikationen.



### ABFORMTECHNIK

- **Korrekturabformung**
- **Doppelmischabformung**
- Monophasenabformung
- Sandwichabformung
- Fixationsabformung
- Überabformung
- Funktionsabformung
- Unterfütterungsabformung

### AUSGEZEICHNETE HYDROPHILIE



- **Panasil**<sup>®</sup> **überwindet** bei direktem Kontakt mit der Zahnoberfläche sofort jegliche **Restfeuchtigkeit** und sichert ein präzises Ergebnis.



- **Panasil**<sup>®</sup> gewährleistet zeichnungs-scharfe Präparationsgrenzen auch in **Extremsituationen**, wie z. B. bei erschwerter Blutstillung.



# FÜR JEDE TECHNIK UND JEDE INDIKATION

## KORREKTURABFORMUNG

### Panasil® binetics Putty Fast

**Drücken statt kneten –**

Genießen Sie die Vorteile eines echten Putty-Materials in der Großkartusche.

- Sparsam
- Einfach und hygienisch
- Leicht zu beschneiden



### Panasil® initial contact

**Überzeugend hydrophil –**

Erzielen Sie besonders präzise,  
dimensionsgetreue Ergebnisse.


## DOPPELMISCHABFORMUNG

### Panasil® tray Soft Heavy

**Standfest ohne Wenn und Aber –**

Profitieren Sie von einem überzeugenden Heavy-Material.

- Standfest
- Komfortabel und einfach
- Leicht zu entnehmen




- Hervorragend fließfähig und hoch thixotrop
  - fließt in enge Spalträume und tropft nicht vom Zahn
- Drei Viskositäten für jede Situation
  - sehr dünnfließend (X-Light), dünnfließend (Light), mittelfließend (Regular)

# HERVORRAGEND HYDROPHIL AB SEKUNDE 1

## Kontaktwinkelmessung

(Parameter für die Hydrophilie eines Materials)

**Je flacher der Tropfen,  
desto ausgeprägter die Hydrophilie des Materials**



**Panasil® initial contact** zeigt ein extrem schnelles Spreiten des Wassertropfens und erreicht im Wettbewerbsvergleich den niedrigsten Kontaktwinkel nach 3 Sekunden.

# PANASIL® – DAS SORTIMENT

Panasil®			
	<b>Panasil® Putty</b>	<b>Panasil® Putty Soft</b>	<b>Panasil® Putty Fast</b>
<b>PUTTY</b>	<b>Normal pack</b>	450 ml Base paste, 450 ml Catalyst paste, 2 Dosierlöffel	
	<b>Economy pack</b>	4 x 450 ml Base paste, 4 x 450 ml Catalyst paste, 2 Dosierlöffel	
		<b>Panasil® binetics Putty Soft</b>	<b>Panasil® binetics Putty Fast</b>
	<b>Intro pack</b>	380-ml-Kartusche, 10 Dynamische Mischer	
	<b>Refill pack</b>	2 x 380-ml-Kartusche	
	<b>Panasil® tray Soft Heavy</b>	<b>Panasil® tray Fast Heavy</b>	
<b>HEAVY</b>	<b>Intro pack</b>	380-ml-Kartusche, 10 Dynamische Mischer	
	<b>Refill pack</b>	2 x 380-ml-Kartusche	
	<b>Panasil® monophase Medium</b>		
<b>MEDIUM</b>	<b>Intro pack</b>	380-ml-Kartusche, 10 Dynamische Mischer	
	<b>Refill pack</b>	2 x 380-ml-Kartusche	
	<b>Normal pack</b>	2 x 50-ml-Kartusche, 6 Mischkanülen grün	
	<b>Panasil® initial contact X-Light</b>	<b>Panasil® initial contact Light</b>	<b>Panasil® initial contact Regular</b>
<b>LIGHT</b>	<b>Normal pack</b>	2 x 50-ml-Kartusche, 8 Mischkanülen gelb	2 x 50-ml-Kartusche, 6 Mischkanülen grün
	<b>Bonus pack</b>	10 x 50-ml-Kartusche, 40 Mischkanülen gelb	-
		<b>Panasil® contact plus X-Light</b>	<b>Panasil® contact two in one Light</b>
	<b>Normal pack</b>	2 x 50-ml-Kartusche, 8 Mischkanülen gelb	2 x 50-ml-Kartusche, 6 Mischkanülen grün