



# Proxeo von W&H und das System Young – die kompakte Lösung für die perfekte Zahnprophylaxe.



## Das Young Hygiene Plus.


Das Young Einwegwinkelstück wird einfach auf das Proxeo Handstück aufgesetzt. Nach der Anwendung wird das ganze Young Winkelstück entfernt.

»Petite«:

die kurzen Kelche – nur 7 mm lang.

## System Young.

Die einzigartige Triple Seal Dichtung verhindert das Eindringen auch kleinster Schleifpartikel in das Instrument. Und der Wechsel der Kelche und Bürsten erfolgt sekundenschnell.



WP-64 M Proxeo-Winkelstück 4:1 für Young Screw-in Kelche und Bürsten, mit Gegenhalter [Art.-Nr. 10216403]


HP-44 M Proxeo-Handstück 4:1 für Young Einweg-Winkelstücke mit Kunststoffschacht, System Doriot [Art.-Nr. 10114403]



Professionelle Zahnreinigung ist die wirksamste Methode, um Ihren Kunden ein strahlendes Lächeln zu verpassen. W&H bietet mit Proxeo eine kompakte, einfach zu handhabende Lösung, die es Ihnen noch leichter machen wird, Ihre Patienten zufrieden zu stellen.

proxeo

Seit Jahrzehnten ist Young Dental Marktführer bei Prophy Einweg-Winkelstücken, Prophy Kelchen und Bürsten. Weltweit verlassen sich Dental-Profis auf die Qualität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Young Produkte.



## Kelche »LONG« »Die Traditonellen«

**LONG**  
10,3 mm

### Traditional Web™ Cup

144 Stk.	720 Stk.	
YD051101	YD051105	weich, grau, schraubbar
YD051301	YD051305	hart, weiß, schraubbar



### Traditional Web™ LF Cup

144 Stk.		
YD054101		weich, lila, schraubbar
YD054201		hart, blau, schraubbar
YD051801		weich, lila, aufsteckbar (snap-on)
YD051201		hart, blau, aufsteckbar (snap-on)



### Turbo™ Cup

144 Stk.	720 Stk.	
YD052101	YD052105	weich, grau, schraubbar
YD052301	YD052305	hart, weiß, schraubbar



### Turbo Plus™ Cup

144 Stk.	720 Stk.	
YD053301	YD053305	hart, weiß, schraubbar



### Turbo Plus™ LF Cup

144 Stk.	720 Stk.	
YD053601	YD053605	weich, lila, schraubbar
YD053801	YD053805	hart, blau, schraubbar



### Ribbed Cup

144 Stk.	720 Stk.	
YD050101	YD050105	weich, grau, schraubbar
YD050301	YD050305	hart, weiß, schraubbar



## Kelche »PETITE« »Die Kurzen«

**PETITE**  
7,0 mm

### Elite Flex™ LF Cup

144 Stk.		
YD059901		extra weich, rosa, schraubbar



### Elite Petite Web™ LF Cup

144 Stk.	720 Stk.	
YD053901	YD053905	weich, lila, schraubbar



### Petite Web™ LF Short Cup

144 Stk.	720 Stk.	
YD054601	YD054605	weich, lila, schraubbar
YD054701	YD054705	hart, blau, schraubbar



## Kelche »EXTEND & JUNIOR« »Die Mittleren«

**JUNIOR**  
8,4 mm

### Elite Extend Flex™ LF Cup

144 Stk.		
YD057901		extra weich, rosa, schraubbar



### Young Junior® Cup

144 Stk.		
YD051001		weich, grau, schraubbar
YD051501		hart, weiß, schraubbar



### Polierspitze

144 Stk.		
YD059701		hart, blau, schraubbar



## Bürsten

### Standard Bürsten

144 Stk.		
YD090101		flache Bürste, schraubbar
YD090201		spitze Bürste, schraubbar



### Weiche weiße Nylonbürste

144 Stk.		
YD090701		flache Bürste, schraubbar



### Mini Polierbürste

144 Stk.		
YD090401		flache Bürste, schraubbar
YD090501		spitze Bürste, schraubbar



## Einweg Prophy-Winkelstücke

### Contra Elite Original™ LF

200 Stk.		
YD155620		weicher lila Polierkelch



### Contra Petite Web™ LF

200 Stk.		
YD154620		weicher lila Polierkelch



### Contra Turbo Plus™ LF

200 Stk.		
YD153620		weicher lila Polierkelch
YD153720		harter blauer Polierkelch



### Classic Standard Bürsten

100 Stk.		
YD130110		flache Bürste



Hersteller Proxeo:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria  
t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH  
Raiffeisenstraße 3b  
83410 Laufen, Deutschland  
t +49 8682 8967-0  
f +49 8682 8967-11  
office.de@wh.com  
wh.com

W&H Austria GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53  
5111 Bürmoos, Austria  
t + 43 6274 6236-239  
f + 43 6274 6236-890  
office.at@wh.com  
wh.com

W&H CH-AG  
Industriepark 9  
8610 Uster, Schweiz  
t + 41 43 4978484  
f + 41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
wh.com