


NEU



SOOOO 2 IN 1

IST **VISALYS**[®] CEMCORE

BEFESTIGUNG & STUMPFAUFBAU



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

VISALYS® CEMCORE – RAFFINIERT KOMBINIERT

Dualhärtendes, adhäsives Befestigungs-
und Stumpfaufbau-Komposit


2IN1

Weniger Material,
weniger Kosten, mehr Zeit



EINZIGARTIGE ACTIVE- CONNECT-TECHNOLOGY

- für optimierten Haftverbund
→ **Phasentransferkatalysator**




HERAUSRAGENDE STANDFESTIGKEIT

- bei gleichzeitig sehr hoher Fließfähigkeit
→ **Spezielle Netzwerkbildner**


VISALYS® CEMCORE – HÄLT, WAS ES VERSPRICHT

Scherhaftung nach reiner Selbsthärtung



Visalys® CemCore erzielt durch seine einzigartige Active-Connect-Technology ein herausragendes Haftergebnis.

Wasseraufnahme




Minimale Wasseraufnahme sorgt für sehr gute Dimensionsstabilität und reduziert das Risiko von Restorationsfrakturen.

Standfestigkeit



Visalys® CemCore im direkten Vergleich zum Wettbewerb.

VISALYS® CEMCORE – DURCHWEG ÜBERZEUGEND



**Leichte
Überschussentfernung**



Wenige Komponenten


- 1 Automixspritze, 1 Tooth Primer
1 Restorative Primer
- Kein Anmischen notwendig




Frei von Bisphenol A



Röntgenopak




In 5 Farben



VISALYS® CEMCORE – IST 2 IN 1

Befestigung und Stumpfaufbau



Kompatibel mit allen Materialien

Restauration	Material				
	(Edel-)Metall	Oxidkeramik (Zirkonoxid- und Aluminiumoxid- keramik)	Silikatkeramik (Feldspat- und Glaskeramik)	Hybrid- keramik	Komposite
Veneers		✓	✓	✓	✓
Inlays / Onlays / Teilkronen	✓	✓	✓	✓	✓
Kronen / Brücken	✓	✓	✓	✓	✓
Maryland-Brücken	✓	✓			
Wurzelstifte	✓	✓			✓
Indirekter Stumpfaufbau	✓				

VISALYS® CEMCORE – DAS SORTIMENT

Visalys® CemCore

Starter pack	Universal (A2/A3)	2,5-ml-Automixspritze, 2 ml Tooth Primer, 2 ml Restorative Primer, Mischkanülen blau, stumpf/spitz á 5 St., 3 Intraoral tips, 2 Endo tips
Normal pack	Universal (A2/A3) Opaque Translucent Bleach Dark (A4)	5-ml-Automixspritze, Mischkanülen blau, stumpf/spitz á 10 St., 6 Intraoral tips, 4 Endo tips
Visalys® Tooth Primer		4-ml-Flasche
Visalys® Restorative Primer		4-ml-Flasche
Visalys® CemCore Try In Paste	Universal (A2/A3) Opaque Translucent Bleach Dark (A4)	1,4-ml-Spritze, 5 Applikationskanülen



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefon +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.de

012731_3019


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent