

GEBRAUCHSANLEITUNG



HENRY SCHEIN INC.
135 DURYEA ROAD
Melville, NY 11747 USA

EC REP

HENRY SCHEIN SERVICES GmbH
MONZASTRASSE 2A
D-63225 LANGEN, GERMANY

Rev.2022/07

Ref	HSI-Produktbeschreibung
5701701	Farbcode Instrumentenringe Standard – Rot
5701702	Farbcode Instrumentenringe Standard – Blau
5701703	Farbcode Instrumentenringe Standard – Gelb
5701704	Farbcode Instrumentenringe Standard – Grün
5701705	Farbcode Instrumentenringe Standard – Weiß
5701706	Farbcode Instrumentenringe Standard – Lila
5701707	Farbcode Instrumentenringe Standard – Schwarz
5701708	Farbcode Instrumentenringe Standard – Mauve
5701711	Farbcode Instrumentenringe Standard – Sortiertes Sortiment
5701712	Farbcode Instrumentenringe Groß – Rot
5701713	Farbcode Instrumentenringe Groß – Blau
5701714	Farbcode Instrumentenringe Groß – Gelb
5701715	Farbcode Instrumentenringe Groß – Grün
5701716	Farbcode Instrumentenringe Groß – Weiß
5701717	Farbcode Instrumentenringe Groß – Lila
5701718	Farbcode Instrumentenringe Groß – Schwarz
5701719	Farbcode Instrumentenringe Groß – Mauve
5701720	Farbcode Instrumentenringe Groß – Sortiertes Sortiment

Gebrauchshinweise: Die codierten Silikonringe werden zum einfachen Erkennen und Ordnen von Instrumenten verwendet. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und können leicht auf die Instrumente aufgesteckt werden. Die Farben ermöglichen die visuelle Kennzeichnung der Instrumente und zeigen an, wem sie gehören, welche Prozeduren damit durchgeführt werden, in welchen Behandlungseinheiten und in welcher Reihenfolge die Instrumente verwendet werden. Das Material besteht aus Silikon und ist somit autoklavierbar, chemisch klavierbar und kann trocken erhitzt werden.

Warnhinweis: Keine besonderen Anforderungen.

Einschränkung der Wiederaufbereitung: Eine wiederholte Wiederaufbereitung hat minimale Auswirkungen auf die Leistung. Das Ende der Produktlebensdauer wird jedoch durch den Verschleiß, die Beschädigung des Produkts durch Überschreiten der Sterilisierungsgrenze bzw. die Nutzung durch den Anwender bestimmt.

Ort der Handhabung: Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Einweg- oder Papiertuch.

Lagerung und Transport: Keine besonderen Anforderungen.

Desinfektion: Verwenden Sie nur für Kunststoff geeignete Desinfektionslösungen und beachten Sie die Anweisungen des jeweiligen Herstellers. Spülen Sie die Desinfektionslösung gründlich unter fließendem Wasser ab. Die Höchsttemperatur für die mechanische Desinfektion liegt bei 93°C.

Instandhaltung: Keine besonderen Anforderungen.

Sterilisierung: Die farbcodierten Ringe bestehen aus Silikon und können daher mit allen Kaltsterilisierungstechniken, mit Ethylenoxid (ETO), im Dampfautoklav, Chemiklav oder mit trockener Hitze bis zu 134°C sterilisiert werden.

Kontrolle/Funktionsprüfung: Sichtkontrolle auf Beschädigungen, Verschleiß, Verformung.

Diese Anweisungen wurden vom Hersteller des Medizinprodukts als GEEIGNET für die Aufbereitung eines Medizinprodukts und dessen Wiederverwendung bestätigt. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Aufbereiters, sicherzustellen, dass die tatsächliche Aufbereitung – inklusive verwendeter Ausstattung, Materialien und eingesetzten Personals – im Aufbereitungsbetrieb das gewünschte Ergebnis erzielt. Darüber hinaus sollte der Aufbereiter jede Abweichung von den bereitgestellten Anweisungen hinsichtlich der Wirksamkeit sowie mögliche negative Folgen prüfen.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.