

Schnelldesinfektion mit einem gebrauchsfertigen Tuch.

EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektionstücher



WERT & QUALITÄT



ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG



PRODUKTAUSWAHL

EuroSept® Xtra Oberflächen- desinfektionstücher



Vorteile

- Breites antimikrobielles Aktivitätsspektrum
- Gebrauchsfertige Formel mit sehr guter Materialkompatibilität
- Schnelle Desinfektion ohne quaternäre Ammoniumverbindungen (QAC)
- Innovative Booster Zusatzstoffe

Anwendungsgebiete

Gebrauchsfertige, alkoholarme Tücher aus fusselfreiem Vliesmaterial. Erhältlich mit neutralem oder Lemon-Duft.

Physikalische Eigenschaften

Bedingungen

Bakterien gemäß EN 13727, EN 1276, EN 13697 (schmutzige Bedingungen)

Candida albicans gemäß EN 13624, EN 1650, EN 13697 (schmutzige Bedingungen)

TB (Tuberkulose) Erreger (*M. terrae*) und Mykobakterien (*M. avium*) nach EN 14348 (schmutzige Bedingungen)

„Limited virucidal“ (Beschränkt virenabtötend) (umhüllte Viren wie HBV, HIV, HCV nach EN 14476 und EN 16777) (schmutzige Bedingungen)

„Limited virucidal plus“ (Beschränkt virenabtötend plus) (umhüllte Viren, z. B. HBV, HIV, HCV) und Noroviren, Adenoviren und Rotaviren nach EN 14476 und EN 16777) (schmutzige Bedingungen)

Adenoviren (EN 14476, EN 16777) (Reinbedingungen)

Polyoma SV 40 (RKI/DVV) (Reinbedingungen)

Einwirkzeiten der imprägnierten Tücher:
Bakterien und Candida albicans gemäß
EN 16615 und VAH (schmutzige Bedingungen)

Konzentration und Einwirkzeit

Konz. 1 Min. alle Größen

Konz. 1 Min. alle Größen

Konz. 1 Min. alle Größen

Konz. 1 Min. alle Größen

Konz. 1 Min. alle Größen

Konz. 1 Min. alle Größen

Konz. 1 Min. alle Größen

Konz. 5 Min. XS, S

Konz. 2 Min. L

Konz. 1 Min. M, XL

Inhaltstoffe: 100 g Flüssigkeit enthält: 20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektionstücher, neutraler Duft

XL-Tücher (30 x 30 cm) 70 Stk.....Artikel-Nr. 9884937

L Flowpack (20 x 30 cm) 80 Stk.....Artikel-Nr. 9884949

M Tücher (15 x 30 cm) 140 Stk.....Artikel-Nr. 9884936

S Container (20 x 22 cm) 200 Stk.....Artikel-Nr. 9884002

S Nachfüllpackung (20 x 22 cm) 200 Stk..... Artikel-Nr. 9884003

XS Container (13 x 20 cm) 120 Stk.....Artikel-Nr. 9884197

XS Nachfüllpackung (13 x 20 cm) 120 Stk.....Artikel-Nr. 9884196

EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektionstücher Zitronenduft

S Container (20 x 22 cm) 200 Stk.....Artikel-Nr. 9884951

S Nachfüllpackung (20 x 22 cm) 200 Stk.....Artikel-Nr. 9884950

Ergänzungsprodukt: Praktischer Dosierungsbehälter.....Artikel-Nr. 9796544

Für unsere **HENRY SCHEIN EIGENMARKENPRODUKTE** sowie für weitere Produktinformationen besuchen Sie uns unter **WWW.HENRYSCHEIN-DENTAL.DE**.