

# Gebrauchsfertig. Bereit zur Desinfektion.

**EuroSept® Xtra Bohrerdesinfektion**



WERT & QUALITÄT



ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG



PRODUKTAUSWAHL

# EuroSept® Xtra Bohrerdesinfektion



## Vorteile

- Gebrauchsfertig; Kein Verdünnen erforderlich
- Breites Wirkungsspektrum
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Geeignet für das Ultraschallbad
- Universell einsetzbar
- Angenehm frischer Geruch

## Gebrauchsanweisung

Zur einfachen Wiederaufbereitung von Bohrern und rotierenden Instrumenten vor der Sterilisation.

## Physikalische Eigenschaften

Bedingungen	Konzentration und Expositionszeit
Bakterien (inkl. MRSA) nach EN 13727, EN 14561, VAH (hohe Belastung)	Konz. 5 Min.
Hefepilze (Candida albicans) nach EN 13624, EN 14562, VAH (hohe Belastung)	Konz. 5 Min.
„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie HBV, HIV, HCV) DVV/RKI und EN 17111 (hohe Belastung)	Konz. 5 Min.
Mykobakterien (M. terrae und M. avium) EN 14348, EN 14563 (niedrige Belastung)	Konz. 5 Min.

## Inhaltsstoffe

100 g enthalten: 0,396 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,2475 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylropan-1,3-diamin

### EuroSept Xtra Bohrerdesinfektion

2 L .....Artikel-Nr. 9884830    5 L .....Artikel-Nr. 9884831