

Hochwirksame Tücher für alkoholempfindliche Oberflächen.

EuroSept® Xtra Tücher für alkoholfreie Flächendesinfektion



WERT & QUALITÄT



ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG



PRODUKTAUSWAHL

EuroSept® Xtra Tücher für alkoholfreie Flächendesinfektion



Vorteile

- Geeignet für die Verwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen
- Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und Viren
- Gebrauchsfertige, pH-neutrale Formel
- Trocknet praktisch rückstandsfrei

Physikalische Eigenschaften

Bedingungen

Bakterien und Candida albicans, nach EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650, EN 13697 (schmutzige Bedingungen)

Bakterien und Candida albicans, nach EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650 (schmutzige Bedingungen)

Bakterien und Candida albicans nach EN 13697 (schmutzige Bedingungen)

Bakterien und Candida albicans nach EN 13727, EN 13624 (schmutzige Bedingungen)

Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DVV und EN 14476 (schmutzige Bedingungen)

Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DVV (schmutzige Bedingungen)

Rotaviren nach EN 14476 (saubere Bedingungen)

Noroviren nach EN 14476 (saubere Bedingungen)

Polyoma SV 40-Viren (RKI/DVV) (schmutzige Bedingungen)

Einwirkzeiten der imprägnierten Tücher:

Bakterien und Candida albicans gemäß EN 16615 und VAH (schmutzige Bedingungen)

Konzentration und Einwirkzeit

Konz. 2 min. S

Konz. 1 min. M, XL

Konz. 2 min. M, XL

Konz. 1 min. L

Konz. 1 min. S, M, XL

Konz. 1 min. L

Konz. 1 min. S, M, L, XL

Konz. 30 min. Alle Größen

Konz. 1 min. S, M, L, XL

Konz. 1 min. S, M, L, XL

Inhaltsstoffe 100 g enthalten: 0,24 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid, 0,24 g N, N-didecyl-N, N-dimethylammoniumchlorid, 0,24 g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid

EuroSept Xtra-Tücher für alkoholfreie Flächendesinfektion

S Nachfüllpack (20 x 22 cm) 200 Stk.....Artikel-Nr. (9884362)

M Tücher (15 x 30 cm) 140 Stk.....Artikel-Nr. (9884942)

S Container (20 x 22 cm) 200 Stk.....Artikel-Nr. (9884363)

XL-Tücher (30 x 30 cm) 70 Stk.....Artikel-Nr. (9884943)

L Flowpack (20 x 30 cm) 80 Stk.....Artikel-Nr. (9884948)

Für unsere **HENRY SCHEIN EIGENMARKENPRODUKTE** sowie für weitere Produktinformationen besuchen Sie uns unter **WWW.HENRYSCHEIN-DENTAL.DE**.