

Praktische fusselfreie Tücher zum Tränken
mit Henry Schein Desinfektionslösungen.

EuroSept® Xtra System Trockene Tücher



WERT & QUALITÄT



ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG



PRODUKTAUSWAHL

EuroSept® Xtra System Trockene Tücher



Vorteile

- Weich und fusselfrei
- Trockene Tücher auf einer Rolle
- Erhältlich in zwei praktischen Größen
- Kompatibel mit der neuen
Flächendesinfektion EuroSept® Xtra

Gebrauchsanweisung

Die trockenen Tücher mit der Flächendesinfektion EuroSept® Xtra tränken. Mindestens 1,4 l der empfohlenen Desinfektionsflüssigkeit verwenden.

Physikalische Eigenschaften

Gewicht	Größe	Blätter pro Rolle	Rollen pro Karton	Flüssigkeit pro Rolle
50 g/m ²	15x30 cm	140	4	1,4L
50 g/m ²	30x30 cm	70	4	1,4L

Zusammensetzung

PES 90% / VIS 10%

EuroSept® Xtra	M (15x30 cm).....	Artikel-Nr. 9884930
System Trockene Tücher	XL (30x30 cm)	Artikel-Nr. 9884931

Kompatible Lösungen: EuroSept® Xtra Alkoholfreie Flächendesinfektion	1 Liter Flasche mit abnehmbarem Sprühkopf	Artikel-Nr. 9884905
	5 Liter Kanister	Artikel-Nr. 9884907

EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektion	1 Liter Flasche mit abnehmbarem Sprühkopf	Artikel-Nr. 9884881
	5 Liter Kanister	Artikel-Nr. 9884883

EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektion Zitrone	1 Liter Flasche mit abnehmbarem Sprühkopf	Artikel-Nr. 9884885
	5 Liter Kanister	Artikel-Nr. 9884887

Komplementärprodukt: Praktischer Spendereimer	Artikel-Nr. 9796544
--	---------------------

Für unsere **HENRY SCHEIN EIGENMARKENPRODUKTE** sowie für weitere Produktinformationen besuchen Sie uns unter **WWW.HENRYSCHEIN-DENTAL.DE**.