


Wirksame Desinfektion für empfindliche Oberflächen.

**EuroSept® Xtra alkoholfreies
Konzentrat zur Flächendesinfektion**



WERT & QUALITÄT



ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG



PRODUKTAUSWAHL

EuroSept® Xtra alkoholfreies Konzentrat zur Flächendesinfektion



Vorteile

- Geeignet für die Verwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen
- Breites Wirkungsspektrum ohne klebrige Rückstände
- Geeignet für Dosiersysteme
- Aldehyd- und phenolfrei
- Konzentrierte Formel für weniger Verpackung und mehr Nachhaltigkeit

Physikalische Eigenschaften

Bedingungen

Bakterien und Candida albicans (EN 13727, EN 13697, EN 13624, VAH, EN 16615) (hohe Belastung)

TbB-Erreger (M. terrae) nach EN 14348 (niedrige Belastung)
(niedrige Belastung)
(hohe Belastung)

„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren nach RKI/DVV, z. B. HBV, HCV, HIV)
(hohe Bedingungen)

Rotavirus (EN 14476) (niedrige Belastung)

Norovirus (EN 14476) (hohe Belastung)

Adenovirus (EN 14476) (niedrige Belastung)

„Begrenzt viruzid Plus“ (EN 14476) (niedrige Belastung)

Polyoma SV 40-Viren (EN 14476) (hohe Belastung)

Konzentration und Expositionszeit*

0,5 % 15 Min.

2,0 % 15 Min.
0,5 % 60 Min.
1,0 % 60 Min.

0,5 % 15 Min.

0,5 % 15 Min.

1,5 % 15 Min. 1,0 % 60 Min.

2,0 % 30 Min.

2,0 % 30 Min.

1,0 % 15 Min.

Inhaltsstoffe

100 g enthalten: 10,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 6,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

*Nicht vor Ende der Anwendungszeit trockenwischen..

**EuroSept® Xtra Alkoholfreies
Konzentrat zur Flächendesinfektion**

5 L Artikel-Nr. 9884903

Für unsere **HENRY SCHEIN EIGENMARKENPRODUKTE** sowie für weitere Produktinformationen besuchen Sie uns unter **WWW.HENRYSCHEIN-DENTAL.DE**.