



# CEREC Tessera™ Abutment Block

Advanced Lithium Disilicate

Die Lösung für Ihre Chairside-Implantatversorgungen

[dentsplysirona.com/cerectessera](https://dentsplysirona.com/cerectessera)

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

 **Dentsply  
Sirona**

CEREC Tessera Abutment Blöcke bieten Festigkeit, Schnelligkeit und Ästhetik für Ihre Chairside-Implantatversorgungen.



**Sie haben die Wahl:**  
Chairside-Implantologie mit individuell gestalteten Hybrid-Abutments oder direkt verschraubten Hybrid-Abutment-Kronen



SCAN & DESIGN



**CEREC Primescan™** liefert präzise Scandaten an die CEREC Software und diese unterstützt Sie mit patientenspezifischen Vorschlägen. Dies ermöglicht Ihnen einen effizienten digitalen Abutment-Workflow (ab CEREC SW 5.2.2).

HERSTELLUNG



CEREC Tessera™ Abutment Block



**CEREC Primemill**  
Qualität, Schnelligkeit, Komfort und Vielseitigkeit. Die Schleif- und Fräseinheit für hohe Randfestigkeit und detailgenaue Oberflächen.



CEREC Tessera™ Abutment Block

GLASURBRAND



**CEREC SpeedFire**  
Glazieren Sie CEREC Tessera Abutment-Kronen in ca. 4,5 Minuten.\*

VERKLEBUNG



Extraorale Befestigung TiBase/ Restauration



Extraorale Befestigung TiBase/ Restauration

INKORPORATION



Intraorale Verschraubung der Hybrid-Abutment-Krone



Intraorale Verschraubung des Hybrid-Abutments

HYBRID-ABUTMENT-KRONE

HYBRID-ABUTMENT

\* Im auf 400°C vorgeheizten CEREC SpeedFire. Bitte beachten sie die Anweisungen zum Einfärben und Glazieren in der Gebrauchsanweisung.

## CEREC Tessera™ Abutment Blöcke

Farben (je 3 St./Pck.)	REF.
LT, A1, A16, S	5365432005
LT, A2, A16, S	5365432015
LT, A3, A16, S	5365432025
LT, A3.5, A16, S	5365432035
LT, B2, A16, S	5365432065
LT, A1, A16, L	5365432205
LT, A2, A16, L	5365432215
LT, A3, A16, L	5365432225
LT, A3.5, A16, L	5365432235
LT, B2, A16, L	5365432265
LT, A1, A14, S	5365432505
LT, A2, A14, S	5365432515
LT, A3, A14, S	5365432525
LT, A3.5, A14, S	5365432535
LT, B2, A14, S	5365432565
LT, A1, A14, L	5365432705
LT, A2, A14, L	5365432715
LT, A3, A14, L	5365432725
LT, A3.5, A14, L	5365432735
LT, B2, A14, L	5365432765

## Dentsply Sirona

Deutschland / Österreich  
Dentsply Sirona Europe GmbH  
Sirona Straße 1, 5071 Wals bei Salzburg, Österreich  
pre@dentsplysirona.com

Schweiz  
Dentsply Sirona (Schweiz) AG  
Täferweg 1, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz  
pre@dentsplysirona.com

Besuchen Sie uns auf: [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com) [facebook.com/dentsplysirona](https://www.facebook.com/dentsplysirona) [dentsplysirona.de](https://www.instagram.com/dentsplysirona)

© Dentsply Sirona Inc 2021, Alle Rechte vorbehalten.

Glasurezubehör	REF.
Dentsply Sirona Universal Glasurenspray mit Fluoreszenz	5368273100
Dentsply Sirona Universal Glasurenspray	5368273101
Formbares Silikon, Nachfüllpackung (2er-Pack)	5365490112
Universal Malfarben- und Glasurenflüssigkeit (15 ml)	601315
DS Universal Overglaze - High Flu (5g)	605542
Brennzubehör	REF.
CEREC SpeedFire Wabenträger	5365490110
Brennvlies klein (3 St.)	5365901212
Einbettmasse-Pin, Nachfüllpackung, 6er-Pack (4 groß; 2 klein)	5365490111
Glasure Support Single Unit +A	6611870
Glasure Support Multi Unit	6583889



DEU: 08000-735000 (gebührenfrei)  
AUT: 00800-00735000 (gebührenfrei)

CHE: 00800-00735000 (gebührenfrei)