

VALO™ X

BREITBAND LED-POLYMERISATIONSLAUCHE



DIE NEUE ÄRA
DER LICHTPOLYMERISATION

NEU!

NEU KONZIPIERT

- Die innovativste Polymerisationsleuchte am Markt – vollkommen neu konzipiert.

GRÖßERE LINSE

- Die 12,5 mm große Linse deckt alle Zähne ab, gewährleistet dabei jedoch einen guten Zugang und Patientenkomfort.

MEHRERE KONFIGURATIONEN

- Kabelgebundene oder kabellose Verwendung (Batterie und Kabeladapter sind im Kit enthalten).

BESCHLEUNIGUNGSSENSOR

- Schneller und einfacher Wechsel zwischen Polymerisations- und Diagnosemodi.

HOCHWERTIGES ALUMINIUM AUS DER LUFT- UND RAUMFAHRT

- Besonders stabile Unibody-Konstruktion für herausragendes Temperaturmanagement.

VEREINFACHTES HANDLING

- Anzeige, Bedienung und Aktivierung der Polymerisations- und Diagnosemodi mit Hilfe der Tasten an der Geräteober- und -unterseite oder über den Beschleunigungssensor.

5 JAHRE GARANTIE

- 5 Jahre Herstellergarantie.

CHIPSET MIT 12 LEDS

- Erzeugung von hochintensivem Breitbandlicht für eine herausragend gleichmäßige Strahlung, Aushärtungstiefe und Kollimation.

POLYMERISATIONSMODI: Standard Power Mode, Xtra Power Mode | **DIAGNOSEMODI:** Diagnosemodus mit weißem Licht, Diagnosemodus mit Schwarzlicht

EINSTELLUNG DER MODI



POLYMERISATIONSMODI: Die VALO X Polymerisationsleuchte mit einer schnellen Bewegung nach vorne führen, um zwischen den Polymerisationsmodi zu wechseln.



DIAGNOSEMODI: Die VALO X Polymerisationsleuchte mit einer schnellen Bewegung zur Seite führen, um zwischen den Diagnosemodi zu wechseln.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE LINSEN

ZWEI POLYMERISATIONSLINSEN



PointCure™ Lens ProxiCure™ Ball Lens

DREI DIAGNOSTIKLINSEN



TransLume™ Lens Interproximal Lens Diffuser Lens

5973 – VALO X Kit

- 1 x VALO X LED-Polymerisationsleuchte
- 5 x Linsen
- 2 x Aufladbare Batterien
- 1 x Batterieladegerät
- 1 x Netzgerät (für Batterieladegerät oder Kabeladapter)
- 1 x Kabeladapter
- 1 x Handstückhalter
- 1 x Schutzbrille
- 1 x Musterpackung Hygieneschutzhüllen

Zubehör

- 4951** VALO X Batterieladegerät
- 4952** Netzgerät mit Universalstecker
- 5189** VALO X Kabeladapter
- 5437** VALO X Batterien 2 St.
- 4665** VALO X Hygieneschutzhüllen 100 St.

Folgen Sie uns!



de.ultradent.blog

UPP 411-DE 09-2022

© 2022 Ultradent Products, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ULTRADENTPRODUCTS.COM