



DIAGNOSTIK UND ZUBEHÖR



Zusätzlich zu den chirurgischen Instrumenten von American Eagle Instruments® sind auch Diagnostik und Zubehörinstrumente im passenden Design erhältlich.

Um störende Lichtreflexionen zu vermeiden sind die Griffe mattiert. Die eingearbeiteten Makro-Riefungen bieten **guten Grip** und sind **gleichzeitig gut zu reinigen**.

AESH51	Mundspiegelgriff Der ergonomisch geformte Spiegelgriff ist für handelsübliche Mundspiegel mit metrischem Gewinde geeignet (europäisches Gewinde).
AESH51E	Mundspiegelgriff, mit Endo Skalierung (0-30mm) Der ergonomisch geformte Spiegelgriff ist für handelsübliche Mundspiegel mit metrischem Gewinde geeignet (europäisches Gewinde). Mit leicht ablesbarer Endo-Skalierung von 0 bis 30 mm am gegenüberliegenden Griffende.
AESPUNC15	UNC 15 Parodontalsonde, University of North Carolina 1-15mm, 1mm Einteilung UNC-15-Parodontalsonde mit 1-mm-Skalierung. Für einfache Messungen/ Beurteilungen von Knochendicke, Implantatabständen etc. geeignet.
AESCT10	London College Pinzette, glatter Griff London-College-Multifunktionspinzette mit glattem Griff. Besonders leicht zu reinigen und wiederaufzubereiten. Für unterschiedlichste Anwendungen geeignet.
AESCT5	London College Pinzette, geriefter Griff London-College-Multifunktionspinzette mit gerieftem Griff. Mit Führungsstift für paralleles Schliessen und maximalen Grip. Geriefter Griff für besonders sicheren Halt. Für unterschiedlichste Anwendungen geeignet.
AESGP	Luniatschek Tamponadenstopfer Zur einfachen Platzierung von Streifen/ Tamponaden.