



# SCHEREN

## Scheren mit maximaler Präzision, gefertigt nach höchster chirurgischer Handwerkskunst.

Durch das präzise Finish in der Handarbeit und die leicht flexible Lagerung des Gelenks, bieten American Eagle Scheren ein **exaktes Schnittbild über die gesamte Klinge** bis zur absoluten Spitze.

Speziell für schneidende Instrumente; ausgewählter und gehärteter Stahl sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.

**SuperCut Scheren:** Der spezielle Schliff der Klingen ermöglicht Schnitte so fein, sauber und präzise wie ein Skalpell. Eine Klinge ist mikroverzahnt und unterstützt den **sicheren Halt von Weichgewebe und Nahtmaterial**. Durch die gegenüberliegende rasiermesserscharfe SuperCut-Klinge franst das Weichgewebe nicht aus und kann präzise konturiert werden.

<b>AESSIRS</b>	<b>Iris-Schere gerade, 11 cm</b> Ursprünglich entwickelt für die Augenheilkunde, hat die Iris-Schere besonders fein gearbeitete Schneiden.
<b>AESSIRSSC</b>	<b>Iris-Schere gerade, 11 cm SuperCut</b>
<b>AESSIRC</b>	<b>Iris-Schere gebogen, 11 cm</b>
<b>AESSIRCSC</b>	<b>Iris-Schere gebogen, 11 cm SuperCut</b>
<b>AESSLGSC</b>	<b>La-Grange-Schere, S-Form, SuperCut, 11,5 cm</b> Die S-Biegung der La-Grange-Schere folgt maximal der oralen Anatomie: So wird die Nahtentfernung an nur schwer erreichbaren Stellen zum Kinderspiel. SuperCut-Schliff.



<b>AESSSUTS</b>	<b>Spencer Fadenschere gerade, 12,5 cm</b> Speziell zur Nahtentfernung entwickelt: Eine der Klingen hat einen kleinen Haken, um Nahtmaterial vor dem Schnitt sicher zu fixieren. Die kurze Klinge ermöglicht ein besonders präzises und effizientes Schneiden.
<b>AESSGFSSC</b>	<b>Goldmann-Fox-Schere gerade, SuperCut, 13cm</b> Die Goldman-Fox-Scheren wurden speziell für die zahnärztliche Chirurgie entwickelt. Sie haben besonders fein herausgearbeitete Arbeitsenden an der Spitze und einen robusten Teil im hinteren Bereich der Schneiden – so kann mit der Spitze an schwer zugänglichsten Stellen mit maximaler Präzision gearbeitet werden. SuperCut-Schliff.
<b>AESSGFSC</b>	<b>Goldmann-Fox-Schere gebogen, SuperCut, 13cm</b> Gebogene Variante für den verbesserten Zugang an schwer erreichbaren Stellen.
<b>AESSMETSSC</b>	<b>Metzenbaum-Präparationsschere gebogen, SuperCut, 14cm</b> Metzenbaum-Präparier-Scheren haben kurze, feine Schneiden mit abgerundeten Spitzen. Sie minimieren das Risiko, Weichgewebe an schwer zugänglichen Stellen versehentlich zu verletzen.
<b>AESSUFSC</b>	<b>Ultrafein-Schere, SuperCut</b> Die American-Eagle-Ultrafein-Schere vereint das Beste aus zwei Welten: die Dimension und Präzision einer Mikroschere und das gewohnte Handling einer Standardschere. Mit den ultrafeinen Arbeitsenden lassen sich Gewebeschnitte ähnlich präzise wie mit einer Mikroschere ausführen. Der SuperCut-Schliff einer der Klingen ermöglicht Schnitte so leichtgängig und präzise wie mit einem Skalpell. Die zweite Klinge ist mikroverzahnt und unterstützt den sicheren Halt von Weichgewebe und Nahtmaterial. Durch die rasiermesserscharfe SuperCut-Klinge franst Weichgewebe nicht aus und wird maximal geschont. Gebogene Variante für den verbesserten Zugang an schwer erreichbaren Stellen.