

# NADEL- HALTER



Nadelhalter von American Eagle Instruments® – gefertigt nach höchsten Standards Chirurgie-mechanischer Handwerkskunst und **maximaler Präzision**.

Moderne chirurgische Nadeln sind besonders hart und stellen deshalb erhöhte Anforderungen an die Belastbarkeit der Instrumente. Die Nadelhalter von American Eagle sind aus diesem Grund durchweg mit TC Hartmetalleinsätzen verstärkt. Dieses Sintermaterial weist nur **minimalste Abnutzung** auf und hält allen gängigen Arten der Wiederaufbereitung stand. Die Einsätze sind feinst gerieft, um die Nadeln korrekt und präzise auszurichten und sicher zu halten und zu fixieren.

**Keine scharfen Kanten:** Insbesondere am Scharnier und den TC-Hartmetalleinsätzen. So kann der Faden ungehindert übers Instrument gleiten. Das Risiko des versehentlichen Abtrennens während der Naht oder beim Knüpfen wird dadurch minimiert.

<b>AESNHMH2</b>	<p><b>Nadelhalter Mayo Hegar TC, 16 cm</b></p> <p>Geeignet für 3/0-4/0-Nadelstärken. Die Länge des Instruments gewährleistet den Zugang auch im hinteren Mundbereich, TC-Hartmetalleinsätze garantieren einen sicheren Grip und minimale Abnutzung.</p>
<b>AESNHMH3</b>	<p><b>Nadelhalter Mayo Hegar TC, 18 cm</b></p> <p>Geeignet für 3/0-4/0-Nadelstärken. Die Länge des Instruments gewährleistet den Zugang auch im hinteren Mundbereich, TC-Hartmetalleinsätze garantieren einen sicheren Grip und minimale Abnutzung. Besonders lange Variante mit 18 cm.</p>
<b>AESNHLR</b>	<p><b>Nadelhalter Lichtenberg Ryder TC, 17cm</b></p> <p>Geeignet für 3/0-4/0-Nadelstärken. Mit leichtgängigem und präzisiertem Schließmechanismus. TC-Hartmetalleinsätze garantieren einen sicheren Grip und minimale Abnutzung.</p>
<b>AESNHDB</b>	<p><b>Nadelhalter De Bakey, Makro, TC</b></p> <p>Geeignet für fast alle Nadelstärken: 3/0, 4/0 und 5/0. TC-Hartmetalleinsätze garantieren einen sicheren Grip und minimale Abnutzung.</p>
<b>AESNH5WE</b>	<p><b>Nadelhalter schwedisches Modell, Mikro, TC</b></p> <p>Mikronadelhalter, geeignet für die Nadelstärken 5/0–7/0. TC-Hartmetalleinsätze garantieren einen sicheren Grip und minimale Abnutzung.</p>
<b>AESNHBA</b>	<p><b>Nadelhalter Makro/Mikro, TC, 18cm</b></p> <p>Geeignet für Nadelstärken von 4/0 bis 7/0. Rundgriffe für maximal präzise Führung und Komfort. Besonders leichtgängige Arretierung. TC-Hartmetalleinsätze garantieren einen sicheren Grip und minimale Abnutzung.</p>

