



ABHALTER / WANGEN- ABHALTER





Für optimale Reinigung und Aufbereitung sind die American Eagle Abhalter aus chirurgischem Stahl gefertigt. Das **matte Oberflächenfinish** vermeidet störende Lichtreflexionen.

Die Modelle mit Haltering wurden speziell zur Aufbereitung in den passenden American Eagle Chirurgie Kassetten modifiziert – durch die **adjustierte Ringgröße** können diese zusammen mit den weiteren Instrumenten in der geschlossenen Kassette aufbereitet werden.

AESRCW	<p>Abhalter Cawood Minnesota</p> <p>Der Cawood-Minnesota-Retraktor/Abhalter wurde speziell für eine Vielzahl der Anforderungen in der dentalen Chirurgie designt: zum Abhalten von Mukoperiostlappen, der Wangen, der Lippen oder der Zunge.</p>
AESRLAN1	<p>Abhalter/Wangenhalter Langenbeck #1, 30 x 16 x 210 mm</p>
AESRLAN2	<p>Abhalter/Wangenhalter Langenbeck #2, 40 x 11 x 210 mm</p>
AESRLAN3	<p>Abhalter/Wangenhalter Langenbeck #3, 50 x 11 x 210 mm</p> <p>Die Langenbeck-Wangenhalter/Abhalter/Wundhaken werden zum Abhalten von Mukoperiostlappen, der Wangen, der Lippen oder der Zunge verwendet.</p>
AESRMID1	<p>Abhalter Middeldorpf #1, 14 x 17 x 210 mm</p>
AESRMID2	<p>Abhalter Middeldorpf #2, 20 x 22 x 210 mm</p> <p>Die Middeldorpf-Wangenhalter/Abhalter/Wundhaken mit Fenster wird zum Abhalten von Mukoperiostlappen, der Wangen, der Lippen oder der Zunge verwendet.</p>
AESRVES	<p>Abhalter Vestibulum Branemark</p> <p>Der Abhalter Branemark, auch Implantat-Abhalter genannt, sorgt für ein gut zugängliches und freies Operationsfeld.</p>
AESRB	<p>Abhalter/Wangenhalter Bishop</p> <p>Der Bishop-Retraktor/Abhalter wurde speziell für eine Vielzahl der Anforderungen in der dentalen Chirurgie designt und folgt ideal der oralen Anatomie: zum Abhalten von Mukoperiostlappen, der Wangen, der Lippen oder der Zunge.</p>