

EXTRAKTIONS- ZANGEN





Extraktionszangen von American Eagle Instruments® mit gewichtsreduzierten ergonomischen Handgriffen und glatter, mattierter Oberfläche sind besonders leicht zu reinigen.


Die anatomisch geformten Zangenmäuler der Standard-Extraktionszangen sind mit Haftprofil für einen **besonders guten und sicheren Grip** ausgearbeitet – sie lassen sich mit nur wenig Kraftaufwand anwenden. Eine Teflonscheibe im Instrumentenschluss erhält die Leichtgängigkeit und beugt Korrosion vor.

Außerdem finden sich einige Spezialzangen im Sortiment:

Deep Grip – Tiefgreifende Extraktionszangen mit verlängerten und zur Spitze hin verjüngten, leicht angeschärften Zangenmäulern. Sie erlauben eine subgingivale Platzierung und verteilen den Druck auf eine größere Fläche der oftmals bereits geschwächten Kronen-/ bzw. Wurzelstruktur.

Wurzel- und Wurzelrest-Extraktionszangen: Allen voran die S-gebogene Witzel Zange. Durch Ihre Form ist sie fast universell anwendbar. **Nur eine Wurzelzange für alle Quadranten!** Das verlängerte und zur Spitze verjüngte Zangenmaul hat eine Diamantbeschichtung, um sicheren Grip auch bei nur noch sehr feinen Wurzelresten sicherzustellen.

Es sind außerdem drei weitere Varianten mit extra angeschärften Zangenmäulern bzw. Klingen erhältlich, die für sicheren Halt sorgen: für besonders anspruchsvolle Wurzelrest-Entfernungen tief in der Alveole (AESRFLO, AESRFUN, AESRFUP).



AESEFSET	<p>Extraktionszangenset mit Haftprofil, ergonomisch</p> <p>Zahnzangenset mit 10 Zahnzangen. Das Set besteht aus 10 Zangen: für obere Schneide- und Eckzähne, für obere Prämolaren, für obere Molaren rechts, für obere Molaren links, für obere Weisheitszähne, für obere Wurzeln, für untere Eckzähne und Prämolaren, für untere Molaren beide Seiten, für untere Wurzeln, für untere Weisheitszähne.</p> <p>Set Inhalt: AESEFCUI, AESEFCUP, AESEFCLI, AESEFCURM, AESEFCULM, AESEFCLM, AESEFCLR, AESEFCUR, AESEFCU3M, AESEFCL3M</p>		
AESEFUI	Tiefgreifende Extraktionszange für obere Schneidezähne, ergonomisch	AESEFCURM	Extraktionszange #17 mit Haftprofil für obere rechte Molaren, ergonomisch
AESEFUC	Tiefgreifende Extraktionszange für obere Prämolaren, ergonomisch	AESEFCULM	Extraktionszange #18 mit Haftprofil für obere linke Molaren, ergonomisch
AESEFLCP	Tiefgreifende Extraktionszange für untere Frontzähne, Eckzähne und Prämolaren, ergonomisch	AESEFCLM	Extraktionszange #22 mit Haftprofil für untere Molaren, beide Seiten, ergonomisch
AESEFR	Tiefgreifende Extraktionszange für untere Wurzeln und schmale Frontzähne, ergonomisch	AESEFCLR	Extraktionszange #33 mit Haftprofil für untere Wurzeln, ergonomisch
AESEFUM	Tiefgreifende Extraktionszange für obere Molaren und Weisheitszähne, ergonomisch	AESEFCUR	Extraktionszange #51A mit Haftprofil für obere Wurzeln, fein, ergonomisch
AESEFLM	Tiefgreifende Extraktionszange für untere Molaren und Weisheitszähne, ergonomisch	AESEFCU3M	Extraktionszange #67A mit Haftprofil für obere Weisheitszähne, beide Seiten, ergonomisch
AESEFRW	Witzel Universalwurzel-/Wurzelspitzen-/Extraktionszange, diamantbeschichtet, ergonomisch	AESEFCL3M	Extraktionszange #79 mit Haftprofil für untere Weisheitszähne, beide Seiten, ergonomisch
AESEFCUI	Extraktionszange #2 mit Haftprofil für obere Schneidezähne und Eckzähne, ergonomisch	AESRFLO	Wurzelrestzange für Unterkiefer, ergonomisch
AESEFCUP	Extraktionszange #7 mit Haftprofil für obere Prämolaren, ergonomisch	AESRFUN	Wurzelrestzange Universal für Ober- und Unterkiefer, ergonomisch
AESEFCLI	Extraktionszange #13 mit Haftprofil für untere Schneidezähne, Eckzähne und Prämolaren, ergonomisch	AESRFUP	Wurzelrestzange für Oberkiefer, ergonomisch