



PERIOTOME

Für eine möglichst schonende Extraktion, insbesondere vor geplanter Implantation, wurden die American Eagle Periotome entwickelt. Vor dem Einsatz von Zahnzange oder Wurzelheber kann das parodontale Ligament mit Periotomen **möglichst atraumatisch** getrennt werden. Die Arbeitsenden sind hierfür sehr fein und grazil gestaltet, um tief in den Parodontalspalt vordringen zu können.

Hierbei folgen die gehärteten, feinen und leicht flexiblen Instrumentenklingen der Wurzelstruktur und trennen die Fasern des Desmodonts. Für maximale Kontrolle wurden die Instrumente im Bleistiftgriff konzipiert. Sie ermöglichen eine **direkte und kontrollierte Kraftübertragung** und umgebende Knochenstrukturen werden maximal geschont. Die matten Griffe vermeiden störende Reflexionen.

Die MakroGrip Rillenstruktur der Handgriffe bietet sicheren Halt und ist leicht zu reinigen.

AESPT4	Periotom gerade und gebogen, ergonomisch, 1,8 mm
AESPT5	Periotom gerade und gebogen, ergonomisch, 2,5 mm
AESPT6	Periotom gebogen, ergonomisch 1,8 mm und 2,5 mm

