

Mit unserem ONLINE-Katalog sind Sie ständig auf dem neuesten Stand.

Bestellungen können Sie auch über unseren ONLINE Shop schnell und kostengünstig durchführen.
(Verrechnung nur über den Fachhandel)

Als Hersteller beraten wir Sie gerne auch über Telefon, eMail, Social Media oder Teams/Zoom.

With our ONLINE catalog you are always up to date.

You can also place orders quickly and inexpensively via our ONLINE shop. (Billing only via our distribution partners)

As a manufacturer, we are also happy to advise you via telephone, email, social media or teams/zoom.



Komplettes Sortiment
Complete range

**carl
marlin**
Solingen

FINEST DENTAL INSTRUMENTS
GERMANY

NEUENKAMPER STR. 80 - 86 · D-42657 SOLINGEN · GERMANY
TEL. +49(0)212/81 00 44 · FAX +49(0)212/8 73 45
E-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE · INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE



K_0001_2022_ID5-Broschüre



feel your passion

**carl
marlin**
Solingen

FINEST DENTAL INSTRUMENTS
GERMANY
- SINCE 1916 -

LiquidSteel-Passion ist unser Auftakt in eine neue Ära von Design, Ergonomie, Schärfe und Langlebigkeit von Handinstrumenten.

Ein innovativer HIGH-TECH-STAHl mit einer Härte von bis zu 60HRC zeichnet sich durch hohe Abriebbeständigkeit, Schnitthaltigkeit und außergewöhnlicher Korrosionsbeständigkeit aus.

Eingehende Materialtests in einem zertifizierten Labor sowie Testreihen in Zahnarztpraxen und Universitäten – national wie international – bestätigen eine hervorragende Longlife Performance. CNC computergesteuerte Fertigung der Arbeitsenden für höchste Präzision.

Optimale Reinigung durch an unsere LiquidSteel Serie angepasste glatte Oberflächen.

Das LiquidSteel-Passion-Sortiment umfasst aktuell unsere gängigen GRACEY-Küretten – Standard und MIKRO, Scaler, Zahn- und Parodontalsonden, Raspatorien, Pinzetten, Wurzelheber, Skalpellklingenhalter und Mundspiegelgriffe.

Geeignet für alle gängigen Aufbereitungsverfahren. Instrumentenaufbereitung im Downloadbereich unter: www.carlmartin.de

LiquidSteel Passion is our prelude to a new era of hand instrument design, ergonomics, sharpness and durability.

The innovative raw material with a hardness of up to 60HRC is characterized by high abrasion resistance and edge retention and exceptional corrosion resistance with leads to an outstanding performance.

Detailed material tests in a certified laboratory as well as test series in dental practices and universities - nationally as well international – confirm excellent long-life performance. CNC computer-controlled production of the working ends for highest precision.

Optimal cleaning thanks to smooth surfaces adapted to our LiquidSteel series.

The LiquidSteel Passion range currently includes our common GRACEY curettes - standard and MICRO, scalers, dental and periodontal probes, raspatories, tweezers, root elevators, scalpel blade holders and mouth mirror handles.

Suitable for all common treatment processes. Instrument preparation in the download area at: www.carlmartin.de

come and

feel your passion



LIQUIDSTEEL®
passion



feel your passion

Perfekte Kombination aus:
Perfect combination of:



get inspired



HIGH-TECH Edelstahl mit sehr hoher Härte. Enorme Schärfe für einen dauerhafteren Einsatz (Verringerung der Nachschleif-Intervalle).

HIGH-TECH stainless steel with very high hardness. Enormous sharpness for a more permanent use (reduction of regrinding intervals).

ALLES FEST IM GRIFF...

...mit der neuen **Pad3** Grifftechnik. Spezielle Fingermulden sorgen für optimierte Haptik, Taktilität und sichere Führung des Instruments bei reduziertem Kraftaufwand.

BETTER TECHNOLOGY FOR BETTER WORK

EVERYTHING UNDER CONTROL...

...with the new **Pad3** grip technology. Special finger grips ensure optimized feel, haptics and safe handling of the instrument with reduced effort.

BETTER TECHNOLOGY FOR BETTER WORK

Gracey-Standard-Küretten, extrem scharf und langlebig

Gracey Standard Currettes, extremely sharp and longlasting



LSP972/1-2



LSP972/3-4



LSP972/5-6



LSP972/7-8



LSP972/9-10



LSP972/11-12



LSP972/13-14



LSP972/15-16

GRACEY Micro-Mini-Five – MMF – Küretten

GRACEY Micro-Mini-Five – MMF – Currettes



LSP951MMF/1-2



LSP951MMF/3-4



LSP951MMF/5-6



LSP951MMF/7-8




LSP951MMF/11-12



LSP951MMF/13-14



LSP951MMF/15-16



STANDARD MiniFive Micro-Mini

Ca. 20% kleinere Arbeitsenden als Mini-Five-Küretten, um tiefsitzende Ablagerungen in engen Taschen und Furkationen zu entfernen.

Approximately 20% smaller working ends than Mini-Five curettes to remove deep-seated deposits in narrow pockets and furcations.

Scaler und Küretten, extrem scharf und langlebig

Scaler and Currettes, extremely sharp and longlasting



LSP972/H6-H7



LSP961/204S



LSP961/204SD



LSP961/M23




LSP961/M23A



LSP960/4R-4L

Parodontalset

Periodontal Set



LSP3020

Paro-Set im Steri-Wash-Tray
Inhalt: 3029-CLIP-S6-WE,
LSP972/5-6, 7-8, 11-12, 13-14,
LSP972/H6-H7

Paro set with Steri-Wash-Tray
Content: 3029-CLIP-S6-WE,
LSP972/5-6, 7-8, 11-12, 13-14,
LSP972/H6-H7

Parodontalsonden

Periodontal Probes



LSP974/CP12



LSP974/CP15



LSP974/80
n. WHO

Parodontalsonde
Periodontal Probes



LSP974/CP15-P56

Zahnsonden
Explorers



LSP1081/33
Griff einendig
Single-end handle



LSP1081/56
Griff einendig
Single-end handle



LSP1081/EXS3A
Griff einendig
Single-end handle



LSP1081/EXD5
Griff doppelendig
double-ended handle



LSP1081/EXD17-23
Griff doppelendig
double-ended handle

Mundspiegelgriffe Griff ohne Spiegel

Mouth mirror handles Handle without mirror



LSP482
US-Gewinde (inch)
für Mundspiegel mit Cone socket

US thread (inch)
for mouth mirrors with cone socket



Standardmodell
in Europa!
Standard model
in Europe!

LSP485
europäisches Gewinde, Ø M2,5

European thread M 2.5 Ø

Raspatorium
Periosteal elevator



LSP1864/24G
4.0mm/4.0mm
GLICKMAN



LSP1865
5.0mm/5.0mm
FREER



LSP1867PR/3
5.0mm/11.0mm
PRICHARD



LSP1868/9
4.5mm/8.5mm
MOLT



LSP1868/89
8.5mm/4.5mm
MALO/BUSER

Scharfe Löffel
Bone curettes



LSP1145/88
5.0mm / 5.0mm



LSP1145/84
2.2mm / 2.3mm



LSP1142/77SC
4.5mm / 7.5mm



LSP1142/78
4.2mm / 4.2mm



LSP1142/24S
4.5mm / 7.5mm

Sinuslift-Instrumente
Sinuslift Instruments

Pinzetten
Tweezers

easy tweezy

Für Zahnärzte mit einem hohen Anspruch an Qualität!
For dentists with high demand for quality!



Stopstift verhindert das Öffnen der Pinzette bei Druck
Stop pin prevents opening of the tweezers by pressure

LSP773C/2
15cm
MERIAM
gerieft / serrated



LSP773A/2
15cm
COLLEGE
gerieft / serrated



Herausragende Qualität!
Outstanding Quality!

LSP773D 
15cm
COLLEGE
mit diamantierten Spitzen /
with diamond-coated tips

Skalpellschalenhalter
Scalpel handle



LSP871A/5 für Klagen / for blades
No. 10.11.12.12D.15.15C



LSP871SK
Skalpellschalenhalter mit Schwenkkopf
dient zur Aufnahme aller gängigen Skalpellschalen der Größen
10.11.12.12D.15.15C
universell in der gesamten Mundhöhle einsetzbar

Scalpel blade handle with pivoting head
serves to hold all common scalpel blades of sizes
10.11.12.12D.15.15C
can be used universally in the entire oral cavity



LIQUIDSTEEL®
passion






Perfekte Ergonomie mit unserer neuen PAD Technik

Das innovative Produktdesign passt sich der Handfläche perfekt an und ermöglicht eine komfortable Führung des Instruments.

Perfect ergonomics with our new PAD technology

The innovative product design adapt perfectly to the palm of the hand and enable the instrument to be guided comfortably.



LSP588 Luxationsinstrument
 grazile/schmale Arbeitsenden, flache Kehlung, halbscharf - für ein einfaches Eindringen in den Parodontalspalt in rotierender Bewegung

LSP588 Luxating instrument
 delicate/narrow working ends, flat flutes, semi-sharp - for easy enter into the periodontal gap in a rotating motion



LSP589 Wurzelheber
 Arbeitsenden etwas stärker wie LSP588 für größere Kraftanwendung in hebelnder Bewegung

LSP589 Root elevator
 Working ends slightly stronger than LSP588 for greater application of force in levering motion



LSP546 Wurzelheber - Pfeilspitze
 leichtes Eindringen in den Parodontalspalt, auch interdental

LSP546 Root Elevator - Arrowhead
 easy enter into the periodontal gap, also interdental

Wurzelheber Bernard

Root elevator Bernard

- schlanke und grazile Arbeitsenden
- die Spitze ermöglicht einen optimalen Zugang in den Alveolspalt - auch interdental
- die Pfeilspitze mit leichter Vertiefung begünstigt eine gute Rotation des Hebels im Alveolspalt
- die abgewinkelte Form (Nr. LSP546/3-A-R bzw. LSP546/3-A-L) ist sehr gut für den posterioren Bereich geeignet

- Narrow, slender working tips
- The tip enters the alveolar cleft and interdental space optimally
- The arrow head includes a slight depression to allow the elevator to rotate well in the alveolar cleft
- The angled version (No. LSP546/3-A-R and LSP546/3-A-L) is very well indicated for the posterior region



LSP546/3-STR
 gerade, 3mm
 straight, 3mm



LSP546/4-STR
 gerade, 4mm
 straight, 4mm



LSP546/4-CUR
 gebogen, 4mm
 curved, 4mm



LSP546/3-A-L
 abgewinkelt, 3mm
 angled, 3mm



LSP546/3-A-R
 abgewinkelt, 3mm
 angled, 3mm



Luxationsinstrumente PASSION

Luxating instruments PASSION

Instrumente zum Durchtrennen der zahnfixierenden Ligamente. Die sehr flache und scharfkantige Form der Arbeitsenden erlaubt ein schonendes Eindringen in den Parodontalspalt. Hier wird das Instrument in ausschließlich rotierender und schneidender Bewegung eingesetzt und dadurch die Alveole schonend erweitert.

Dental instrument to sever tooth-fixed ligaments. The extremely flat and sharp edged form of the working ends allows a very gentle penetration into the periodontal gap. Here, the Luxating Instruments are only used in a rotating and cutting manner and allows a very gentle widening of the alveole.



LSP588/2
gerade, 2mm
straight, 2mm



LSP588/3
gerade, 3mm
straight, 3mm



LSP588/4
gerade, 4mm
straight, 4mm



LSP588A/2
gebogen, 2mm
curved, 2mm



LSP588A/3
gebogen, 3mm
curved, 3mm



LSP588A/4
gebogen, 4mm
curved, 4mm



LSP9588
Luxationsset
Set of Luxating Instruments
Inhalt/Content:
LSP588/2,4 + LSP588A/2,4

Wurzelheber PASSION

Root elevators PASSION



LSP589/2-STR
gerade, 2mm
straight, 2mm



LSP589/3-STR
gerade, 3mm
straight, 3mm



LSP589/4-STR
gerade, 4mm
straight, 4mm



LSP589A/2-CUR
gebogen, 2mm
curved, 2mm



LSP589A/3-CUR
gebogen, 3mm
curved, 3mm



LSP589A/4-CUR
gebogen, 4mm
curved, 4mm