

## Mobile

Höchste Präzision ohne Netzanbindung

### Leistungsstark und mobil

Das Akku-Handstück Q Mobile von Schick vereint erstmalig zwei Welten: Uneingeschränkte Mobilität durch Netzunabhängigkeit und die Qualität eines Schick-Handstücks.

### Ihre Vorteile

- ▶ Höchste Präzisions- und Rundlaufeigenschaften
- ▶ Hohe Leistung von 5,5 Ncm und 30.000 U/min
- ▶ Schnellspannung
- ▶ Drehzahl-/Akku-Kapazitätsanzeige
- ▶ Umschaltbar zwischen Rechts- und Linkslauf
- ▶ Optionales Verbindungskabel zur Trennung von Akkusteuering und Handstück



### Q Mobile

Art.-Nr. 9705

#### Lieferumfang:

Q Mobile Motorhandstück ohne Kabel, Steuereinheit mit integriertem Akku, Ladestation, Transportkoffer



### Sicher und Praktisch

Lieferung und Aufbewahrung im Transportkoffer

### Optional erhältlich

Dank der Gürteltasche kann Q Mobile mit dem Verbindungskabel praktisch am Körper getragen werden. Die Tasche bietet Platz für die Akkusteuering sowie für das Handstück.



#### Gürteltasche (ohne Inhalt)

Art.-Nr. 9654

#### Verbindungskabel für Akku-Handstück

Art.-Nr. 9604

#### Verbindungskabel Q Basic, Q Profi, QUBE LV, C2 Master

Art.-Nr. 9604/1

Technische Daten	
Drehzahlbereich	3.000 - 30.000 U/min
Drehmoment	5,5 Ncm
Nennspannung	90 - 264 Volt
Nennfrequenz	50/60 Hz
Überlastschutz	Elektronisch

Handstück	
Durchmesser	max. 29 mm
Länge	120 mm
Gewicht ohne Kabel	194 g
Antriebssystem	Kollektorloser DC-Motor
Rundlaufgenauigkeit	< 0,02 mm
Spannzangen	Ø 2,35 mm (Standard) Ø 3,0 mm (Optional)
Werkzeugwechsel	Schnellspannung
Akku	
Breite	71 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	43 mm
Gewicht	250 g
Kapazität	3.500 mAh