

## HS-PROPHYLAXE PULVER

Geeignet für alle handelsüblichen Prophylaxe-Systeme



PRODUKT		HS-Acclean Prophylaxe Pulver	HS-Acclean Prophylaxe Pulver Perio	HS-Acclean Prophylaxe Pulver Perio Plus
ARTIKELNUMMER		5723828 - Mint 5723827 - Lemon	5723826	9883899
BESCHREIBUNG		Sanfte Entfernung von Verfärbungen <ul style="list-style-type: none"> <li>für Standard-Prophylaxe</li> <li>Entfernung den Biofilm von natürlichen Zähnen</li> <li>Kein Polieren erforderlich</li> </ul>	Sanfte Entfernung von Verfärbungen <ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger schmerzhaft durch die Partikelgröße</li> <li>Entfernung des gingivalen Biofilms und in tiefen Taschen</li> <li>Kein Polieren erforderlich</li> </ul>	Sanfte Entfernung von Verfärbungen <ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger schmerzhaft durch die Partikelgröße</li> <li>Entfernung des gingivalen Biofilms und in tiefen Taschen</li> <li>Kein Polieren erforderlich</li> <li>Nicht kariogen</li> </ul>
INHALT		250g	100g	100g
GESCHMACK		Mint	Neutral	Neutral
		Lemon		
MATERIALIEN		Sodium Bicarbonate	Glycin	Tagatose
PARTIKELGRÖßE		40µ	25µ	15µ

### KLINISCHE INDIKATIONEN

<b>ZÄHNE</b>	Verfärbungen	✓	✓	✓
	Zahnschmelz	✓	✓	✓
	Weißer Stellen auf dem Zahnschmelz	✗	✓	✓
	Dentin	✗	✓	✓
<b>ZAHNFLEISCH</b>	Zahnfleisch	✗	✓	✓
	Zunge und Gaumen	✗	✓	✓
<b>RESTAURATIONEN</b>	Komposite	✗	✓	✓
	Glass Ionomer	✗	✓	✓
<b>IMPLANTATE</b>	Implantate und Mukositis	✗	✓	✓
<b>KIEFERORTHOPÄDIE</b>	Brackets und Zubehör	✗	✓	✓
<b>SUPRAGINGIVAL</b> (über dem Zahnfleisch)		✓	✓	✓
<b>SUBGINGIVAL</b> (unter dem Zahnfleisch)		✗	✓	✓

PARABEN-FREI | GLUTEN-FREI | LACTOSE-FREI | VEGAN