

**3M ESPE**

## Universalmischgerät für Dentalmaterialien in Kapseln



- Einfache Handhabung
- Solide Technik
- Praxisgerechtes Design



## Anwendungsorientierte Technik im funktionellen Design

- Der praktische Schnellverschluss erleichtert das Einlegen und Entnehmen der Kapsel.
- Die Mischzeit kann frei gewählt werden (1 – 39 Sekunden). Neben den bereits eingespeicherten Festzeiten (10 und 15 Sekunden) können vier Folientasten frei programmiert werden.
- Vibrationsfreier und leiser Lauf durch solide Bauweise.
- Mit bedienungs- und reinigungsfreundlicher Folientastatur.

# CapMix™

## Universalmischgerät für Dentalmaterialien in Kapseln



Schnellverschluss



### Technische Daten:



**Betriebsspannung:**

120V, 230V, 50/60 Hz, eingestellte Spannung siehe Typenschild

**Leistungsaufnahme:**

ca. 330 VA

**Abmessungen:**

Tiefe 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 160 mm

**Gewicht:**

3750 g

**Kapseln:**

Durchmesser max. 19 mm, Gesamtlänge max. 59 mm, Länge ohne Röhrchen max. 38 mm, Gewicht max. 7g

### Bestellinformationen:

---

<b>76 190</b>	<b>1 CapMix-Kapselmischgerät</b>
---------------	----------------------------------

230 V/50 Hz EU

---

<b>76 191</b>	<b>1 CapMix-Kapselmischgerät</b>
---------------	----------------------------------

230 V/50 Hz CH

---

<b>94 1264</b>	<b>1 Kapselhalter Montageset</b>
----------------	----------------------------------

---

**3M ESPE**

3M ESPE AG  
ESPE Platz  
D-82229 Seefeld  
Freecall: 0800-2 75 37 73  
Freefax: 0800-3 29 37 73  
E-Mail: [info3mespe@mmm.com](mailto:info3mespe@mmm.com)  
Internet: <http://www.3mespe.com>

3M (Schweiz) AG  
3M ESPE Dental Products  
Eggstrasse 93  
CH-8803 Rüschlikon  
Tel. (01) 724 93 31  
Fax (01) 724 90 34  
Internet: [www.3MESPE.com/ch](http://www.3MESPE.com/ch)

3M Österreich AG  
Brunner Feldstraße 63  
A-2380 Pertoldsdorf  
Tel. (01) 8 66 86-434  
Fax (01) 8 66 86-330  
E-mail: [dental-at@mmm.com](mailto:dental-at@mmm.com)

3M, ESPE, CapMix sind  
Warenzeichen von  
3M oder 3M ESPE AG.

©3M 2004

70200949082/01 (05.2004)