

Sinterempfehlung Zirlux 16+ pre shaded

Für Dentsply Sirona inLab Prosinter / inFire HTC speed Standardprogramm

Programmschritt	Aufheizrate (°C/min)	Temperatur (°C)	Haltezeit (min.)
Schritt 4	10	100	0
Schritt 3	8	800	0
Schritt 2	2	1530	120
Schritt 1	5	1200	30

Für Dentsply Sirona inLab Prosinter / inFire HTC speed Schnellsinterprogramm für Einzelkronen und max. 3gl. Brücken

Programmschritt	Aufheizrate (°C/min)	Temperatur (°C)	Haltezeit (min.)
Schritt 4	50	200	0
Schritt 3	4	1530	30
Schritt 2	3	1300	0
Schritt 1	50	1150	30

Sinterempfehlung Zirlux Anterior Multi

Für Dentsply Sirona inLab Prosinter / inFire HTC speed Standardprogramm

Programmschritt	Aufheizrate (°C/min)	Temperatur (°C)	Haltezeit (min.)
Schritt 4	8	200	0
Schritt 3	4	1450	120
Schritt 2	2	1300	0
Schritt 1	8	1150	30

Für Dentsply Sirona inLab Prosinter / inFire HTC speed Schnellsinterprogramm für Einzelkronen und max. 3gl. Brücken

Programmschritt	Aufheizrate (°C/min)	Temperatur (°C)	Haltezeit (min.)
Schritt 4	50	200	0
Schritt 3	4	1450	60
Schritt 2	3	1300	0
Schritt 1	30	1150	30

Sinterempfehlung Zirlux Complete/Esthetic TR

Für Dentsply Sirona inLab Prosinter / inFire HTC speed Standardprogramm

Programmschritt	Aufheizrate (°C/min)	Temperatur (°C)	Haltezeit (min.)
Schritt 4	8	200	0
Schritt 3	4	1480	120
Schritt 2	2	1300	0
Schritt 1	8	1150	30