



CAD/CAM FÜR DIE PRAXIS

# CEREC. GEMACHT, UM ZU BEGEISTERN.



SIRONA.COM

The Dental Company

**sirona**.



„WER EINMAL CEREC ENTDECKT HAT, WILL NICHT MEHR ANDERS BEHANDELN.“

Seit fast 30 Jahren ist CEREC eine durchgehende Erfolgsstory – weltweit. Ständige Investitionen in die Weiterentwicklung und der enge Kontakt mit den CEREC-Anwendern sind wichtig und zahlen sich aus. Zum Beispiel in der puderfreien CEREC Omnicam für Aufnahmen in natürlichen Farben. Oder in einer immer ausgereifteren Konstruktionssoftware mit Berücksichtigung der Artikulation sowie speziellen Designmöglichkeiten für die Frontzähne, die wir als „Smile Design“ bezeichnen. Die digitale Zahnheilkunde von heute ist noch besser und kompletter denn je. Selbst die Chairside-Implantologie ist mit CEREC längst keine Zukunftsvision mehr.

Denn als globale Nummer 1 in der digitalen Zahnheilkunde verfolgen wir bei Sirona ein klares Ziel: die bestmögliche CAD/CAM-Lösung für jeden einzelnen Zahnarzt und seine individuellen Ansprüche. Und damit sich die auch wirklich jeder leisten kann, haben wir aktuell unser Produktsortiment breiter aufgestellt. Zwei Kamerälösungen und drei verschiedene Schleifeinheiten machen es Ihnen noch leichter, mit CEREC die richtige Entscheidung für Ihre Praxis zu treffen.

**Dr. Joachim Pfeiffer**  
Vice President Dentale CAD/CAM-Systeme



ZUM SIRONA-UNTERNEHMENSFILM

### INFO-BOX „DIGITALE EXTRAS“.



**BILDERGALERIE** – Hier dürfen Sie gern genauer hinschauen.



**360°-ANSICHT** – Das können Sie drehen und wenden wie Sie wollen.



**VIDEO** – Player an. Film oder Animation ansehen.



**DOWNLOAD** – Laden Sie die gewünschten Daten direkt auf Ihren Rechner.




**WEB-LINK** – Entdecken Sie weiterführende Internetseiten.



**PAGE-LINK** – Springen Sie direkt auf die gewünschte Seite.







Die Artikulator-Funktion der CEREC-Software hilft Ihnen, die korrekte funktionelle Okklusion zu verbessern.



Versorgen Sie ganz bequem Implantate chair-side – in nur einer Sitzung.



BILDERGALERIE  
CEREC-SOFTWARE

# CEREC. GEMACHT, UM ZU BEGEISTERN.



CEREC-FILM

CEREC ist das beliebteste CAD/CAM-System weltweit und nahezu ohne Konkurrenz. Und noch mehr als das. CEREC ist vor allem eines: ein ganz besonderes Gefühl der Behandlung. Für Zahnärzte und Patienten. Gehen Sie den nächsten Schritt in die dentale Zukunft: Einzigartiges Scannen, intuitive Softwarebedienung und effizientes Schleifen bei voller Materialvielfalt machen es möglich. **Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.**



# CEREC. WENN SCHLEIFEN ZUR PRAXIS-ATTRAKTION WIRD.

Das einzigartige CAD/CAM-System CEREC ist mehr als nur ein Hingucker: Über 98 % aller Patienten beurteilen die Behandlungsergebnisse mit „sehr gut“ oder „gut“. Das spricht sich herum – und Sie sind schon bald in aller Munde.



Puderfreies Abformen, das Eindruck hinterlässt.



Patientenindividuelle Ergebnisse auf einen Klick.





# EINES IST SICHER: CEREC UND SIE.

Über 28 Jahre Erfahrung für einen guten Grund: Mit CEREC von Sirona haben Sie von der Aufnahme bis zur fertigen Restauration alles unter Kontrolle. Dafür sorgen unter anderem eine einfache Prozessdurchführung und die ausgereifte Software. Und so kommen Sie zu klinisch sicheren Ergebnissen ohne Überraschung.

**>250**

wissenschaftliche Studien  
zur klinischen Sicherheit

Nachgewiesene  
Langzeitstabilität von ca.

**95%\***

**>28  
MILLIONEN**

eingesetzte  
Restaurationen



BROSCHÜRE "KLINISCHE  
STUDIEN" ZUM DOWNLOAD



# STIMMEN ZU CEREC:



ZU DEN VERANSTALTUNGS-  
TERMINEN



„JETZT FRAGEN MICH DIE PATIENTEN NACH DEM NÄCHSTEN BEHANDLUNGSTERMIN. UND NICHT UMGEKEHRT.“

Dr. Gordon Boyle,  
Kirkintilloch, Großbritannien  
CEREC-Anwender seit 2010  
Sechs Fälle pro Woche



„CEREC ERMÖGLICHT ES MIR, GENIALE FORMEN INDIVIDUELL PASSEND ZU KREIEREN, UND DAS JEDERZEIT.“

Dr. Stéphane Kassel,  
Belleville-sur-Meuse, Frankreich  
CEREC-Anwender seit 2010



„ICH LASSE MEINE PATIENTEN GRUND-SÄTZLICH BEIM DESIGN IHRER KRONEN ZUSCHAUEN. WENN ES ETWAS GIBT, DAS ZEIGT, WIE MODERN MEINE PRAXIS IST, DANN IST ES CEREC.“

Dr. Elsa Bettoni,  
Locarno, Schweiz  
CEREC-Anwenderin seit 2010




„ALS KRONEN-MASCHINE LEISTET CEREC EINEN WESENTLICHEN BEITRAG ZUR FINANZIELLEN GESUNDHEIT MEINER PRAXIS.“

Dr. Günter Fritzsche,  
Hamburg, Deutschland  
CEREC-Anwender seit 1989  
Drei Fälle pro Tag



„IN DREI MINUTEN INDIVIDUELLE RESTAURATIONEN KONSTRUIEREN. SCHNELLER GEHT ES NICHT. UND EXAKTER AUCH NICHT.“

Dr. Tomoko Takeda,  
Tokio, Japan  
CEREC-Anwenderin seit 2005  
Zwei Fälle pro Tag



„ICH WILL MEINEN BEHANDLUNGSERFOLG SELBST KONTROLLIEREN. AM BESTEN MIT INNOVATIVER TECHNIK.“

Dr. Bernhild-Elke Stammitz,  
Langen, Deutschland  
CEREC-Anwenderin seit 2004  
Bis zu sechs Fälle pro Tag



ZUM SIRONA-SOCIAL-  
MEDIA-NEWSROOM



DIE INTERVIEWS IN  
VOLLER LÄNGE

# CEREC CHAIRSIDE: BEHANDELN IN EINER SITZUNG.

Warum sich CEREC so gut in Ihre Praxis integrieren lässt? Weil es genau dort stattfindet. Mit CEREC kommen Sie schnell, sicher und vor Ort zum Wunschergebnis: zu ästhetischen Restaurationen. Und noch ein Ziel erreichen Sie mit CEREC spielend: Die Wertschöpfung bleibt dort, wo sie hingehört – in Ihrer Praxis.


## AUFNEHMEN IN 2 MINUTEN\*

Während der Aufnahme profitieren Sie mit der CEREC Omnicam oder CEREC Bluecam von den zwei besten Kamerasystemen am Markt. Oder anders: von einfacher Handhabung und klinisch sicheren Ergebnissen.



## KONSTRUIEREN IN 2 MINUTEN\*

Für das Konstruieren müssen Sie kein Computerprofi sein: Die intuitive Bedienung und transparente Abläufe machen es Ihnen so einfach wie noch nie.



## SCHLEIFEN IN 11 MINUTEN\*

Von der digitalen Abformung bis zum Ausschleifen sind alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt. Und damit Sie alles individuell auf Ihren Bedarf abstimmen können, haben Sie die Wahl zwischen drei hochpräzisen CEREC-Schleifeinheiten mit unterschiedlicher Indikationsvielfalt.



„UND WAS  
GEHT NOCH?“

Sie sind offen für mehr? CEREC ist es auch. Entdecken Sie alle Möglichkeiten: willkommen in der Zukunft Ihrer Praxis.

## SIRONA CONNECT FÜR MEHR INDIKATION

Holen Sie sich mit der digitalen Abformung die volle Indikationsbreite und höchste zahntechnische Ästhetik direkt aus dem Labor.


**>>> VORWÄRTS BLÄTTERN ZU  
SIRONA CONNECT**



## INTEGRIERTE IMPLANTOLOGIE MIT 3D-RÖNTGEN

Mit CEREC und einem Sirona-3D-Röntgengerät Implantate chirurgisch und prothetisch simultan planen und per Bohrschablone exakt umsetzen: Profitieren Sie dadurch von einem einfachen Workflow und letztlich von weniger Sitzungen.

**>>> VORWÄRTS BLÄTTERN ZUR  
INTEGRIERTEN IMPLANTOLOGIE**





# CEREC. FÜR JEDEN DAS RICHTIGE.

Alle Bestandteile des CEREC-Portfolios können flexibel und ganz nach Ihren Wünschen miteinander kombiniert werden. Auf der Grundlage unserer langjährigen Erfahrung haben wir für Sie drei Konfigurationspakete zusammengestellt, die Ihnen die Entscheidung noch leichter machen werden. Die Software-Features kommen dabei je nach Zusammenstellung stärker zum Einsatz.

**CLASSIC**

**CEREC AC mit CEREC Bluecam + CEREC MC**

Für die Praxis mit Fokus auf Chairside-Einzelzahnversorgungen. Es bietet den günstigsten Einstieg in die Welt von CEREC.

**ADVANCED**

**CEREC AC mit CEREC Omnicam + CEREC MCX**

Für die Praxis mit komplettem Chairside-Angebot und der Option auf mehr – zum Beispiel Implantologie.

**PREMIUM**

**CEREC AC mit CEREC Omnicam + CEREC MC XL Premium Package**

Für die Praxis mit Praxislabor. Es bietet ein komplettes Indikationsspektrum und alle Chair- und Labside-Materialien.



CLASSIC



BILDERGALERIE  
ANWENDUNGSBREITE  
CEREC MC



ANWENDUNGSBREITE:

- Inlays, Onlays, Kronen, Veneers
- Große Auswahl an Chairside-Materialien
- Blockgröße bis 20 mm

# CEREC CLASSIC: DAS CAD/CAM- SYSTEM FÜR EINSTEIGER.

Sie sind CAD/CAM-Einsteiger oder legen besonderen Wert auf die schnelle Amortisation? Sie möchten in erster Linie vollanatomische Einzelzahnrestaurationen durchführen? Dann machen Sie mit CEREC Classic alles richtig.

- Fokus auf vollanatomische Einzelzahnrestaurationen
- Tausendfach bewährte Messaufnahmen
- Günstiger Einstieg in CEREC



CEREC AC mit CEREC Bluecam

CEREC MC



# DAS KANN CEREC CLASSIC:



**TAUSENDFACH BEWÄHRTE PRÄZISION**  
Die CEREC Bluecam arbeitet schrittweise mit Einzelaufnahmen, die mit hoher Präzision zu einem Modell verrechnet werden.

**SCHNELLE MESSAUFNAHMEN**  
Die kurze Bilderfassungszeit der CEREC Bluecam ist die Basis für verwicklungsfreie Aufnahmen.

**EINFACHE BEDIENUNG**  
Die CEREC Bluecam erkennt selbstständig den optimalen Aufnahmepunkt und löst automatisch für Sie aus.

**VOLLANATOMISCHE EINZELZAHNRESTAURATIONEN**  
Ob Inlay, Onlay, Kronen oder Veneers – Sie können alle vollanatomischen Einzelzahnrestorationen bis zu 20 mm Blockgröße erstellen.

**KLINISCHE PRÄZISION**  
Mit der CEREC MC erzielen Sie absolut präzise Ergebnisse. Für eine Krone benötigen Sie beispielsweise circa 16 Minuten.

**WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG**  
Die CEREC MC ist Ihr CAD/CAM-Einstieg zu einem attraktiven Preis.

<p><b>CEREC Bluecam</b> BEWÄHRT UND EFFIZIENT</p> <hr/> <p>Einfache Bedienung, bewährte Bluecam-Technologie und schnell: Mit der CEREC Bluecam scannen Sie beschichtete Oberflächen im Handumdrehen und überzeugen insbesondere im Einzelzahnbereich durch Präzision und Effizienz.</p>	+	<p><b>CEREC MC</b> DIE WIRTSCHAFTLICHE BASISLÖSUNG FÜR DIE EINZELZAHNVERSORGUNG</p> <hr/> <p>Die CEREC MC ist für die Einzelzahnversorgung optimal geeignet. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie zur idealen Schleifeinheit für CAD/CAM-Einsteiger.</p>
---	---	---



PRODUKTDATENFLYER  
ZUM DOWNLOAD



ADVANCED




# CEREC ADVANCED: DAS SYSTEM FÜR ALLE, DIE MEHR WOLLEN.

Sie möchten neben vollanatomischen Einzelzahnrestaurationen auch Brücken und Abutments erstellen? Sie wollen puderfrei abformen? Dann ist CEREC Advanced Ihre erste Wahl.

- Komplettes Chairside-Spektrum
- Ausbaufähig auf Laborindikationen
- Puderfrei in Farbe abformen



# DAS KANN CEREC ADVANCED:



**UNÜBERTROFFENE HANDHABUNG**  
durch schlankes Design und kleinen Kamerakopf.

**PUDERFREIES ABFORMEN**  
Beschichtungsfreie Aufnahmen ersparen einen zusätzlichen Arbeitsschritt, reduzieren die Lernkurve und erhöhen den Patientenkomfort.

**IN FARBE**  
Die natürliche Farbwiedergabe hilft bei der Differenzierung zwischen Präparationsrand und Gingiva.



**KOMPLETTES CHAIRSIDE-SPEKTRUM**  
Greifen Sie auf das komplette Chairside-Spektrum bis 40 mm zu, inklusive Brücken, Abutments und Bohrschablonen.

**PRÄZISE UND SCHNELL**  
Schleifen in Höchstgeschwindigkeit – für eine Krone benötigen Sie beispielsweise gerade einmal circa 11 Minuten.

**AUSBAUFÄHIG**  
Sie haben mit der inLab-Software jederzeit die Option auf Laborindikationen (inklusive Fräsen\* von Zirkonoxid/Kunststoff)

<p><b>CEREC Omnicam</b> PUDERFREI UND IN FARBE</p>	+	<p><b>CEREC MC X</b> FÜR DAS KOMPLETTE CHAIRSIDE-SPEKTRUM</p>
<p>Eine echte Verstärkung für Ihre Praxis: puderfreies Abformen, unübertroffene Handhabung und präzise 3D-Aufnahmen in natürlicher Farbe! Die CEREC Omnicam macht Ihnen das Aufnehmen so leicht, intuitiv und ergonomisch wie nie.</p>		<p>Die CEREC MC X sorgt in wenigen Minuten für professionelle Ergebnisse mit einer Lehrbuchgenauigkeit von ± 25 µm. Und das für alle Indikationen (Inlays, Onlays, Kronen, Veneers und Brücken) und Materialien (von Feldspat-/Glaskeramik über Lithiumdisilikat bis hin zu transluzentem Zirkonoxid).</p>



**PRODUKTDATENFLYER  
ZUM DOWNLOAD**


\* Ab Juni 2013 verfügbar.



PREMIUM



ZUM DREHEN KLICKEN



**BILDERGALERIE  
ANWENDUNGSBREITE  
CEREC MC XL  
Premium Package**



**ANWENDUNGSBREITE:**

- Inlays, Onlays, Kronen, Veneers, Brücken, Abutments, Bohrschablonen; zusätzlich: alle Laborindikationen
- Alle CAD/CAM-Materialien (Keramik, Kunststoff, Zirkonoxid, Metall)
- Schleifen und Fräsen\*
- Blockgröße bis 85 mm

CEREC AC

CEREC AC mit CEREC Omnicam

CEREC MC XL Premium Package

# CEREC PREMIUM: DAS SYSTEM FÜR DEN ZAHNARZT MIT PRAXISLABOR.

Holen Sie sich die volle Restaurations- und Materialvielfalt der CEREC- und inLab-Software von Sirona in die Praxis. Verarbeiten Sie chairside unter anderem Inlays, Onlays, Kronen, Veneers oder individuelle Abutments. Zusätzlich können Sie in Ihrem Praxislabor Zirkonoxidbrücken, Stege, Geschiebe und NEM-Restaurationen fräsen\* bzw. schleifen.

- Für die Praxis mit Praxislabor
- Komplettes CAD/CAM-Spektrum an Indikationen und Materialien
- Komfort bei der Aufnahme (puderfrei und in Farbe) und beim Schleifen/Fräsen\* (Touchdisplay)



# DAS KANN CEREC PREMIUM:



**UNÜBERTROFFENE HANDHABUNG**  
durch schlankes Design und kleinen Kamerakopf.

**PUDERFREIES ABFORMEN**  
Beschichtungsfreie Aufnahmen ersparen einen zusätzlichen Arbeitsschritt, reduzieren die Lernkurve und erhöhen den Patientenkomfort.

**IN FARBE**  
Die natürliche Farbwiedergabe hilft bei der Differenzierung zwischen Präparationsrand und Gingiva.

**KOMPLETTES PRAXIS- UND LABORSPEKTRUM**  
inklusive Fräsen\* von Zirkonoxid und Kunststoff sowie Schleifen von Metall.

**SCHNELL UND PRÄZISE**  
Für eine typische Krone benötigen Sie nur circa 11 Minuten.

**KOMFORT**  
Schleifen und fräsen\* Sie ganz bequem mit vier Motoren und einem bedienerfreundlichen Touchdisplay.



<p><b>CEREC Omnicam</b> PUDERFREI UND IN FARBE</p>	+	<p><b>CEREC MC XL Premium Package</b> VOLLES INDIKATIONSSPEKTRUM MIT CAD/CAM</p>
<p>Eine echte Verstärkung für Ihre Praxis: puderfreies Abformen, unübertroffene Handhabung und präzise 3D-Aufnahmen in natürlicher Farbe! Die CEREC Omnicam macht Ihnen das Aufnehmen so leicht, intuitiv und ergonomisch wie nie.</p>		<p>Mit der CEREC MC XL Premium Package schleifen oder fräsen* Sie alle CEREC- oder inLab-Indikationen und -Materialien, ganz gleich ob Brückengerüste, individuelle Abutments, Teleskope, Stege oder Geschiebe.</p>



PRODUKTDATENFLYER  
ZUM DOWNLOAD




\* Ab Juni 2013 verfügbar.

# DIE CEREC SOFTWARE 4.2: DIE BASIS FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE.

Aufnehmen, einzeichnen, fertig: So einfach kann Konstruieren sein. Das übergreifende Bindeglied zur optimalen Restauration, die CEREC Software 4.2, glänzt mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und -führung, direktem Arbeiten am Zahn und der Möglichkeit multipler Restaurationen. Dabei ist der Konstruktionsablauf für alle Indikationen gleich und Sie kommen schnell und einfach zur passenden Restauration.



MEHR ERFAHREN AUF [SIRONA.DE](http://SIRONA.DE)

AUFNEHMEN	EINZEICHNEN	FERTIG	SCHLEIFEN
des Präparations- und Gegenkiefers mit der CEREC Omnicam oder CEREC Bluecam. Die Bissregistrierung wird über eine bukkale Aufnahme erfasst. Fehlende Informationen können zusätzlich aufgenommen werden.	des Präparationsrandes mit wenigen Klicks – die Software hilft beim Markieren und unterstützt Sie mit schwenkbarer 3D-Ansicht.	Der biogenerische Erstvorschlag mit naturgetreuen Okklusalkontakten erfolgt in der Software automatisch.	Die Restauration wird zur Optimierung der farblichen* Gestaltung vor dem Schleifen im Block visualisiert.
			

## KONSTRUIEREN MIT DER CEREC SOFTWARE 4.2:

### INTUITIVE BENUTZER-OBERFLÄCHE

Übersichtliche Gestaltung und intuitiv verständliche Bildsprache machen es möglich: Die klare Benutzerführung zeigt jederzeit, wo man ist und was Schritt für Schritt zu tun ist. Es stehen jeweils genau die Bedienelemente zur Verfügung, die benötigt werden.

### DIREKTES ARBEITEN AM ZAHN

Nehmen Sie Anpassungen problemlos an der virtuellen Restauration vor: einfach Ihr bevorzugtes Werkzeug auswählen, die Restauration wie gewünscht anpassen – und fertig. Sie arbeiten intuitiv direkt am Zahn und behalten jederzeit die volle Kontrolle.

### MULTIPLE RESTAURATIONEN

Arbeiten Sie je nach Behandlungssituation effektiv und gleichzeitig an mehreren Restaurationen. Bei einer kompletten Frontzahnsanierung können Sie zum Beispiel Kronen, Veneers oder Brücken parallel entwerfen. Die Werkzeuge lassen sich sogar symmetrisch auf den kontralateralen Zähnen in zwei Quadranten anwenden. Das Resultat: höchst ästhetische Ergebnisse und begeisterte Patienten.


\* Bei polychromatischen Blöcken.



# CEREC SOFTWARE 4.2: ENTDECKEN SIE WEITERE MÖGLICHKEITEN.


## CEREC-BIOGENERIK:

CEREC-Biogenetik revolutioniert die Okklusionsgestaltung. Das einzigartige Verfahren analysiert genetisch gespeicherte Informationen im Patientengebiss. Und Sie können so auf wissenschaftlicher Basis mit einem Klick eine patientenindividuelle Zahnrestauration naturgetreu rekonstruieren.



## VIRTUELLE ARTIKULATION:

Mit der Artikulator-Funktion ermitteln Sie neben den statischen auch die dynamischen Kontaktflächen und verbessern die korrekte funktionelle Okklusion. Die Software zeigt die kompletten Bewegungsbahnen an. Mit den Werkzeugen greifen Sie individuell ein und entfernen per Mausclick Frühkontakte in der Okklusion.




## MIT CEREC Blocs C In DEN SCHMELZ IMITIEREN:

Der CEREC Blocs C In mit schmelzüberzogenem, integriertem Dentinkern bildet gemeinsam mit der Software 4.2 ein unschlagbares Team für Chairside-Frontzahnvollkeramik-Kronen. Die CEREC-Software unterstützt die sichere Farbwahl, positioniert die Restauration im Block optimal und macht die manuelle Verblendung unnötig. Die Folge: naturgetreue Frontzähne auf Knopfdruck.



## INCISAL VARIATION:

Incisal Variation unterstützt Sie bei der ästhetischen Gestaltung von Frontzähnen: Verfeinern Sie ganz bequem mit einem Klick biogenerisch erzeugte Makrostrukturen um Wachstumslinien in Form von Mikrostrukturen. Oder anders: Sie verbessern bequem die Oberflächenstruktur für eine natürliche Erscheinung.



## CHAIRSIDE-VERSORGUNG VON IMPLANTATEN:

Versorgen Sie Implantate chairside – in nur einer Sitzung. Dazu scannen Sie die Scanbodies auf bereits gesetzten Implantaten direkt im Patientenmund, konstruieren anschließend direkt verschraubte Kronen oder individuelle Abutments und gehen danach in die Fertigung über.



## VOLLANATOMISCHE UND VERBLENDFREIE RESTAURATIONEN:

Erzielen Sie mit der CEREC-Software und transluzentem Zirkonoxid (inCoris TZI) hochästhetische Ergebnisse bei gleichzeitig millionenfach bewährter Prozesssicherheit. Das bedeutet für Sie optimale Indikationsvielfalt, besonders in Sondersituationen.

- Kein Abplatzen
- Kein Verblenden



## DAS NEUE SMILE-DESIGN:


Konstruieren und Beraten in einem: Digitale 2D-Fotos Ihrer Patienten können per Smile-Design-Button in die Konstruktionssoftware geladen werden. Sie werden virtuell mit Ihren 3D-Konstruktionsdaten vereint. Diese Ansicht ermöglicht Ihnen und Ihren Patienten eine Vorschau auf das spätere Ergebnis.



MEHR ERFAHREN IN TUTORIALS

# SIRONA Connect: IHR DIREKTER DRAHT INS LABOR.

Mit CEREC gibt es nichts, was Sie nicht können. Selbst wenn Sie es nicht alleine können. Sie können zum Beispiel das Provisorium mit CEREC fertigen und darüber hinaus die Vorteile der digitalen Abformung auch für die Zusammenarbeit mit Ihrem Labor nutzen: Senden Sie Aufträge wie mehrgliedrige Brücken bequem per Internet an Ihren Zahntechniker. So bedeutet Sirona Connect für Sie die perfekte Ergänzung zu CEREC.



So sind Sie auch unterwegs über Ihre Restaurationen auf dem Laufenden: die iPad- und iPhone-App für Sirona Connect.



Bequem und kostenfrei: Nutzen auch Sie den kostenlosen und direkten Datentransfer.



**JETZT WECHSELN ZU**  
[sirona-connect.de](http://sirona-connect.de)



#### DIE VORTEILE FÜR CEREC-ANWENDER:

##### PERFEKT

für alle verblendeten Einzelzahnversorgungen und Brücken, zum Beispiel aus Zirkonoxid, Edel- und Nichtedelmetall

##### IDEAL

für ästhetisch geschichtete Frontzahnrestaurationen aus dem Labor




# IMPLANTIEREN MIT SIRONA.

Die Verbindung des CEREC-Workflows mit den dreidimensionalen Aufnahmen unserer 3D-Röntgen-Familie bedeutet mehr Sicherheit für Einsteiger und Profis: Die integrierte Implantologie macht es Ihnen erstmals möglich, Implantate chirurgisch und prothetisch simultan zu planen und per Bohrschablone exakt umzusetzen – und die Wertschöpfung bleibt in Ihrer Praxis.




ZUM INTEGRIERTE  
IMPLANTOLOGIE-FILM




ORTHOPHOS XG 3D

## RESTAURATIONS- PLANUNG



Planen und Exportieren des fertigen, individuellen Restaurationsvorschlags mit Weichgewebsinformationen.

## CHIRURGISCHE PLANUNG



Zusammenführung der CEREC-Daten mit dem 3D-Röntgenscan. Hier erfolgt die Befundung und Implantatplanung. Die exakte Darstellung des Nervenkanals verleiht Ihnen dabei noch mehr Sicherheit.

## UMSETZUNG MITTELS BOHRSCHABLONE



Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung: die Bohrschablone einfach und kostengünstig innerhalb eines Tages selbst inhouse herstellen (CEREC Guide) oder bei SICAT bestellen (Beispiel in Abbildung).

## IMPLANTATVERSORGUNG



Die finale Versorgung mit CEREC oder inLab: Das Design von Abutment und Krone geschieht in einem Arbeitsschritt. Dabei sind natürlich auch direktverschraubte Kronen kein Problem.

### IHRE VORTEILE:

#### ZEIT- UND KOSTENERSPARNIS

durch weniger Sitzungen, weniger Arbeitsaufwand und die Inhouse-Fertigung Ihrer Bohrschablonen (CEREC Guide).

#### MEHR SICHERHEIT

bei Diagnose, Planung, Beratung und beim Implantieren mit Hilfe der Bohrschablone.

#### EINFACHER WORKFLOW

dank reibungslos aufeinander abgestimmter Prozesse zwischen den Sirona-Komponenten.

#### HÖHERE THERAPIEAKZEPTANZ

durch Visualisierung der Implantatplanung bis zur fertigen Restauration und somit die aktive Integration des Patienten.



JETZT WECHSELN ZU  
[integrierte-implantologie.de](http://integrierte-implantologie.de)



ZUM CEREC GUIDE-FILM

# CEREC CLUB SELECT & PLUS: WEIL SICH SICHERHEIT AUSZAHLT.

Mit der neuen Servicegeneration von Sirona, dem CEREC Club Select, haben auch Sie die Möglichkeit, Ihr CEREC-System kontinuierlich weiterzuentwickeln. Als Club-Mitglied halten Sie ganz sicher Ihre Investitionen automatisch up to date und profitieren von exklusiven Garantie- und Serviceleistungen. Wenn Sie nach drei Jahren Mitgliedschaft im CEREC Club Select weiterhin zum günstigsten Preis auf dem neuesten Stand bleiben wollen, empfehlen wir den CEREC Club Select Plus.

## UNSERE EXKLUSIVEN LEISTUNGEN FÜR CLUB-MITGLIEDER:

### CEREC CLUB SELECT FÜR DIE JAHRE EINS BIS DREI

In den ersten drei Jahren nach Installation Ihres Gerätes profitieren Sie als Club-Mitglied von folgenden Leistungen:

- Alle CEREC-Software-Updates und -Upgrades
- Verlängerte Garantieleistung: Sie erhalten zusätzlich zur einjährigen Herstellergarantie eine Teilegarantie für zwei weitere Jahre
- Drei kostenlose Kits zur jährlichen Wartung Ihrer Schleifmaschine
- Sechs Monate kostenloser Zugang zu einer Online-Trainingsplattform

### CEREC CLUB SELECT PLUS FÜR DIE JAHRE VIER BIS SECHS

Verlängern Sie als CEREC-Club-Select-Mitglied Ihre Servicevorteile um weitere drei Jahre. Während der dreijährigen Mitgliedschaft profitiert Ihr CEREC-System von folgenden Leistungen:

- Alle CEREC-Software-Updates und -Upgrades
- Ein kostenloser Aufrüst-PC für Ihre CEREC AC während der Club-Mitgliedschaft

#### CEREC CLUB SELECT:

#### INKLUSIVE

aller CEREC-Software-Updates und -Upgrades für die ersten drei Jahre

#### GÜLTIG FÜR

eine Aufnahmeeinheit und bis zu zwei Schleifeinheiten

#### ABSCHLUSSZEITRAUM

bis zu 30 Tagen nach Erstinstallation



MEHR ERFAHREN AUF  
[SIRONA.DE/CEREC-CLUB-SELECT](https://sirona.de/cerec-club-select)



# IMMER EINE INNOVATION VORAUSS!

Als globaler Innovationsführer für dentale Ausrüstungsgüter investieren wir permanent in die Forschung und damit in die Zukunft der modernen Zahnheilkunde. Durch die Vernetzung digitaler Technologien zu integrierten Gesamtlösungen und die Optimierung des Behandlungsworkflows schaffen wir verbesserte Behandlungsergebnisse, mehr Komfort und Sicherheit für den Patienten sowie Zeit- und Kostenersparnis im Praxisalltag. Die Verbindung aus stetiger Innovationskraft und global wachsenden Verkaufs- und Servicestrukturen macht Sirona zum globalen Marktführer, dem zigtausende Praxen und Labore rund um den Globus vertrauen. **Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.**



SIRONA-UNTERNEHMENSFILM



HIER KLICKEN ZUR HÄNDLERSUCHE



#### CAD/CAM-Systeme

Vom Pionier zum neuen Standard. Seit fast 30 Jahren entwickeln wir die digitale Zahnheilkunde und schaffen neue Zukunftsperspektiven für Praxis und Labor.



#### Bildgebende Systeme

Beste Bildqualität bei geringster Dosis. Mehr als 100 Jahre Tradition in der Weiterentwicklung von praxisingerechten Röntgen machen uns zum Innovationspartner Nr. 1.



#### Behandlungseinheiten

Die Visitenkarte moderner Praxen. Wir streben nach der perfekten Einheit aus Ergonomie und Innovation. Individuell abgestimmt auf das Wohl und die Ansprüche von Patient und Zahnarzt.



#### Instrumente

Vorteile, die auf der Hand liegen. Wir achten auf das richtige Gleichgewicht aus bewährter Qualität, individueller Ergonomie und innovativer Technik für behandlerfreundliches Arbeiten.



#### Hygienesysteme

Kompetenz, die Sicherheit gibt. Wenn es um die Hygiene in der Praxis geht, kennen wir keine Kompromisse. Nur Lösungen, die höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.