

BESTELLFORMULAR ZUR REGENERATION VON IONENAUSTAUSCHERN

SICHER • PÜNKTLICH • SCHNELL

Regeneration von Entsalzungspatronen

Zur durchgängigen Qualitätssicherung benötigen Ihre Geräte eine konstant hohe Wasserqualität, die über Wasservollentsalzungspatronen bzw. Teilentsalzungspatronen bereitgestellt wird. Mit zunehmender Verwendung erschöpfen die Patronen und bedürfen einer professionellen Aufbereitung.

Mit dem neuen Konzept zur Regeneration von Entsalzungspatronen verbessern Sie die Qualität Ihres Wassers und sparen Zeit, Geld und Aufwand.



Unser Servicepartner bereitet Ihre Entsalzungspatronen in einer der modernsten Regenerationsanlagen in Deutschland auf. Jede Charge wird im hauseigenen Labor untersucht, auf Leitfähigkeit, Kapazität und TOC-Wert überprüft.

Die Abholung – aller unten aufgeführter Patronentypen – erfolgt innerhalb von kurzer Zeit durch den Mitarbeiter unseres Servicepartners oder einen Logistikpartner.

PREISLISTE IONENAUSTAUSCHER REGENERATION

Art. Nr. 98101 Einzel-Regeneration 15 Liter Volumen	netto 110,00 €
Art. Nr. 98102 Einzel-Regeneration 20 Liter Volumen	netto 130,00 €
Art. Nr. 98012 Einzel-Regeneration DIA 600 5 Liter Volumen	netto 39,00 €
Art. Nr. 98103 Einzel-Regeneration DIA 150 2er Set Preis für 2er Set	netto 39,00 €

Die Preise verstehen sich für 1 Stück zzgl. MwSt. Die Regeneration erfolgt per Abholung in der Praxis bei den großen Patronen (15 u. 20 Liter), wenn die Praxen im erreichbaren Umfeld der Niederlassungen liegen, ansonsten per Versand. Die Regenerationen der kleinen Patronen erfolgt per Versand.

Erfolg verbindet.

FAXANTWORT AN: 06103 - 757 78 87

FREETEL: 0800 - 140 00 44
regeneration@henryschein.de

BESTELLFORMULAR ZUR REGENERATION VON IONENAUSTAUSCHERN

Um die Abwicklung der Regeneration Ihrer Mischbettharzpatrone zu vereinfachen, bitten wir Sie, dieses Formular auszufüllen. Das ausgefüllte Formular legen Sie bitte in Kopie nach Bestellung der einzusendenden Patrone bei.

Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass seine Daten an den Service Partner der Firma Henry Schein, die Firma EnviroFalk GmbH, als ausführende Firma weitergegeben werden.

Praxis

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Land

Telefon für Rückfragen

Meine Henry Schein Niederlassung

Ansprechpartner vor Ort

Datum/Unterschrift

von hier abholen **hierher liefern**

Ersatzpatrone ja **nein**
für die Zeit der Ionenaufbereitung € 25,- (**Art. Nr. 98105**)

Art. Nr. 98101 Einzel-Regeneration 15 Liter Volumen	Anzahl:	
Art. Nr. 98102 Einzel-Regeneration 20 Liter Volumen	Anzahl:	
Art. Nr. 98012 Einzel-Regeneration DIA 600 5 Liter Volumen	Anzahl:	
Art. Nr. 98103 Mischharz Patrone M40. Ca. 0,7 Liter 2 Set	Anzahl:	
Ab wann ist die Patrone abholbereit?	Datum:	
Abholung möglich:	Mo von bis	Di von bis
	Mi von bis	Do von bis
	Fr von bis	
Ist die Praxis in den nächsten zwei Wochen geschlossen?	Falls ja (von/bis)	
Anschließen und Abklemmen der Ionenaustauscher durch den Service-partner? (Art. Nr. 98104 / Zusatzkosten von € 25,-)	ja	nein

Bitte beachten Sie die Hinweise für den sicheren Versand in der Bedienungsanweisung Ihrer Wasser-Aufbereitungs-Anlage.

Zum Transport von Mischbettharzpatronen sind folgende Maßnahmen zu treffen:

- Nach dem Druckablass die Wasseranschlüsse der Mischbettharzpatrone abschrauben.
- Die Patrone entleeren. Dazu die Patrone auf den Kopf stellen und warten, bis kein Wasser mehr ausläuft.
- Anschließend die Patrone mit den vorhandenen Kappen fest verschließen und falls möglich in die Transportverpackung einpacken.

Die Mischbettharzpatrone muss verpackt sein, wenn Sie mit einem Paketdienst verschickt wird. Für den Service mit einem Regenerationsmobil ist eine Verpackung nicht zwingend notwendig. Sofern keine Verpackung vor Ort vorhanden ist, schicken wir Ihnen eine Verpackung zu.

Hinweise zum Datenschutz: Die von Ihnen angegebenen Daten werden zur Abwicklung Ihrer Bestellung verwendet. Im Rahmen der Bestellung ist es erforderlich sein, dass wir Ihre Daten an Dritte weitergeben (z.B. Lieferanten, andere Henry Schein Unternehmen). Weitere Informationen zum Datenschutz bei Henry Schein finden Sie unter www.henryschein-dental/datenschutz. Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen.

Erfolg verbindet.