

NEU! Die KaVo Design Edition
mit neuer Trendfarbe

Pink Orchid



Erfrischend jung und
zum Verlieben schön.

KaVo Design Edition pink orchid

- Polster in Trendfarbe pink orchid
- Accessoires in pink orchid für das Armsystem



Wer das Beste sucht, wird KaVo lieben.



Die perfekte Behandlungseinheit
ist das Herzstück Ihrer Praxis.

Unser Beitrag für den perfekten Arbeitstag.

Eine Behandlungseinheit ist das Herzstück jeder Zahnarztpraxis. Sie ist der Platz, an dem Sie täglich arbeiten und Ihre Patienten auf höchstem Niveau behandeln und beraten.

Um dem Anspruch an Ihre täglichen Herausforderungen gerecht zu werden, produzieren wir von KaVo seit Jahrzehnten mit größter Leidenschaft Behandlungseinheiten, die Ihnen das Arbeiten so einfach und sicher wie möglich machen. Mit praxisgerechten Lösungen wie automatisierter Hygiene, berührungsloser, intuitiver Bedienung und Innovationen für dauerhaft ergonomisches, gesundes Arbeiten.

Wir entwickeln und produzieren in Deutschland, weil „Made in Germany“ für uns mehr ist als nur ein Versprechen. Wir garantieren damit höchste Qualität und Zuverlässigkeit in Material, Verarbeitung und Service. Denn wir wissen: Eine KaVo Behandlungseinheit ist nicht nur gut für jeden Tag, sondern am besten für ein ganzes Praxisleben.

E80

KaVo ESTETICA® E80

- Schwebestuhl mit motorischer Horizontalverschiebung
- Motorische Sitzbankanhebung
- Automatisierte Hygienefunktionen
- Premium-Materialauswahl
- Maximum an Integrationsmöglichkeiten
- SMARTdrive-Motorsteuerung für volle Durchzugskraft bereits ab 100 U/min

E70

KaVo ESTETICA® E70

- Schwebestuhlkonzept
- Automatisierte Hygienefunktionen
- Premium-Materialauswahl
- SMARTdrive-Motorsteuerung für volle Durchzugskraft bereits ab 100 U/min
- Auch mit Schwingentisch verfügbar

Jetzt neu als Design Edition
Pink Orchid

E50

KaVo ESTETICA® E50

- Arztelement mit intuitiver Bedienung
- Bewährter Behandlungsstuhl
- Höchste Hygienestandards
- SMARTdrive-Motorsteuerung für volle Durchzugskraft bereits ab 100 U/min

1058

KaVo Primus® 1058

- Qualität 30.000-fach bewiesen
- Bewährter Behandlungsstuhl
- Höchste Hygienestandards

Serienmäßig einfach und intuitiv in der Bedienung.

Einfache Bedienung



Beste Bedienung – Ihre Vorteile

- Intuitives, effizientes Arbeiten durch logische und komfortable Bedienung
- Leichtgängige und präzise Tischpositionierung für ermüdungsfreies und gesundes Arbeiten
- Modular, konfigurier- und erweiterbar
- KaVo Einhandsystem: Arztelement und Servicetisch mit einem Handgriff behandlungsfertig positioniert
- Ablage für 5 oder 6 Instrumente (jederzeit umrüstbar)
- Servicetisch als funktionale Brücke zur Assistenz

So muss ein Arztelement sein!

Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Denn Ihr Bedienelement hält alle Funktionen genau dort zum Abruf bereit, wo Sie diese bereits vermuten. Greifen Sie direkt und bequem auf alle wichtigen Funktionen zu und sparen Sie dabei wertvolle Zeit. Sagen Sie Ihrem Arztelement, was Sie wollen, und es wird es sich merken. So können Sie Motordrehzahl und Drehmoment indikationsbezogen festlegen und flexibel abrufen. Die Handhabung Ihrer KaVo Behandlungseinheit wird für Sie damit noch bequemer – bei jeder Behandlung.

Eine Freude für Ihre Assistenz.



Optimale Arbeitsbedingungen für Ihre Assistenz machen Ihre Praxis noch leistungsfähiger. Durch die vollständige Analogie zu Ihrem Arztelement sind bei Ihrem Assistenzelement die Stuhl-, Hygiene- und Instrumentenfunktionen schnell und einfach über Direktwahltasten abrufbar.

Die ergonomische Alternative.



Beste ergonomische Voraussetzungen dank geringer Tischhöhe von 45 cm und ausbalanciertem Schwingenbügel. Mit der Schwingenversion lässt sich das Arztelement in jeder Behandlungssituation optimal positionieren. Viel Bewegungsfreiheit bietet auch die großzügige Auszugslänge der Instrumentenschläuche von 90 cm.



Besser für Sie und Ihre Gesundheit.

Beste Ergonomie

Wir bieten 100 Jahre Erfahrung für ergonomische Höchstansprüche.

Dental Excellence heißt für uns, höchsten Ergonomieansprüchen gerecht zu werden. Damit Sie bei der Behandlung immer eine gesunde Körperhaltung einnehmen und so die volle Konzentration auf Ihre Patienten richten können. Deshalb steckt in den KaVo Behandlungseinheiten KaVo ESTETICA E80, E70, E50 und KaVo Primus 1058 immer ein durchdachtes Ergonomiekonzept.



Natürliche Körperhaltung.

Die extreme Tiefstposition von bis zu 350 mm ermöglicht eine natürliche Körperhaltung bei Behandlungen am sitzenden Patienten. Dies ist vor allem bei kleinen Behandlern von Vorteil.



Bequem im Stehen behandeln.

Die Höchstposition bis zu 900 mm ermöglicht die Behandlung liegender Patienten im Stehen – auch für Behandler mit einer Körpergröße von über 1,80 m.



Bestlage für den Patienten.

Dank des perfekt aufeinander abgestimmten Verhältnisses von Rückenlehnenneigung und Senkung der Fußablage liegen Ihre Patienten (Trendelenburg-Bewegung) ergonomisch immer richtig.



Optimierte Greifwege.

Das Arztelement ist schwenk- und höhenverstellbar und lässt sich mit dem ergonomischen Griff ideal und präzise positionieren, wo Sie es möchten. Dank des integrierten Displays haben Sie alle wichtigen Informationen immer im Blick.



Gute Haltung für die Assistenz.

Das höhenverstellbare Assistenzelement von KaVo (optional bei KaVo ESTETICA E50) gewährleistet jederzeit entspannte und ergonomisch gesunde Arbeitsabläufe – egal ob Ihre Assistenz im Sitzen oder Stehen behandelt.



Verspannungsfreie Bedienung.

Der KaVo Fußanlasser wird mit Rechts-links-Bewegungen des Fußes bedient (keine Auf-ab-Bewegungen). Dieses Konzept ermöglicht die verspannungsfreie Bedienung selbst im Stehen.



Konstante Arbeitsfeldposition.

Die motorische Horizontalverschiebung der KaVo ESTETICA E80 ermöglicht eine gleichbleibende Position des Patientenkopfes – auch beim Wechsel zwischen Ober- und Unterkieferbehandlung. Somit muss weder die Position der Leuchte noch des Arztelementes verändert werden.



Beinfreiheit.

Das innovative Schwebestuhlkonzept von KaVo ESTETICA E80 und E70 schenkt Ihnen die entscheidende Bewegungsfreiheit. Denn der Platz unter dem Patientenstuhl ist für Sie und Ihre Assistenz vollständig geräumt. Sie gewinnen Raum für unterschiedlichste Beinpositionen und sitzen entspannter.



Ergonomisch geformte Softpolster.

Die Progress-Rückenlehne unterstützt eine rückschonende Arbeitshaltung durch sehr nahen Zugang zum Patienten. Zusätzlich ist für KaVo ESTETICA E70 und E80 und für den COMPACTchair der KaVo Primus 1058 die COMFORT-Rückenlehne für höchsten Patientenkomfort erhältlich.

Beste Ergonomie – Ihre Vorteile


- Ausgezeichnet mit dem renommierten AGR-Gütesiegel (E70/E80/PHYSIO Evo)
- Über 100 Jahre KaVo, das heißt Ergonomie von Anfang an
- Natürliche Körperhaltung, egal ob im Sitzen oder Stehen
- Präzises und entspanntes Arbeiten, ermüdungsfreies Behandeln
- Bestlage für den Patienten im Patientenstuhl

„Ich bin begeistert von der KaVo Ergonomie. Ich kann den ganzen Tag entspannt arbeiten und bin abends noch fit.“

Dr. Inez Phoebe Kaiser, Zahnärztin, Taunusstein

AGR-Gütesiegel für KaVo ESTETICA® E70, E80 und PHYSIO Evo.

Die Behandlungseinheiten KaVo ESTETICA E70 und E80 sowie der Behandlerstuhl KaVo PHYSIO Evo sind mit dem Gütesiegel des Vereins Aktion Gesunder Rücken (AGR) ausgezeichnet. Das Prädikat für eine rückengerechte Umgebung wurde damit erstmals an zahnärztliche Arbeitsplätze vergeben. Eine unabhängige, multidisziplinäre Expertenkommission legt der Auszeichnung strenge Prüfkriterien für Ergonomie und Gesundheit zugrunde.



Die sauberste Lösung – Hygiene für Ihre Sicherheit.

Sichere
Hygiene

Hygienesicherheit in allen Arbeitsschritten.

Dank der integrierten Hygienefunktionen bei KaVo Behandlungseinheiten können Sie sich auf eine besonders sichere und effiziente Reinigung und **Entkeimung** verlassen. Die teilweise vollautomatisierten Prozesse sorgen für Zeitersparnis; die standardisierten Abläufe für dauerhafte Funktionssicherheit Ihrer Behandlungseinheit.



1 Vollautomatisierte Hygiene.

Oxymat und Dekamat sind im Gerätekörper der Behandlungseinheiten ESTETICA E70/E80 integriert. Das bedeutet für Ihre Assistenz weniger manuellen Aufwand.



4 Abnehmbare Teile.

Griffe, Silikonmatten, Mundspülbecken, Instrumentenablagen und Schwingenbügel sind einfach abnehm- und zum Teil auch sterilisierbar.



7 Berührungslose Bedienung.

Die berührungslose Bedienung der KaVoLUX 540 LED sorgt für ein minimales Risiko an Kreuzkontamination und maximale Sicherheit für Ihre Patienten.



2 Automatisierte Dauerentkeimung.

OXYGENAL 6 verhindert, dass sich Mikroorganismen in Ihrem Behandlungssystem und damit in Ihrer Praxis ausbreiten.



5 Hygienefilter.

Das einfach zu reinigende Absaug-Filterssystem spart Ihren Mitarbeitern zusätzlich Zeit bei den Hygienearbeiten. Die Saugfilter sind einfach und sicher wechselbar.



8 Biofilmunempfindliche Wasserschläuche.

Durch die spezielle Materialauswahl der wasserführenden Schläuche wird die Bildung von Biofilm verhindert bzw. minimiert.



3 Intensiventkeimung.

Eine einwandfreie Qualität der Kühl- und Spülflüssigkeiten stellt die Intensiventkeimung auch bei längeren Standzeiten sicher.



6 Instrumenten-Spülfunktion nach RKI.

Automatisches Spülen aller wasserführenden Leitungen. Aktivieren Sie die variabel einstellbare Spülzeit einfach per Knopfdruck.

Sichere Hygiene – Ihre Vorteile

- Automatisierte und standardisierte Hygiene
- Zeitsparende und einfache Reinigung
- Abnehmbare Teile
- Mehr Sicherheit dank Rücksaugstopp

HYGIENE
made by KaVo
PROFESSIONELL
ZUVERLÄSSIG
EINFACH

Qualität und Zuverlässigkeit – Perfektion in Serie.

Höchste Zuverlässigkeit

Der Maßstab an Langlebigkeit.

KaVo Qualität rechnet sich für Sie, denn sie steht für weit überdurchschnittliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Alle KaVo Behandlungseinheiten bieten dauerhafte, vollkommene Verlässlichkeit. Die absolut sorgfältige und präzise Verarbeitung sorgt für mehr Behandlungserfolge. Und dank umfassender Qualitätskontrolle und Tests bieten KaVo Behandlungseinheiten immer ein Höchstmaß an Sicherheit, das heißt praktisch keine Ausfallzeiten und Reparaturen.



Präzise Verarbeitung.

Die hochwertige Fertigung erlaubt die Realisierung einer Behandlungseinheit für optimales und ungehindertes Arbeiten.



Hochwertige Materialien.

Ausschließlich hochwertige Oberflächen und Materialien werden in bewährter KaVo Qualität verarbeitet.



Praxiserprobte Komponenten.

Dank umfassender Erfahrung im Dentalmarkt bietet KaVo bewährte Technologien und Materialien für höchstes Vertrauen in jede KaVo Behandlungseinheit.



Größte Funktionssicherheit.

Sämtliche Komponenten und Funktionen werden ausführlichen Sicherheitstests unterzogen – und das bei allen KaVo Behandlungseinheiten.



Seit über 100 Jahren „Made in Germany“.

KaVo ist in Deutschland einer der größten Arbeitgeber in der Dentalbranche und stellt die Behandlungseinheiten am Wirtschaftsstandort Deutschland her.

Höchste Zuverlässigkeit – Ihre Vorteile

- Hochwertige, solide Komponenten für lang anhaltende Stabilität und Zuverlässigkeit
- Präzise Verarbeitung nach höchsten Qualitätsstandards
- Feinste Abstimmung und Abstufung aller Funktionen
- Größte Funktionssicherheit durch umfassende Dauertests

„Ich vertraue der KaVo Qualität, weil sie mir Sicherheit schenkt und das Arbeiten erleichtert.“

Tim Specht, angestellter Zahnarzt, Geislingen



Das sitzt. Ergonomie trifft Design.

Die KaVo Behandlerstühle PHYSIO Evo und One.

So schön kann gesundes Sitzen sein.

Für Sie als Zahnarzt ist es besonders wichtig, eine dauerhaft ergonomisch gesunde und komfortable Körperhaltung in jeder Behandlungssituation einzunehmen. Und nichts beeinflusst Ihre Körperhaltung so sehr, wie der Arbeitsstuhl auf dem Sie täglich sitzen.

Produkte mit einem Höchstmaß an Ergonomie und Komfort bietet KaVo seit jeher an. So ist auch der neue KaVo PHYSIO Evo exakt auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Zahnärzten und Assistenten ausgerichtet.

Dies bestätigt auch die Auszeichnung durch das Gütesiegel des Vereins „Aktion gesunder Rücken“ (AGR).

Auch der KaVo PHYSIO One bietet zuverlässige KaVo Qualität und ein attraktives, praktisches, modernes Design – und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.



Machen Sie Ihre ESTETICA zu myESTETICA.

myESTETICA – so individuell wie Sie selbst!

Mit myESTETICA können Sie beim Kauf einer KaVo ESTETICA E70 oder E80 eine Seitenblende nach Ihren Wünschen gestalten und so Ihrer Praxiseinrichtung eine ganz persönliche Note verleihen. Schaffen Sie Atmosphäre und verwandeln Sie Ihr Behandlungszimmer in einen ganz besonderen Ort!

Auf www.kavo.de/myESTETICA können Sie aus vielen Motiven wählen oder sich einfach selbst verwirklichen. Ihre Behandlungseinheit wird unverwechselbar durch Ihre eigene Grafik, Ihr Praxislogo oder eine Beschriftung.



Gehen Sie online.



Gestalten Sie Ihre ESTETICA.



Zeigen Sie Persönlichkeit.



Erfrischend jung und zum Verlieben schön.



Pink Orchid Die neue KaVo Trendfarbe!

„Ich liebe schöne Farben.
Und mit pink orchid bekommt der
Raum einen ganz besonderen Reiz.“

*Dr. Annekathrin Schilling,
angestellte Zahnärztin, Biberach*

Bringen Sie frischen Wind in Ihre Praxis.
Die neue Design Edition pink orchid der KaVo
Behandlungseinheiten KaVo ESTETICA E70 und
E80 wird Sie begeistern. Mit der KaVo Trendfarbe
des Jahres pink orchid sowie den schicken
Accessoires schafft die Design Edition eine
unverwechselbar frische Atmosphäre in jedem
Behandlungszimmer.

Wer das Beste sucht, wird KaVo lieben.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Geringfügige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Accessoires in pink orchid für das Armsystem sind nur für die Tischversionen der Behandlungseinheiten KaVo ESTETICA E80 T und E70 T erhältlich.

Bei den hier abgebildeten Farben der Behandlungseinheiten handelt es sich teilweise um Sonderlackierungen, die gegen Aufpreis erhältlich sind.



KaVo. Dental Excellence.